

C350

CORPUS 3G



Baghjulstrukket Kraftfuld

Permobil C350 Corpus 3G er til dig, der foretrækker baghjulstræk. Med C350 får du en el-kørestol der er hurtig, kraftfuld og smidig, til brug i alle miljøer. Det er vigtigt at vælge det rigtige sæde. Corpus 3G sædet er et fleksibelt, modulopbygget sædesystem, der giver mulighed for at tilpasse siddekomforten til den enkelte bruger. Uni Track tilbehørssystemet gør det nemt at montere kropsstøtter, hoftestyr, lårstyr, borde etc.



permobil

THE POWER OF MOBILITY

El funktioner





Sædetilt

Eldrebet ryg og/eller sædetilt fås som ekstraudstyr. Vælg sædetilt 0-50°, -5-45°.

Affjedring

Det uafhængige hjulophæng giver komfortable og stabile køreegenskaber.


Ryghældning

Op til 150° reguleret rygstøtte.

Armlæn

Armlænene kan justeres i højde og bredde, de kan desuden vinkles.

Farver



sort


blå

sølv

gul

rød

Betræk



sort skai

sort stof

Specifikationer

Længde	1180 mm
Bredde	625 mm
Mindste transportlængde	955 mm
Sædehøjde	450 mm
Sædehøjde, eldrebet sædetilt	450 - 650 mm
Vægt incl. batterier	149 kg
Max brugervægt	136 kg
Sædebredde	420 - 570 mm (x 50 mm)
Sædedybde	370 - 570 mm (x 25 mm)

Ryglænsbredde	360 - 410 - 460 - 510 mm
Ryglæns højde	470, 545 - 670 mm
Ryghældning - justerbar	85° - 150°
Benstøttevinkel - justerbar	85° - 170°
Batterikapacitet	2 x 60 Ah
Kørestækning	30 - 35 km
Max hastighed	10 km/h
Venderadius	665 mm
Forcerer forhindringer på	70 mm