



Ekstra lav siddehøjde

C500 Corpus 3G Lowrider er specielt til dig som er aktiv. C500 chassis er designet til udendørskørsel, men er så fleksibelt at det også egner sig til at køre indendørs. Vi har kombineret chassiset med vores kendte Corpus 3G. Sædet har alle de vigtige funktioner for at du kan sidde i lang tid. Du sidder med korrekt støtte med den ergonomiske pude, og kan udnytte elfunktioner som tilt for yderligere aflastning. Du kan vælge fremad tilt på 5 grader som ekstra hjælp ved forflytning.

Det specielle ved modellen Lowrider er, at du får ekstra lav sædehøjde som eksempelvis gør det nemmere at komme ind under borde, og er en fordel som førersæde i bilen.





Ryglæn

Delbar ryg. Vælg lav ryg for aktiv siddestilling.




Ergonomisk sæde

Ergonomisk sædepude for ekstra støtte. Du kan vælge pude med Roho indlæg. Sædet har vinkeljusterbare armlæn og formede benstøtter.



Tiltfunktion


Tiltfunktion -5 grader for lettere forflytning.




Permolock C

Bilbespænding som gør at du kan bruge el-stolen som førersæde i bilen.


Farver




blå cobolt



sort onyx



grå phantom



lilla deep



rød volcano




sølv platinum

Betræk



sort skai



sort stof

Specifikationer

Vægt incl. batterier	181 kg
Længde	1225 mm
Bredde	675 mm
Mindste transportlængde	930 mm
Sædehøjde (til siddeplade)	405 mm
Sædebredde	420-570 mm
Sædedybde	370-570 mm
Ryglænsøjde	545-670 mm
Ryglænsøjde lav ryg	470 mm

Armlænsøjde	justerbar
Tilt	0° -30° eller -5° -25
Ryghældning	85° -170°
Batterikapacitet	2x73 Ah
Kørestækning	30-40 km
Max hastighed	8/10 km/h
Venderadius	715 mm
Forcerer forhindringer på	60 mm
Max brugervægt	150 kg (136kg med sædeløft)