

K300
PS JUNIOR



Klar? Kør!

Leg på hjul.

K300 PS Junior gør det muligt for børn at deltage i løjerne. Den fuldt indstillelige sædeskål tillader at barnet vokser. De justerbare armlæn, elektriske indstilling af sædehøjde og hældning, de programmerbare R-net-betjeningsgreb og UniTrack-systemet giver ekstra komfort. Denne elektriske kørestol kan modstå tilfældige stød og bump og forefindes i smarte glade farver. Se videoen på vores hjemmeside!



permobil

THE POWER OF MOBILITY

elfunktioner





Benstøtter

Benstøtterne kan drejes væk i én bevægelse og har justerbare og særdeles solide fodplader med flere aksler. Fås også med monobenstøtte.

Belysning

Også tilgængelig med en energieffektiv LED-belysning, både for og bag (ekstraudstyr).

Armlæn

Armlænene er nemme at justere til den rette højde, vinkel og bredde.


Elfunktioner

45° elektrisk eller manuell sidsvinkling finns som tillval. Du kan även välja sitslyft.


Farver




blå cobalt




sort onyx



grå phantom



lyserød popstar



lilla deep




rød volcano

Betræk



skai



sort stof

Specifikationer

Samlet længde	1080 mm
Samlet bredde	620 mm
Min. transportlængde	885 mm
Sædehøjde	460 mm
Sædehøjde, elektrisk sædeløft	460 - 660 mm
Samlet vægt inkl. batterier	120 kg
Maks. brugervægt	76 kg
Sædebredde	275 - 400 mm
Sædedybde	250 - 450 mm
Ryglænsbredde	275 - 400 mm
Ryglænshøjde	350 - 560 mm
Afstand ml. armlæn	justerbar
Ryglænsvinkel - justerbar	85° - 120°

Batterikapacitet	2 x 60 Ah
Rækkevidde (ISO 7176-4)	30 - 35 km
Maksimumhastighed	7 km/t, Smodel 10km/t
Venderadius (ISO 7176-5)	625 mm
Kan køre over kanter	60 - 80 mm
Affjedring	ja
Elektronik	R-net
Elektrisk sædeløft	ja
Elektrisk sædetilt	ja
Elektrisk benstøttejustering	nej
Elektrisk ryglænsjustering	nej
Garanti	1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - kollisionstestet
EN12182/EN12184 CE	ja