

K450
MX



Ingen Grænser

Til den der er lidt mindre



Permobil K450 MX En el-kørestol er til den der er lidt mindre, men gerne vil være med overalt. K450 har det ekstra der gør, at sædet kan komme helt ned til gulvet, når dette behøves. Eller den kan komme højt op, hvis der er ting man skal nå. Den moderne Rnet elektronik gør det nemt at betjene alle el-funktioner. Det stabile chassis med affjedring gør det sikkert og sjovt at køre med kørestolen, både ude og inde. De brede dæk giver et godt greb i underlaget.

permobil

THE POWER OF MOBILITY

elfunktioner





Sædetilt

45° tilt i alle højder.

Benstøtte

Benstøtte kan justeres uden brug af værktøj.

Affjedring

God affjedring giver perfekt kørekomfort.

Styring

Rnet elektronik der giver alle muligheder.


Farver



gul



sølv



sort



rød



rosa



blå

Betræk



sort skai



sort stof

Specifikationer

Vægt inkl. batterier	141 kg
Længde	1240 mm
Bredde	640 mm
Mindste transportlængde	1110 mm
Sædehøjde	120–650 mm
Sædebredde	250–400 mm
Sædedybde	250–400 mm*
Ryglænsøjde	325–425 mm**

Batterikapacitet	justerbar
Kørestækning	2 x 60 Ah
Kørelængde	25–30 km
Maks. hastighed	8,5 km/h
Venderadius	1060 mm
Kan køre over kanter	60 mm
Brugers maks.-vægt	60 kg

*Sædeplate kan flyttes frem 2x25mm **Ryggestøtte kan forhøjes yderligere 50mm