



Den mindste kørestol

Lille og cool!

Koala är den ideelle kørestol til børn, lige fra småbørn til unge teenagere. Den er udstyret med samme kraftige motorer og forhjulstræk som Permobil's kørestole til voksne, men tilpasset børns behov. Miniflex-sædesystemet er et fleksibelt sædesystem til børn i voksenalderen og børn med særlige krav til sædet. Fås i tre størrelser og med et udvalg af kropstøtter.



permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektriske funktioner





Stødfanger

Giver sikker og bekvem kørsel.

Tilt-/højdejustering

Som standard udstyret med kombineret tilt- og højdejustering.

Baghjul

De drejelige baghjul giver en styring, der reagerer let.

Fodplade

Fodstøtten kan vinkles og fås i to størrelser.

Farver



grøn apple




gul lemonade

Betræk



kunstlæder



sort stof

Specifikationer

Samlet længde	965 mm
Samlet bredde	560 mm
Min. transportlængde	710 mm
Sædehøjde (til siddeplade)	340 mm
Sædehøjde, elektrisk sædeløft	340 - 590 mm
Samlet vægt inkl. batterier	94 kg
Maks. brugervægt	35 kg
Sædebredde	250 - 300 - 350 mm
Sædedybde	270 - 320 - 370 mm
Ryglænsbredde	270 - 320 - 370 mm

Ryglænsenhøjde	325 - 375 - 425 - 475 mm
Afstand ml. armlæn	250 - 350 mm
Ryglænsvinkel - justerbar	80° - 145°
Benstøttevinkel - justerbar	90° - 150°
Batterikapacitet	2 x 40 Ah
Rækkevidde (ISO 7176-4)	25 - 30 km
Maksimumhastighed	6,5 km/t
Venderadius (ISO 7176-5)	570 mm
Kan køre over kanter	60 mm

(For yderligere information som ikke er nævnt i dette produktblad, henviser vi til brugermanual som kan downloades fra Permobil's hjemmeside, eller kontakt Permobil Danmark's kontor)