

M400

CORPUS HD



Stor og robust

En lidt hårdere livsstil!

M400 Corpus HD er en fantastisk el-kørestol til brugere op til 205 kg. M400 HD har det kendte Corpus 3 sædesystem, med en god siddekomfort, 4 el-funktioner og indbyggede memory funktioner. M400 HD er centerdrevet, hvilket giver en stor smidighed og samtidig en stor stabilitet. Der er indbygget stor fleksibilitet i både sædesystem og styresystem. M400HD CORPUS 3G ER PÅ ALLE MÅDER BYGGET TIL EN LIDT HÅRDERE LIVSSTIL.

permobil

THE POWER OF MOBILITY

elektriske funktioner





Elektrisk benstøtte

Ekstrem stærk benstøtte.

Fodplader

Store fodplader med justeringsmuligheder.


Stærke motorer

Ekstra stærke motorer på el-funktioner.


Affjedring

Stærk og justerbar affjedring giver blød og sikker kørsel.


Farver



blå cobalt




sort onyx



grå phantom



lyserød popstar



lilla deep



rød volcano



grøn sublime




grå platinum

Betræk



skai



sort stof

Specifikationer

Vægt inkl. batterier	202 kg
Rækkevidde	30 km
Samlet bredde	760-860 mm (chassi 660)
Samlet længde	1190 mm
Venderadius	560 mm
Kan køre over kanter	60 mm
Batterikapacitet	2 x 73 Ah
Elektronik	R-net
Sædehøjde	450, 500 - 650 mm
Sædebredde	470 - 620 mm
Sædedybde	495 - 645 mm
Ryglænsenhøjde	540, 620 - 745 mm
Ryglænsbredde	510, 560, 610 mm

Armlæn		335, 410, 460 mm
Sædeløft		200 mm
Sædevinkel	(Elektrisk)	0° — 45°
	(Manual)	Nej
Ryglænsvinkel	(Elektrisk)	85° — 150°
	(Manual)	85° — 120°
Benstøtte	(Elektrisk)	85° — 175°
	(Manual)	85° — 175°
Ryg/ben "Baden Baden"	(Elektrisk)	Ja
	(Manual)	Nej
Maks. brugervægt		205 kg
Maksimumhastighed		8 km/h