

X850

CORPUS 3G



X850 Corpus 3G

Bygget til udendørs brug

X850 Corpus 3G Vores kraftfulde offroad-kørestol ser ikke kun robust ud, den er bygget til folk, der har brug for høj ydeevne. Har du brug for en stærk kørestol, der kan bruges både i byen og ude i naturen? Måske bor du et stykke væk fra den nærmeste forretning, eller du tager på arbejde i din kørestol, eller du vil gerne på cykeltur sammen med vennerne? Hvis du har brug for en kørestol, der kan leve op til disse ting, er X850 Corpus 3G det helt rette valg. Med baghjulstræk, en stærke motorer og robust affjedring er dette en kørestol, som du kan køre sikkert i med 15 km/t.


Sædet i X850 Corpus 3G kan drejes 80°, hvilket gør det nemt at sætte sig i stolen og rejse sig igen.



permobil

THE POWER OF MOBILITY

El funktioner





Ergonomisk sæde

Ergonomisk sædepude for ekstra støtte. Du kan vælge pude med Roho indlæg.



Hjul/Fjedring

Robust justerbart affjedrings-system, uafhængig affjedring på forhjul og solid gummi-kofanger.



Akselafstand

Justerbar akselafstand, kan leveres elektrisk, som tilbehør.




Sædedrej

Sædedrej som tilbehør.


Farver



blå



rød




sort

Betræk



sort stof



sort skai

Specifikationer

Total længde	1260 - 1460 mm
Total bredde	720 mm
Mindste transportlængde	1260 mm
Sædehøjde	540 mm
Sædehøjde, elektrisk sædeløft	540 - 740 mm
Vægt inkl. batterier	203 kg
Vægt batterier	2 x 31 kg
Brugers maks.-vægt	136 kg
Sædebredde	420 - 570 mm
Sædedybde	370 - 570 mm
Ryglænsenhøjde	470, 545 - 670 mm
Ryglænsbredde	360/410/460/510 mm
Armlænsenhøjde	185 - 320 mm
Bredde mellem armlæn	380 - 480/480 - 580 mm
Batterikapacitet	2 x 97 ah

Opladningstid	11 tim
Kørestrækning	35 - 45 km
Maks. hastighed	15 km/h
Bremselængde	3500 mm
Venderadius ISO 7176-5	1680 mm
Vend i korridoren	2250 mm
Forcerer forhindrenger på	110 mm
Manuelt benstøtte*	20 - 70°
Elektrisk sædetilt	15°
Elektrisk sædeløft	200 mm
Elektrisk ryghældning	35°
Manuel ryghældning	45°
Justerbar akselafstand	200 mm
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - kollisionstest
EN12182/EN12184 CE	ja

*Manuelt benstøtte fungerer kun sammen med sædetilt. Benstøtte er ikke kompatibel med sædedrej eller justerbar akselafstand.

Specifikationer er afhængig af kørestolens konfiguration. For yderligere information som ikke er nævnt i dette produktblad, henviser vi til brugermanual som kan downloades fra Permobil's hjemmeside, eller kontakt Permobil Danmark's kontor!