

permobil



Litt smartere

Nå har vi funnet den rette kombinasjonen, en robust stol med frekt design. Vi har laget neste generasjons setedesign, til våre kompakte chassis C350 og C300.

Velger du C350TS får du en bakhjulsdrevet sterk, rask stol med et funksjonelt sete. Du får en Permobil med vår standard på sikkerhet og funksjon. TS setets enkle grunntanke gjør at den det passer bra for barn som vokser raskt. Setets ramme har en integrert UniTrack skinne som brukes for å justere setedybde og armlenehøyde. Skinnen gjør også at du enkelt justerer posisjoner på eventuelle støtter.

C350
TS

EL. FUNKSJONER



Elektrisk regulerbar setevinkling og rygg.

CHASSISFARGE



Sort



Trinnløst justerbar setedybde og armlenehøyde.



NO

Både rygg og sete består av tett-sittende, meget sterke velcrobånd som du kan regulere.



Delbare felger med samme farge som chassis.



Elektrisk justerbar seteløfter.



Elektrisk justerbare benstøtter.



VR2 elektronikk

C350 TS™ SPESIFIKASJONER

Vekt inkl. batterier	151 kg	Batterikapasitet	2x60 Ah
Lengde	1065 mm	Kjørelengde	30–35 km
Bredde	625 mm	Maks hastighet	10 km/h
Minste transportlengde	900 mm	Snuradius	890 mm
Setehøyde	460–510 + 200 mm seteløft	Hindertagning	70 mm
Setebredde	380-530 mm	Brukers maks vekt (Maksimal brukervekt er lavere ved korte setedybder)	136 kg
Setedybde	250-550 mm		
Ryggstøtتهøyde	450/600 mm		

Spesifikasjoner er avhengig av hvordan rullestolen er konfigurert. Utarbeidet og utgitt av Permobil AB, Sverige Mars 2012.



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,
1481 HAGAN, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.
E-post: ks@permobil.com
www.permobil.no