



UT Å LEKE

K300 er en smart liten rullestol. Barn vokser raskt og da kreves det endringer. Med vårt kompakte chassis K300 og et fleksibelt juniorsete, får man en stol som fungerer helt opp til 76 kg. Seteplate, ramme og armstøtte kan enkelt justeres og tilpasses i takt med at barnet vokser. Det er også mulighet for diverse tilbehør og den finnes i mange friske farger.

K300
PS JR

EL. FUNKSJONER



Elektrisk seteløfter og setevingling.

CHASSISFARGER



Rød

Blå



Sort

Sølv



Rosa

Lyseblå



Grønn



R-net elektronikk.



Justerbar seteplate.



Håndtaksats.



Innebygd skinne for Uni-Track, gir god sittekomfort.



Armstøtte kan fjernes ved et enkelt grep.



Enkelt å justere høyde og vinkel på armstøtte.



Justerbare SwingAway benstøtter.



Tilleggsvalg håndtak og manuell setevingling (kan vinkles inn ved transport).



K300 PS JR™ SPESIFIKASJONER

Vekt inkl batterier	120 kg	Ryggstøtتهøyde	405–550 mm
Lengde	1080 mm	Armstøtتهøyde	justerbar
Bredde	620 mm	Batterikapasitet	2 x 60 Ah
Minste transportlengde	885 mm	Kjørelengde	30–35 km
Setehøyde	420–620 mm	Maks Hastighet	7 km/h
Setebredde	280–405 mm	Snuradius	625 mm
Setedybde	250–450 mm	Brukers maksvekt	76 kg



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,
1481 HAGAN, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.
E-post: ks@permobil.com
www.permobil.no