



# INGEN GRENSER

En rullestol for den som er litt mindre og trenger spesielle funksjoner. K450 har det lille ekstra som gjør at setet kan senkes helt ned til gulvnivå, eller kan bli tilstrekkelig høyt for bord eller andre ting du vil nå. R-net elektronikken gir mulighet for alle el. funksjoner, bla. setevinkling, som fungerer både når setet er i høyeste og laveste posisjon. Chassiset er stabilt, sikkert og morsomt å kjøre, med god fjæring og brede dekk.

**K450**  
MX

## EL. FUNKSJONER



## CHASSISFARGER



Gul



Sølv



Sort



Rød



Rosa



Lyseblå



R-net elektronikk som gir deg alle muligheter.



45 gr setevinkling i alle posisjoner.



Benstøtte justeres uten verktøy.



God fjæring gir balanse.



Brede dekk gir behagelig og sikker kjøring.



UniTrack tilbehørssystem for komfortabel sittestilling.



Lett tilgjengelige batterier.

## K450 MX™ SPESIFIKASJONER

Vekt inkl batterier	141 kg	Ryggstøtتهøyde	325–425 mm**
Lengde	1240 mm	Armstøtتهøyde	justerbar
Bredde	640 mm	Batterikapasitet	2 x 60 Ah
Minste transportlengde	1110 mm	Kjørelengde	25–30 km
Setehøyde	120–650 mm	Maks Hastighet	8,5 km/h
Setebredde	250–400 mm	Snuradius	1060 mm
Setedybde	250–400 mm*	Brukers maksvekt	60 kg

\*Seteplate kan flyttes fram 2x25mm \*\*Ryggstøtte kan forhøyes ytterligere 50mm



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,  
1481 HAGAN, Norge.  
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.  
E-post: ks@permobil.com  
[www.permobil.no](http://www.permobil.no)