



X850 Corpus

AVANSERT OG STERK



X850

Rask og sterk utestol med
et komfortabelt sete.



MÅL OG YTELSE

Lengde.....	1260-1460 mm
Bredde.....	720 mm
Minste trp.lengde.....	1260 mm
Setehøyde.....	560 mm
Setehøyde med el.seteløfter.....	560-760 mm
Vekt inkl. batterier.....	190 kg
Batterikapasitet.....	2x97 Ah
Ladetid.....	ca. 11 tim
Kjørelengde.....	35-45 km
Maks hastighet.....	10 km/h
Bremselengde.....	2000 mm
Snuradius.....	1680 mm
Hindertagning.....	110 mm
Brukerens maksimalvekt.....	136 kg
Setebredde.....	430/480 mm
Setedybde.....	360-560 mm
Ryggstøtتهøyde.....	535/605 mm
Armstøtتهøyde.....	justerbar
Avstand mellom armstøtter.....	350/400/450 mm
Avstand setepute - fotplate.....	340-560 mm
Ryggstøtтеvinkel - justerbar.....	90°-120° man/el

- Robust justerbar fjæring
- Individuell fjæring på forhjulene
- Kraftig hjuldimensjon
- Hardføre støtdempere i gummi
- Justerbar akselavstand, som tilbehør også elektrisk regulert
- Setevridning til 180° som tilbehør
- Elektronikk som kan programmeres etter brukerens behov uten verktøy eller instrumenter
- Setet er bygd opp av moduler som enkelt kan byttes ut for å endre setedybde, -bredde og ryggstøtتهøyde
- Ergonomisk utforming av setet med innebygd, justerbar korsryggstøtte og sidestøtter.

VALGFRI STANDARDTILPASSING

Fargealternativer: sort, blå, rød

Valgfritt trekk: skai, stoff

Valgfri setedybde: 360, 410, 460, 510 og 560 mm

Valgfri setebredde: 430 og 480 mm

Valgfri ryggstøtтеbredde: 340, 390 og 440 mm

Valgfri ryggstøtتهøyde: 535 og 605 mm

Valgfri armstøtтелengde: 250, 300, 350 og 400 mm

TILLEGGSFUNKSJONER

Akselavstand elektrisk justerbar

Elektrisk/manuell rygg

Seteløfter elektrisk

Setevridning manuell

Setevridning elektrisk



Bagasjeboks



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Hvamsvingen 22,
2013 Skjetten, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 63 84 48 50.
E-post: ks@permobil.no
www.permobil.no