



HENG MED UTE



X850
TSjr



På veg til skolen, holde følge
med venner på sykkelturn.

EL. FUNKSJONER



Seteløfter



Ryggvinkling



Akselavstand



Setevinkling

CHASSISFARGER



Blå



Svart



Rød



Robust justerbart fjæringssystem, uavhengig fjæring på framhjul.



Fotplate med hardføre gummidempere.



Justerbar akselavstand, som tilbehør også elektrisk regulert.



Trinnløs justerbar setedybde og armlene høyde.



Både rygg og sete består av tetsittende, meget sterke velcrobånd som du kan regulere.



Transportfeste



Ledsagerstyring

X850 TSjr SPESIFIKASJONER

Vekt inkl. batterier	190 kg	Ladetid	ca 11 tim
Lengde	1260-1460 mm	Kjørelengde	35-45 km
Bredde	720 mm	Maks hastighet	10 km/h
Minste trp. lengde	1260 mm	Snuradius	1680 mm
Setebredde	380-430 mm	Hindertagning	110 mm
Setedybde	250-370 mm	Bremselengde	2000 mm
Ryggstøtتهøyde	450 mm	Brukerens maksimalvekt	76 kg
Batterikapasitet	2 x 97Ah		



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,
1481 HAGAN, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.
E-post: ks@permobil.com
www.permobil.no