

**C300**  
PS



The Art of Mobility™


## C300 PS™

C300 PS er en smart lille el-kørestol med et frækt design og gode egenskaber. Lille, hurtig og smidig gør den til en perfekt stol, til brug i bymiljøet. Du kan nemt komme frem i trange gader og forretningsskvarterer. Det nye PS sæde er enkelt og smart. "Teleskopramme" og fleksibel sædeplade gør det muligt at ændre sædebredden, sædedybden og ryghøjden, helt enkelt. Med regulerbar stroppryg er det muligt at opnå en perfekt siddestilling.

EL-FUNKTIONER



CHASSISFARVER



Elektronik VR2/R-net.



Affjedring.



Delbare fælge i samme farve som chassis.



Rygpolster med stropper der kan justeres, giver en god støtte til ryggen.

### C300 PS™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	112 kg	Sædebredde	400/450 mm	Kørestrækning	30–35 km
Længde	1200 mm	Sædedybde	410–535 mm	Maks. hastighed	7 km/h
Bredde	620 mm	Ryglænsøjde	360–605 mm	Venderadius	637 mm
Mindste transportlængde	885 mm	Armlænsøjde	justerbar	Kan køre over kanter	70 mm
Sædehøjde	510–710 mm	Batterikapacitet	2x60 Ah	Brugers maks.-vægt	120 kg



The Art of Mobility™

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59, DK-2760 Måløv, Danmark. Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406. E-post: mail@permobil.dk

[www.permobil.dk](http://www.permobil.dk)