

permobil



Lidt smartere

Nu har vi fundet den perfekte kombination af frækt design og robust styrke. Vi har skabt en ny generation af sæder til vore to kompakte chassiser C350 og C300.

Vælger du en C350TS får du en baghjulsdreven, stærk og hurtig stol, med et frækt design samt et funktionelt sæde. TS sædets enkle grundtanke gør, at man får et pænt rent design. Sæderammen har integreret Uni Track skinne, der gør det nemt at justere sædedybde og armlænsenhøjde, trinløst. Uni Track skinnen gør det desuden nemt at montere tilbehør som kropsstøtter og lårstyr, hvis dette er nødvendigt. Stolens enkle opbygning, gør den desuden til et godt økonomisk valg.

C350
TS

EL-FUNKTIONER



Elektrisk sæderegulering.

CHASSISFARV



Sort



Trinløst justerbar sædedybde og armlænsenhøjde.



Ryg og sædeflade består af tæt-siddende stærke stropper, der gør det muligt at tilpasse sæde og ryg efter kroppen.



Delbare fælge i samme farve som chassis.



Elektrisk sædeløft.



Elektrisk justerbar benstøtte.



Standard VR2 elektronik til to-elfunktioner. Tilvæg en ekstra styring, hvis du vil have fire elfunktioner.

C350 TS™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	151 kg	Armlænsenhøjde	190–390 mm
Længde	1065 mm	Batterikapacitet	2 x 60 Ah
Bredde	625 mm	Kørestrækning	30–35 km
Mindste transportlængde	900 mm	Maks. hastighed	8 km/t
Sædehøjde	460–510 + 200 mm seteløft	Venderadius	890 mm
Sædebredde	380–530 mm	Kan køre over kanter	70 mm
Sædedybde	380–550 mm	Brugers maks.-vægt	136 kg
Ryglænsenhøjde	450/600 mm		



The Art of Mobility™

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59,
DK-2760 Måløv, Danmark.
Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406.
E-post: mail@permobil.dk
www.permobil.dk