



# C400 Miniflex

FOR DE LEGESYGE



# TEKNISKE DATA • C400 MINIFLEX

## MÅL OGYDEEVNE

|  |                |
|--|----------------|
| Længde .....                           | 985 mm         |
| Bredde .....                           | 610 mm         |
| Minimum trp. længde .....              | 890 mm         |
| Sædehøjde .....                        | 520 mm         |
| Sædehøjde med el. sædeløft .....       | 520 - 720 mm   |
| Vægt inkl. batterier .....             | 135 kg         |
| Batterikapacitet .....                 | 2x73 Ah        |
| Opladningstid .....                    | ca. 8 timer    |
| Kørestrækning .....                    | 30 - 35 km     |
| Maks. hastighed .....                  | 7 km/h         |
| Bremselængde .....                     | 1.200 mm       |
| Venderadius .....                      | 180° 665 mm    |
| Kan køre over kanter af højde på ..... | 70 mm          |
| Brugerens maks. vægt .....             | 35 kg          |
| Sædebredde .....                       | 250/300/350 mm |
| Sædedybde .....                        | 250/300/350 mm |
| Ryglænsøjde .....                      | 325/375/425 mm |
| Armlænsøjde .....                      | justerbar      |
| Ryglænsvinkel - justerbar .....        | 90 - 165°      |
| Benstøttevinkel - justerbar .....      | 90 - 150°      |

## VALGFRI STANDARDTILPASNING

Farveindstillinger: rød metallic, blå metallic, sort metallic, grøn metallic

Valgfrit betræk: imiteret, stof

Valgfri sædedybde: 250, 300 og 350 mm

Valgfri sædebredde: 250, 300 og 350 mm

Valgfri ryglænsøjde: 325, 375 og 425 mm

Valgfri armlænsøjde: 200 og 250 mm

Valgfri benstøttelængde: Junior eller Senior

Benstøtte med stor fodplade

Benstøtte med lille fodplade

## YDERLIGERE FUNKTIONER

Sædeløft 200 mm

Sædetilt 45°

Justerbar benstøttevinkel

Justerbar ryglænsvinkel

## STANDARDTILBEHØR

Kropsstøtte

Nakkestøtte

Lårstøtter

4-punkt-sele

Sele med quicklås

Selvjusterende sele

Batteri

Ladere

Bagagekurv

Støttehjul

Driftstidsmåler

Fodremme

Vippearm

Panelholder

Smidig indendørs og kraftfuld udendørs –  
vær sammen med vennerne overalt!

- Vælg mellem tre sædestørrelser for børn op til 35 kg
- Nem at styre
- 45° sædetilt
- Støddæmpere, der giver en behagelig tur
- Ergonomisk udformning af sædet med indbygget, justerbar lårstøtte og kropsstøtte
- Elektronik, som kan programmeres efter brugerens behov



Sædeløft 200 mm



45° sædetilt



En stol, man kan vokse i, med tre forskellige sædestørrelser



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS  
Måløv Værkstedby 59,  
DK-2760 Måløv, Danmark  
Tel: +45 44681406.  
Fax: +45 44682406  
E-post: mail@permobil.dk

[www.permobil.dk](http://www.permobil.dk)