



Chairman HD

EN STOR STOL TIL STORE PERSONER



HD

Et stærkt chassi med et bredere, dybere sæde og elektronik, som muliggør positionsændring.



TEKNISKE DATA • CHAIRMAN HD

MÅL OG YDEEVNE

Længde	1.120 mm
Bredde	700 mm
Mindste transportlængde	920 mm
Sædehøjde	550 mm
Sædehøjde med el. sædeløft	550 - 750 mm
Vægt inkl. batterier	165 kg
Batterikapacitet	2x73 Ah
Opladningstid	ca. 8 timer
Kørestrækning	30 - 35 km
Maks. hastighed	6,5 km/h
Bremselængde	1.200 mm
Venderadius 180°	750 mm
Kan køre over kanter af højde på	60 mm
Brugerens maks. vægt	200 kg
Sædebredde	480/530/580 mm
Sædedybde	435 - 635 mm
Ryglænsøjde	720 mm
Armlænsøjde	justerbar
Afstand mellem armlænene	470/520/570 mm
Afstand sædehynde - fodplade	400 - 500 mm
Ryglænsvinkel – justerbar	90° - 135° manuelt/el
Benstøttevinkel – justerbar	90° - 135° manuelt/el

- Udvidet og forstærket Chairman-chassi.
- Støttehjul frem er standard.
- Dobbeltmonterede styrehjul sikrer en bedre trækraft på bløde overflader.
- Bredere og kraftigere sæderamme.
- Kraftigt ryglæn i plade.
- Elektronik, som kan programmeres efter brugerens behov

VALGFRI STANDARDTILPASNING

- Valgfrit betræk:** imiteret, stof
- Valgfri sædedybde:** 43, 48, 53, 58 og 63 cm
- Valgfri sædebredde:** 48, 53 og 58 cm

YDERLIGERE FUNKTIONER

- El-reguleret sædeløft**
- El-regulering af rygvinkel**
- El-regulerede benstøtter**
- Sædetilt 25°**
- Benstøtte med delt fodplade**
- Benstøttemodel – hel fodplade**

STANDARDTILBEHØR

- Justerbar nakkestøtte**, art.nr stof: 100508-99-0, imiteret: 100509-99-0
- Lange lårstøtter**, art.nr stof: 100512-99-0, imiteret: 100513-99-0
- Lægstøtte**, art.nr stof: 100514-99-0, imiteret: 100515-99-0
- Sele med quicklås**, art.nr: 100507-99-0
- Armlænstaske**, art.nr højre: 100671-99-0, venstre: 100672-99-0
- Driftstidsmåler**, art.nr: 100506-99-0
- Batteri**, art.nr: 700273-99-0
- Opladere**, art.nr: 100504-99-0



Sædeløft 20 cm



Elektrisk regulering af sædetilt



Elektrisk regulering af ryg- og benstøtte



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS
Måløv Værkstedby 59,
DK-2760 Måløv, Danmark
Tel: +45 44681406.
Fax: +45 44682406
E-post: mail@permobil.dk

www.permobil.dk