



INGEN GRÆNSER

En K450 el-kørestol er til den der er lidt mindre, men gerne vil være med overalt. K450 har det ekstra der gør, at sædet kan komme helt ned til gulvet, når dette behøves. Eller den kan komme højt op, hvis der er ting man skal nå. Den moderne Rnet elektronik gør det nemt at betjene alle el-funktioner. Det stabile chassis med affjedring gør det sikkert og sjovt at køre med kørestolen, både ude og inde. De brede dæk giver et godt greb i underlaget.

K450
MX



EL-FUNKTIONER



CHASSISFARVER



Gul



Silver



Sort



Rød



Rosa



Blå



Rnet elektronik der giver alle muligheder.



45 tilt i alle højder.



Benstøtte kan justeres uden brug af værktøj.



God affjedring giver perfekt kørekomfort.



Brede solide dæk giver skøn og sikker kørsel.



Uni Track tilbehørssystem til optimering af siddestillingen.



Nemt at komme til batterierne.

K450 MX™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	141 kg	Armlænsøjde	justerbar
Længde	1240 mm	Batterikapacitet	2 x 60 Ah
Bredde	640 mm	Kørestrækning	25–30 km
Mindste transportlængde	1110 mm	Maks. hastighed	8,5 km/t
Sædehøjde	120–650 mm	Venderadius	1060 mm
Sædebredde	250–400 mm	Kan køre over kanter	60 mm
Sædedybde	250–450 mm	Brugers maks.-vægt	60 kg
Ryglænsøjde	325–475 mm		



The Art of Mobility™

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59,
DK-2760 Måløv, Danmark.
Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406.

E-post: mail@permobil.dk

www.permobil.dk