



The Art of Mobility™

X850 CS

EN KRAFTFULL STOL



X850

Sitt skönt i en utomhusstol
som tål lite mer.



TEKNISKA DATA • X850 CS

MÅTT OCH PRESTANDA

Längd	1260-1460 mm
Bredd	720 mm
Minsta transportlängd	1260 mm
Sitshöjd	550 mm
Sitshöjd med el.sitslyft	550-750 mm
Vikt inkl. batterier	182 kg
Batterikapacitet	2x97 Ah
Laddningstid	ca. 11 tim
Körsträcka	35-45 km
Max hastighet	15 km/h
Bromssträcka	3500 mm
Vändradie 180°	1680 mm
Vändutrymme	1930 mm
Kanttagningsförmåga	110 mm
Användarens maxvikt	136 kg
Sitsbredd	450 mm
Sitsdjup	430 mm
Ryggstödhöjd	520 mm
Armstödhöjd	justerbar
Ryggstödvinkel - justerbar	90°-120° manuell

- Robust justerbar fjädring.
- Individuell fjädring på framhjulen.
- Regjäla hjuldimensioner.
- Tålig stötfångare av gummi.
- Justerbart axelavstånd som tillval manuell/el.
- Sitsvridning två riktningar som tillval.
- Elektronik som kan programmeras efter brukarens behov utan verktyg eller instrument.
- Manuellt justerbar ryggstödvinkel.
- Ryggen går manuellt att fälla framåt för enkel transport.

VALFRI STANDARDANPASSNING

Färgalternativ: svart, blå, röd

TILLÄGGSFUNKTIONER

Elektrisk sitslyft 200 mm

Elektriskt justerbart axelavstånd

Manuell sitsvridning

Elektrisk sitsvridning

STANDARDTILLBEHÖR

Backspegel

Bagagebox

Bagagekorg

Kryckkäpphållare

Nackstöd

Bälte med snäpplås

Självjusterande bälte

Självjusterande bälte, lång

Batteri

Laddare

Kryckkäpphållare

Mugg/telefonhållare

Syrgashållare

Fotremmar



Justerbart axelavstånd



Sitsvridning



Permobil Försäljning & Service AB

Box 120, SE-861 23 Timrå, Sweden
Tel: +46-60-595900 Fax: +46-60-575250
E-post: supportgruppen@permobil.se

www.permobil.se