



EINE NATÜRLICHE ERFAHRUNG

Der C400 Corpus kombiniert innovatives Design und ein fortschrittliches Technikkonzept. Er vereinbart Kompaktheit und ein hohes Maß an Wendigkeit mit hervorragenden Fahreigenschaften im Außenbereich.

Das ergonomische Corpus-Sitzsystem des C400 passt sich den natürlichen Körperformen an. Die einzelnen Module können immer wieder auf die Bedürfnisse des Nutzers - auch bei sich ändernden Anforderungen (z.B. durch Wachstum) - eingestellt werden.

Optional sind zusätzliche Sitzfunktionen, wie die elektrische Sitzkantelung, elektrische Rückenlehnen- und Kniewinkelverstellung erhältlich.

C400 CORPUS

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



Elektrisch verstellbarer Neigungswinkel und Liegemöglichkeit



R-Net Elektronik mit ICS
(Intelligent Control System)



Angetriebene, einstellbare Neigung



Elektrische Einstellung der Sitzhöhe.



Elektrische Einstellung der Beinstützen

RAHMENFARBEN



Dunkelblau
metallic



Rot metallic



Dunkelgrün
metallic



Schwarz
metallic

SPEZIFIKATIONEN

Länge	108,5 cm	Kniewinkel verstellbar	80° - 150°
Breite	62 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 73 AH
Minimalste Transportlänge	89 cm	Reichweite	30 - 35 km
Sitzhöhe	47 cm	Max. Geschwindigkeit	7 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift *	47 - 67 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	66,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	155 kg	Max. Höhe von Hindernissen	6 cm
Maximales Nutzergewicht	120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43 - 48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	36 - 41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34 - 39 - 44 cm	Elektrische Sitzkantelung	Ja
Rückenhöhe	53,5 - 60,5 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35 - 40 - 45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	80° - 165°	Garantie	2 Jahre

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



The Power of Mobility

Georg Egger Heilbehelfe
Kapellenstraße 105
8053 Graz
Österreich

Tel +43 (0) 316 71 51 68
Fax +43 (0) 316 71 57 66
info@georgegger.at

www.georgegger.at