

permobil

Maximum
MANEUVERABILITY
SUPERIOR PERFORMANCE
极致操控不凡表现




M300

CORPUS 3G


M300



外壳颜色




水晶蓝




勃根地红



金属绿



白金银



玛瑙黑



175° 电动后躺以及运行距离达 5" 以上的背部减压设备



电动升降 升降高度可达8"



各马达传动轴均置有刹车释放柄 便于将轮椅改为手动模式



向前 3°



逆转 2°



可同时备有电动翘起 电动升降 和电动翘脚等功能


CORPUS 3G



电动功能



座背垫材质



透气式布料(灰)



透气式布料(黑)




人造皮革(黑)



可个别调整的多面向扶手



易拆式背靠 高度可调 每调整距离为1"



座椅基座标示清楚座深座宽可轻易调整



THE POWER OF MOBILITY™

www.permobil.com