

BATEC Kompatibilitätstabelle 2019

1. Einführung

Hinweis: Bei dieser Tabelle handelt es sich um eine Übersetzung der Originaltabelle von Batec Mobility. Wir aktualisieren die Übersetzung alle sechs Monate. Die Originaldatei finden Sie unter diesem Link: <https://support.batec-mobility.com/en/support/solutions/articles/31000149377-batec-compatibility-chart>

! Wenn das gewünschte Rollstuhlmodell nicht auf dieser Liste steht, fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen Permobil Vertreter, ob eine Anbaumöglichkeit besteht.

2. Erlaubte Maße: Minimum - Maximum

Sitzbreite	Von 30 cm bis 50 cm
Mindestabstand Boden zu Fussplatte	5 cm
Mindesthöhe Sitzkante vorne	45 cm
Mindestabstand Sitzkante zu Fussplatte	30 cm
Maximales Benutzergewicht	110 kg

3. Kompatible Rollstühle

Hersteller	Modell	Rahmen	Halterungen ArtNr	Klammern	Klammern ArtNr	Adaptoren	Adaptoren ArtNr	Kommentar
ARIA	ARIA 1.0	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
BREEZE	BASIX 2	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
CANEO	L	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SPAZZ / SPAZZ G	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SABER	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SHOCKBLADE	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	RAZORBLADE	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	BOING!	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	ZEPHYR	Starr	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
COLOURS	ECLIPSE	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	GENESIS	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
CSEI	CSEI	Starr	53.01.10	-	-	D6 CS1	53.06.04	Installation Manual in Batec Support
CSEI	EVO	Starr	53.01.10	-	-	D6 CS2	53.06.05	Installation Manual in Batec Support
CYCLONE	XLR-8	Starr	53.01.10	D2 NC	53.02.50	-	-	
CYCLONE	OTHER MODELS	! The installation depends on the configuration of every particular unit						
GTM	GTM1	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
GTM	BASIC	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
GTM	HAMMER	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	CARISA	Starr	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
GTM	CHALLENGER	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	SHOCK	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	PRESIDENT	Starr	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
GTM	ENDEAVOUR	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
GTM	MUSTANG	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
ICON	ICON	Starr	53.01.10	-	-	D6 ICO	53.06.03	Installation Manual in Batec Support

Hersteller	Modell	Rahmen	Halterungen ArtNr	Klammern	Klammern ArtNr	Adaptoren	Adaptoren ArtNr	Kommentar
INVACARE	ACTION 3	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
INVACARE	ACTION 5 (SAF)	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	D5 PRO	53.05.03	Installation Manual in Batec Support
Ki	ROGUE	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	ROGUE TTL	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	ROGUE ALX	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI AL	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI ALX	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI TTL	Starr	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	CATALYST C4 (FF)	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	K4	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50 (If necessary)	53.05.04	The tubing can be of Ø 28.8 mm
KUSCHALL	K4 AIRLITE	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	The tubing can be of Ø 28.8 mm
KUSCHALL	K4 CARBON	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	The tubing can be of Ø 28.8 mm
KUSCHALL	KSL	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	The tubing can be of Ø 28.8 mm
KUSCHALL	R33	Starr 50°	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50	53.05.04	
KUSCHALL	ADVANCE	Starr	53.01.10	-	-	D6 ADV	53.06.01	Installation Manual in Batec Support
KUSCHALL	FUSION	Starr	53.01.10	CUSTOM	CUSTOM	-	-	Custom clamps, ask first
KUSCHALL	COMPACT (before 2009)	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	COMPACT (since 2009)	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
KUSCHALL	ULTRALIGHT (before 2009)	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	ULTRALIGHT (since 2009)	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
KUSCHALL	CHAMPION	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
LIFESTAND	LSA	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 BA	53.05.07	Installation Manual in Batec Support
MEYRA	HURRICANE	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	XSTAR	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	ZX1	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	ZX3	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	AVANTI	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOGO	CAM-BAR	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOGO	INFINITY	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	

MAY CONTAIN TYPOS AND MAY BE SUBJECT TO MANUFACTURER'S CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE - © BATEC MOBILITY, S.L. 2017
NUMBER/VERSION: DC-003-12.0. DATE OF APPLICATION: 21/11/18

Hersteller	Modell	Rahmen	Halterungen ArtNr	Klammern	Klammern ArtNr	Adaptoren	Adaptoren ArtNr	Kommentar
MOGO	FOLDA	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOTION COMPOSITES	APEX (ALUMINUM)	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Clamps tightened 25 Nm Use batec brakes
MOTION COMPOSITES	APEX (CARBON FIBER)	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Clamps tightened 18 Nm Use Batec brakes
MOTION COMPOSITES	HELIO C2	Faltbar	53.01.11	D2 31.6	53.02.45	-	-	Minimum front seat height: 44 cm
MOTION COMPOSITES	HELIO A7	Faltbar	53.01.11	D2 31.6	53.02.45	-	-	Minimum front seat height: 44 cm
MOTION COMPOSITES	VELOCE	Faltbar	53.01.11	D2 31.6	53.02.45	-	-	Minimum front seat height: 44 cm
OFFCARR	QUASAR	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	EOS	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VENUS	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VENUS ELITE	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	ZODIAC	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	ATHENA	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	DIVA	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	HALLEY	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	VEGA	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VEGA E	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
ORACING	DIFFERENT MODELS	! The installation depends on the configuration of every particular unit						
OTTOBOCK	BLIZZARD	Starr	53.01.10	D2 NB	53.02.51	-	-	
OTTOBOCK	VENTUS	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	VOYAGER CARBONO	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	VOYAGER EVO	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CS	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CV	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CLT	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	MOTUS CV	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	MOTUS CS	Faltbar	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
PANTHERA	S2 / S2 SWING	Starr	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Tiefe Sitzbespannung in cm nötig
PANTHERA	U2 / U2 LIGHT	Starr	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Tiefe Sitzbespannung in cm nötig
PANTHERA	S3 / S3 SWING	Starr	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Tiefe Sitzbespannung in cm nötig

Hersteller	Modell	Rahmen	Halterungen ArtNr	Klammern	Klammern ArtNr	Adaptoren	Adaptoren ArtNr	Kommentar
PANTHERA	U3 / U3 LIGHT	Starr	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Tiefe Sitzbespannung in cm nötig
PER4MAX	DIFFERENT MODELS	! The installation depends on the configuration of every particular unit						
PROGEO	JOKER	Starr	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	If it is from Carbon D2 NT clamps are used
PROGEO	JOKER ENERGY	Starr	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	If it is from Carbon D2 NT clamps are used
PROGEO	JOKER EVOLUTION	Starr	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	If it is from Carbon D2 NT clamps are used
PROGEO	JOKER R2	Starr	53.01.10	D2 NJ	53.02.48			
PROGEO	NOIR / NOIR 2.0	Starr	53.01.10	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	TEKNA	Faltbar	53.01.11	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	TEKNA ADVANCE	Faltbar	53.01.11	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	BASIC LIGHT	Faltbar	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EXELLE VARIO	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EXELLE	Faltbar	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EGO	Faltbar 90°	53.01.11	-	-	D6 EGO	53.06.02	Installation Manual in Batec Support
QUICKIE	HELIUM	Starr	53.01.10	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	HELIUM PRO	Starr	53.01.10	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	TI	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
QUICKIE	ARGON	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	ARGON TI	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	ARGON 2	Starr	53.01.10	Check the tube diameter		-	-	
QUICKIE	REVOLUTION	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PRO	-	
QUICKIE	LIFE R	Starr	53.01.10	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	XENON	Faltbar 90°	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2	Faltbar	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2 HYBRID	Faltbar	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2 SA	Faltbar 90°	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	NEON	Faltbar	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	NEON SA	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
QUICKIE	NEON 2	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
QUICKIE	LIFE	Faltbar	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	LIFE (SAF)	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	EASY MAX	Faltbar	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	

MAY CONTAIN TYPOS AND MAY BE SUBJECT TO MANUFACTURER'S CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE - © BATEC MOBILITY, S.L. 2017
NUMBER/VERSION: DC-003-12.0. DATE OF APPLICATION: 21/11/18

Hersteller	Modell	Rahmen	Halterungen ArtNr	Klammern	Klammern ArtNr	Adaptoren	Adaptoren ArtNr	Kommentar
QUICKIE	EASY MAX SA	Faltbar 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	HELIX	Faltbar	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	HELIX 2	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	TIGA	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
RGK	TIGA FX	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50	53.05.04	
RGK	Hi LITE	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	MAXLITE	Starr	53.01.10	D2 N22	53.02.41	-	-	
RGK	OCTANE	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	
RGK	CHROME	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	MRX	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	DIFFERENT MODELS	! The installation depends on the configuration of every particular unit						
TILITE	Z10	Starr	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	ZRA	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	ZR	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	TR	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	TRA	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	AERO T	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (wenn nötig)	53.05.06	
TILITE	AEROZ	Starr	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	
TILITE	AEROR	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	AEROX	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	TX	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	2GX	Faltbar	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TOP-END	TERMINATOR EVERYDAY	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 50 (wenn nötig)	53.05.04	
TOP-END	CROSSFIRE T6	Starr	53.01.10	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
TOP-END	CROSSFIRE T7A	Starr	53.01.10	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
TOP-END	CROSSFIRE ALL TERRAIN	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
VERMEIREN	SAGITTA	Starr	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
WOLTURNUS	Unterschiedliche Modelle	! Die Installation hängt von der Konfiguration der jeweiligen Modelle ab. Bitte anfragen.						



Vor Bestellungen bitte immer den Rohrdurchmesser des Rahmens überprüfen, da Hersteller diese ohne vorherige Information abändern können.



4. Nicht kompatible Rollstühle

Hersteller	Modell	Begründung
MEYRA	XR	Rahmendesign
MOUVLY	2KS	Rahmendesign
PANTHERA	X	Rahmenmaterial
PROACTIV	TRAVELLER	Design des Faltmechanismus
PROGEO	YOGA	Design des Faltmechanismus
QUICKIE	XENON SA	Design des Faltmechanismus