

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



1/10



AERO Z
ZRA
ZR

Händlerinformationen	Status Information
Händler:	Anfrage:
Ort:	Bestellung:
Bestellt von:	
E-Mail Adresse:	
Kommission:	

Bitte faxen Sie das ausgefüllte Formular an 02102 – 77 049 62 oder E-Mail: info@permobil.de

RAHMENART

AZFS1	<input type="checkbox"/> Tilite Aero Z Aluminium Rahmen, einstellbarer Einzelrohrrahmen	€ 3083,00
Z2FS2	<input type="checkbox"/> Tilite ZRA Titan Rahmen, einstellbarer Einzelrohrrahmen	€ 4164,00
Z2FS1	<input type="checkbox"/> Tilite ZR Serie 2 Titan Rahmen, einstellbarer Einzelrohrrahmen	€ 4489,00

SONDEREDITIONEN

ZP1	<input type="checkbox"/> SuperLite Edition (nicht erhältlich mit Schwerlast- und verstärktem Rahmen, einseitiger Slipstreamgabel und Titangabelbolzen) Serienmäßig: faltbare und höhenverstellbare Titan-Rückenlehne mit gerundetem Titanquerbügel und TiShaft Rückenverriegelung aus Karbonfaser <ul style="list-style-type: none"> ○ Titan-Fußauflage mit offenem Bügel ○ Titan-Fußauflage mit ABS-Abdeckung 	€ 659,00
ZP5	<input type="checkbox"/> Black Edition (nicht erhältlich als AERO Z) Dieses Modell umfasst schwarze Tattoos auf mattschwarzem Rahmen, eine schwarze Fußauflage, Rückenverriegelung aus Karbonfaser mit schwarzem Tilite-Logo, Edelstahlsteckachsen mit schwarzem Tilite Tattoo. Serienmäßig: Rahmen Black Lava, Aluteile schwarz eloxiert, Vorderräder LiteSpeed, TiShaft-Rückenverriegelung aus Karbonfaser, einseitige Slipstreamgabel	€ 981,00
ZHDR1	<input type="checkbox"/> Schwerlastrahmen (das maximale Nutzergewicht liegt bei 136kg) (Nicht erhältlich mit SuperLite Modell, einseitiger Slipstreamgabel, Rückenpolster mit Klettband verstellbar, Fußauflage mit offenem Bügel, V-Frontende, Glide-Gabeln oder Spinergy LX-Hinterrädern) Erfordert: faltbare, höhenverstellbare Rückenlehnen aus Aluminium und Vorderräder LiteSpeed Billet Aluminium	€ 502,00
ZRFR1	<input type="checkbox"/> Verstärkter Rahmen (Nicht erhältlich mit einseitiger Slipstreamgabel) Erforderlich bei Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung (keine Pflicht bei Verwendung des SmartDrive® MX2+)	€ 334,00

TRANSPORTOPTIONEN

ZTTDO3	<input type="checkbox"/> Transit Tie-Down Transporthalterungen für ZRA und Aero Z (nicht erhältlich mit einseitiger Slipstreamgabel) Serienmäßig: Vier Halterungen für Fixierösen, zwei Beckengurt-Befestigungsschrauben und der verstärkte Rahmen	€ 326,00
ZWTB	<input type="checkbox"/> Transporthalterung für ZR Serienmäßig: vier Halterungen für Fixierösen	€ 316,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

permobil



wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

2/10

RAHMENFARBE


High Gloss Paint	ZFF8 	<input type="checkbox"/> Superwet Black	ZFF10 	<input type="checkbox"/> Tilite red	ZFF29 	<input type="checkbox"/> Neon Pink	STD
Metallic Paint	ZFF14 	<input type="checkbox"/> Ocean Blue	ZFF15 	<input type="checkbox"/> Tangerine	ZFF30 	<input type="checkbox"/> Acid green	STD
Pearlescent Paint	ZFF17 	<input type="checkbox"/> Midnight Blue	ZFF18	<input type="checkbox"/> White Pearl			STD
Matte Paint	ZFF19 	<input type="checkbox"/> Black Lava	ZFF27 	<input type="checkbox"/> Titanium grey			STD
Candy Paint	ZFF22 	<input type="checkbox"/> Ruby red	ZFF23 	<input type="checkbox"/> Azure blue	ZFF25 	<input type="checkbox"/> Electric Plum	STD
Matte Textured Paint	ZFF40 	<input type="checkbox"/> Hyper Blue	ZFF41 	<input type="checkbox"/> Flame orange	ZFF42 	<input type="checkbox"/> OD green	STD
Finishes	ZFF26	<input type="checkbox"/> Light Satin	ZFF1	<input type="checkbox"/> Satin	ZFF2	<input type="checkbox"/> Poliert	€ 672,00
	ZSCBT1	<input type="checkbox"/> Poliertuch, Satin					€ 21,00
Tattoos	ZFF45	<input type="checkbox"/> Need for Speed	ZFF44	<input type="checkbox"/> Flower Garden	ZFF46	<input type="checkbox"/> Neon Dream	€ 295,00
	ZFF43	<input type="checkbox"/> Mosaic					€ 295,00

ALUTEILE ELOXIERT


(Beinhaltet Achsen-Halterung, Fußbrett-Klemme, Lenkradgabel- und Halterung, sowie Gabelabdeckung. **Wird keine Farbe gewählt, wird der Rollstuhl mit schwarzen Aluteilen geliefert.**)

ZANO1 <input type="checkbox"/> Black					STD
ZANO5 <input type="checkbox"/> Sapphire	ZANO3 <input type="checkbox"/> Red Pepper	ZANO6 <input type="checkbox"/> Burnt Orange	ZANO8 <input type="checkbox"/> Ultraviolet	ZANO9 <input type="checkbox"/> Fuschia	€ 154,00

Tattoos:



Aluteile eloxiert:



Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


























































































































Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)


permobil



3/10

MAßGEFERTIGTER RAHMEN

SITZBREITE A und SITZTIEFE B (in cm/ Zoll)												
(Breite: Maß von der hinteren Außenkante des Sitzrohres bis zur hinteren Außenkante des gegenüberliegenden Sitzrohres; Tiefe: Maß von Beginn der Sitzbespannung bis zum vorderen Rückenrohr)												
SB (A) x ST (B)		Sitztiefe (B) ZSD1										
		25,5 (10")	28,0 (11")	30,5 (12")	33,0 (13")	35,5 (14")	38,0 (15")	40,5 (16")	43,0 (17")	46,0 (18")	48,0 (19")	51,0** (20")
Sitzbreite (A) ZSW4	25,5 (10")											
	28,0 (11")											
	30,5 (12")											
	33,0 (13")											
	35,5 (14")											
	38,0 (15")											
	40,5 (16")											
	43,0 (17")											
	46,0 (18")											
	48,0 (19")											
	51,0* (20")											
*Aufpreis Sitzbreite 51 cm (20") ZSW2												€ 465,00
**Aufpreis Sitztiefe 51cm (20") ZSD2												€ 490,00
Vorsicht: Die ausgewählten Seitenteile erhöhen die Sitzbreite um 2cm!												
Maßgefertigte Rahmentiefe = Rahmentiefe länger oder kürzer als die Sitztiefe						Bitte geben Sie Ihre Wunschlänge an: Kürzer: - _____ cm Länger: + _____ cm					NCO	

SITZVERJÜNGUNG T (Maß von Innenseite bis Innenseite der Innenrohre am vorderen Ende der Sitzbespannung)			
ZFSW1	<input type="checkbox"/> Ohne Verjüngung (6cm schmaler als Sitzbreite A)		STD
ZFSW3	<input type="checkbox"/> 4cm Verjüngung (10cm schmaler als Sitzbreite A) (nicht möglich mit einer Sitzbreite von 25,5 und 28cm)		€ 306,00
ZFSW5	<input type="checkbox"/> 6cm Verjüngung (13cm schmaler als Sitzbreite A) (nicht möglich mit einer Sitzbreite von 25,5 und 28cm)		€ 306,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

4/10

ZERG1	<input type="checkbox"/> Ergonomischer Sitz U (Messen Sie von der Unterseite des Rückenrohres bis zur gewünschten Verjüngung) (Nur erhältlich beim ZR)	Größe des ergonomischen Sitzes: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8cm ○ 10cm ○ 12,5cm ○ 15cm ○ 20cm ○ 23cm ○ 25,5cm 	€ 334,00
-------	---	---	----------

Hilfstablelle, um die hintere Sitzhöhe zu ermitteln

VORDERE SITZHÖHE C und **HINTERE SITZHÖHE D** (vordere Sitzhöhe: Maß vom Boden bis oberes Sitzrohr am vorderen Ende der Sitzbespannung; hintere Sitzhöhe: Maß vom Boden bis oberes Sitzrohr am hinteren Ende der Sitzbespannung)

Größe der Hinterräder	Mögliche Sitzhöhe hinten in cm
20" (451)	31,5-47
22" (501)	35,5-48
24" (540)	36,7-51
25" (559)	36,7-51
26" (590)	39-51

vSH x hSH		Hintere Sitzhöhe ZRSH1															
		32	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,8	49,5	51
Vordere Sitzhöhe ZFSH1	40,5																
	42																
	43																
	44,5																
	45,5																
	47																
	48,5																
	49,5																
	51																
	52																
	53,5																

FRONTWINKEL L Maß des Winkels vom Vorderrahmen zum Boden

ZFA1	<input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 85° (nicht mit 6" Vorderrädern) <input type="checkbox"/> 90° (nicht mit 5" & 6" Vorderrädern)		STD
------	---	--	-----

STANDARD FUßAUFLAGE

ZFTR3	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fußauflage		STD
ZFTR1	<input type="checkbox"/> Titan-Fußauflage mit flacher Kunststoffabdeckung		STD
ZFTR2	<input type="checkbox"/> Titan-Fußauflage mit offenem Bügel		€ 232,00
ZFTR12	<input type="checkbox"/> Zurückklappbare Titan-Fußauflage (nicht erhältlich mit Kunststoffabdeckung mit 5cm (2") Seiten oder Front Rolle)		€ 207,00

HOCHMONTIERTE FUßAUFLAGE

ZFTR4	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare, hochmontierte Fußauflage (nicht erhältlich mit zurückklappbarer Fußauflage)		€ 99,00
-------	---	--	---------

UNTERSCHENKELLÄNGE E Maß vom vorderen Ende der Sitzbespannung zur Fußauflage hinten. Das Maß muss mindestens 5cm (2") kürzer sein als die Sitzhöhe vorne.

Standard

<input type="checkbox"/> 34,5cm (13.5") <input type="checkbox"/> 35,5cm (14") <input type="checkbox"/> 37cm (14.5") <input type="checkbox"/> 38cm (15") <input type="checkbox"/> 39cm (15.5") <input type="checkbox"/> 40,5cm (16")	<input type="checkbox"/> 42cm (16.5") <input type="checkbox"/> 43cm (17") <input type="checkbox"/> 44,5cm (17.5") <input type="checkbox"/> 46cm (18") <input type="checkbox"/> 47cm (18.5") <input type="checkbox"/> 48cm (19")	
--	--	--

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



5/10



Hoch montiert			
<input type="checkbox"/>	18-23cm (7-9")	<input type="checkbox"/>	23-28cm (9-11")
<input type="checkbox"/>	28-33cm (11-13")		
Einstellen auf: _____ (in 1,25cm Schritten messbar)			

ZUSATZOPTION FUßAUFLAGE			
ZFTR14	<input type="checkbox"/> Kunststoffabdeckung (nicht erhältlich mit zurückklappbarer Fußauflage)		€ 106,00

FUßWEITE I			
ZFE1	<input type="checkbox"/> Standard Frontende	Bitte untenstehend die Größe ankreuzen	STD
ZFE2	<input type="checkbox"/> V-Frontende	Bitte untenstehend die Größe ankreuzen	€ 111,00

Standard Frontende (Frontverjüngung)				V-Frontende (Frontverjüngung: 7cm kleiner als die angegebene Sitzbreite)									
SB	Fußweite I			V erhältlich	Sitzbreite A								
	Ohne	4cm	9cm		30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48	51
25,5	<input type="checkbox"/>												
	19												
28	<input type="checkbox"/>												
	21,5												
30,5	<input type="checkbox"/>												
	25,5												
33	<input type="checkbox"/>												
	28												
35,5	<input type="checkbox"/>												
	30,5												
38	<input type="checkbox"/>												
	33												
40,5	<input type="checkbox"/>												
	35,5												
43	<input type="checkbox"/>												
	38												
45,5	<input type="checkbox"/>												
	40,5												
48,5	<input type="checkbox"/>												
	43												
51	<input type="checkbox"/>												
	45,5												

RÜCKENLEHNE			
ZSB1	<input type="checkbox"/> Faltbar, höhenverstellbar, aus Aluminium		NCO
ZSB2	<input type="checkbox"/> Faltbar, höhenverstellbar, aus Titan mit gerundetem Titan Querbügel (Titan Rücken passend zur Rahmenoberfläche. Nicht erhältlich mit verschraubbaren Schiebegriffen und Schwerlaststrahlen)		€ 217,00
ZSB15	<input type="checkbox"/> Fest, aus Titan mit gerundetem Titan Querbügel (Titan Rücken passend zur Rahmenoberfläche. Nicht erhältlich mit verschraubbaren Schiebegriffen. Nur möglich beim ZR)		€ 273,00

TISHAFT - RÜCKENVERRIEGLUNG			
ZSB3	<input type="checkbox"/> Aluminium		STD
ZSB4	<input type="checkbox"/> Titan		€ 83,00
ZSB5	<input type="checkbox"/> Karbon		€ 83,00






Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

6/10

SCHIEBEGRIFFE				
ZSB6	<input type="checkbox"/> Integrierte Schiebegriffe			NCO € 134,00
ZSB7	<input type="checkbox"/> Integrierte, abklappbare Schiebegriffe (erfordert die Option „Rückenpolster einstellbar mit Gurten und Schnallen“. Nicht erhältlich mit fester Titan Rückenlehne)			
ZSB8	<input type="checkbox"/> Verschraubbare Schiebegriffe (erfordert 10cm (4") abstehenden Rückenquerbügel. Nicht erhältlich mit Titan Rückenlehne)			€ 181,00
ZSB9	<input type="checkbox"/> Verschraubbare, höhenverstellbare Schiebegriffe (erfordert 10cm (4") abstehenden Rückenquerbügel. Nicht erhältlich mit Titan Rückenlehne)			
RÜCKENHÖHE F				
Faltbarer Rücken				
Schiebegriffe	Kurzer Rücken	Mittlerer Rücken	Hoher Rücken	Eingestellt auf: 1,25cm (0.5") Schritte
Ohne / verschraubt Integriert Integriert abklappbar	<input type="checkbox"/> 21,5-29	<input type="checkbox"/> 30,5-42	<input type="checkbox"/> 42-52	
	<input type="checkbox"/> 26,5-32	<input type="checkbox"/> 34-42	<input type="checkbox"/> 44,5-52	
	<input type="checkbox"/> 33-39	<input type="checkbox"/> 35,5-48	<input type="checkbox"/> 47-53	
Fester Rücken				
<input type="checkbox"/> 20,5	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 45,5
<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 48,5
<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 49,5
<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 51
RÜCKENLEHNENOPTIONEN				
ZSB11	<input type="checkbox"/> Rückenlehnen Verriegelung in abgeklappten Zustand (Nicht erhältlich mit ergonomischen Sitz)			NCO
ZSB12	<input type="checkbox"/> 10cm (4") abstehender Rückenquerbügel (dieser Querbügel ist kein gerundeter Querbügel. Erforderlich bei einem Schwerlastrahmen)			NCO
ZSB16	<input type="checkbox"/> Tiefenverstellbare Rückenlehne/ Rahmen (Sitztiefen von 25,5-46cm (10-18") ermöglichen eine 5cm (2") rückwärtige Verstellung. (Höhenverstellbare Schiebegriffe haben einen beschränkten Einstellbereich mit dieser Option) (Nicht erhältlich mit Sitztiefe 48cm (19") oder 51cm (20"), Schwerlastrahmen, mit spannbarer Rückenpolsterung, Seitenteilen aus Karbon oder Armlehnen)			€ 190,00
ZSB13	<input type="checkbox"/> Rückenlehnenquerbügel auf Maß geschweißt (Die Standardhöhe der Versteifungsstrebe liegt 12,5 cm (5") über dem Sitzrahmen für eine tiefe, 15 cm (6") für eine mittlere und 25,5 cm (10") für die hohe Rückenlehne. Die kundenspezifische Höhe des Rückenlehnen-Querbügels muss mindestens 11,5 cm (4,5") über dem Sitzrahmen liegen. Die maximale Höhe liegt 7,5 cm (3") unter der niedrigsten Höhe der Rückenlehne ohne Schiebegriffe)			€ 154,00
		Eingestellt auf: <div></div>		

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil




7/10

RÜCKENWINKEL G					
Rückenwinkel faltbarer Rücken					
ZSBA1	<input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 83° <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 89°		<input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 101°		NCO
Rückenwinkel fester Rücken					
ZSBA1	<input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 81° <input type="checkbox"/> 82° <input type="checkbox"/> 83° <input type="checkbox"/> 84° <input type="checkbox"/> 85°	<input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> 88° <input type="checkbox"/> 89° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 91°	<input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 93° <input type="checkbox"/> 94° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 96° <input type="checkbox"/> 97°	<input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 99° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 101°	NCO

KIPPPUNKT H Maß vom vorderen Rückenrohr bis zur Mitte der Hinterachse. (Wird nichts ausgewählt, wird der Rollstuhl mit dem Kippunkt in der hintersten Position geliefert)						
ZCOG1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2,5	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4,5 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5,5	<input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,5 <input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9,5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10,5 <input type="checkbox"/> 11,5 <input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12,5 <input type="checkbox"/> 13,5 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 14,5 <input type="checkbox"/> 15	STD

ACHSROHR/ RADSTURZ K			
Achsrrohr			
ZCBR15	<input type="checkbox"/> Aluminium		STD
ZCBR3	<input type="checkbox"/> Titan (nicht erhältlich mit Kraftverstärktem Rahmen)		€ 194,00
Radsturz			
ZCBR1	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 6°	STD
	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 8°	
	<input type="checkbox"/> 4°	<input type="checkbox"/> 12°* *(mehr als 6° Radsturz ist nicht erhältlich mit Zero Play Radsturzsteckern)	

ACHSENBUCHSE / HINTERRADABSTAND J Maß vom äußeren Rückenrohr bis zur Innenseite des Hinterrades.			
Achsenbuchse			
ZCBR12	<input type="checkbox"/> Verstellbare Radsturzstecker zur Einstellung des Hinterradabstandes		STD
ZCBR11	<input type="checkbox"/> Zero Play Radsturzstecker zur Einstellung des Hinterradabstandes		NCO
ZCBR9	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Distanzhalter zur Erhöhung des Hinterradabstandes		NCO
Hinterradabstand			
ZRWS1	<input type="checkbox"/> 2cm* <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 3cm *(Nicht erhältlich mit 0° oder 2° Radsturz)	<input type="checkbox"/> 4cm <input type="checkbox"/> 4,5cm <input type="checkbox"/> 5cm	STD

LENKRÄDER		
ZFW24	<input type="checkbox"/> 3"x1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung <ul style="list-style-type: none"> ○ Silberne Felge ○ Schwarze Felge 	
ZFW14	<input type="checkbox"/> 4"x0.75" Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung, Schwerlaststrahlen, Slipstream- oder einseitiger Glide Gabel)	
		€ 160,00
		€ 72,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

permobil















wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

8/10

ZFW3	<input type="checkbox"/> 4" x 0.75" beleuchtete Mikro Caster (nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung, Schwerlastrahmen, Slipstream- oder einseitiger Glide Gabel)		€ 72,00
ZFW25	<input type="checkbox"/> 4" x 0.75" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Poly Bereifung <ul style="list-style-type: none"> o Silberne Felge o Schwarze Felge 		€ 129,00
ZFW26	<input type="checkbox"/> 4" x 1.5" LiteSpeed Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung oder Schwerlastrahmen)		€ 82,00
ZFW27	<input type="checkbox"/> 4" x 1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung <ul style="list-style-type: none"> o Silberne Felge o Schwarze Felge 		€ 171,00
ZFW6	<input type="checkbox"/> 5" x 0.75" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit 90° Frontwinkel °) <ul style="list-style-type: none"> o Silberne Felge o Schwarze Felge 		NCO
ZFW28	<input type="checkbox"/> 5" x 1" Kunststoff Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung, Schwerlastrahmen, 90° Frontwinkel, Slipstream-Gabel oder einseitige Glide-Gabel)		€ 82,00
ZFW29	<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" LiteSpeed Kunststoffrad mit Leichtlaufreifen (Nicht erhältlich mit 90° Frontwinkel)		€ 149,00
ZFW30	<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit 90° Frontwinkel) <ul style="list-style-type: none"> o Silberne Felge o Schwarze Felge 		€ 190,00
ZFW9	<input type="checkbox"/> 6" x 1" Kunststoff Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit 80° oder 90° Frontwinkel, einseitige Glidegabel, Schwerlast- oder Kraftverstärkten Rahmen)		NCO
ZFW34	<input type="checkbox"/> 6" x 1" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung, Schwerlastrahmen 85°- oder 90° Frontwinkel, Slipstream-Gabel oder einseitiger Glide-Gabel) <ul style="list-style-type: none"> o Silberne Felge o Schwarze Felge 		€ 171,00
ZFW32	<input type="checkbox"/> 6" x 1,5" LiteSpeed Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit Kraftverstärkung oder Kraftunterstützung, Schwerlastrahmen, 85°- oder 90° Frontwinkel, Slipstream-Gabel oder einseitiger Glide-Gabel)		€ 87,00
ZFW33	<input type="checkbox"/> 6" x 1,5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit 85°- oder 90° Frontwinkel, Slipstream-Gabel oder einseitiger Glide™-Gabel)		€ 202,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



9/10

LENKRADGABEL			
ZFK1	<input type="checkbox"/> Tilite Standardgabel		STD
ZFK2	<input type="checkbox"/> Einseitige Tilite Slipstream™-Gabel (nicht erhältlich mit Schwerlast- oder verstärkten Rahmen)		€ 181,00
ZGL1	<input type="checkbox"/> Outfront Glide™-Federgabel (nur in schwarz eloxiert erhältlich) Gewicht des Fahrers: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bis 56kg ○ 57-81,5kg ○ 81,5-120kg 		€ 439,00
ZGL2	<input type="checkbox"/> Einseitige Outfront Glide™-Federgabel (nur in schwarz eloxiert erhältlich. Nicht erhältlich mit einem Schwerlaststrahmen oder 6" Lenkrädern) Gewicht des Fahrers: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bis 56kg ○ 57-81,5kg ○ 81,5-120kg 		€ 563,00
ZTFS1	<input type="checkbox"/> Titan Gabelbolzen		€ 57,00

HINTERRÄDER			
ZRW14	<input type="checkbox"/> Tilite Shadow™ <ul style="list-style-type: none"> ○ 18" (400) ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 		STD
ZRW7	<input type="checkbox"/> Spiner Spox <ul style="list-style-type: none"> ○ 22" (501) Standard Nabe ○ 24" (540) Standard Nabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schwarze Felge ▪ Rote Felge ▪ Gelbe Felge ▪ Blaue Felge ▪ Weiße Felge 		€ 590,00
ZRW8	<input type="checkbox"/> Spiner LX <ul style="list-style-type: none"> ○ 22" (501) Standard Nabe ○ 24" (540) Standard Nabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schwarze Felge ▪ Rote Felge ▪ Gelbe Felge ▪ Blaue Felge ▪ Weiße Felge ▪ Grüne Felge ▪ Orange Felge ▪ Pinke Felge 		€ 769,00
ZRW16	<input type="checkbox"/> Spiner Carbon Blade (Nicht erhältlich mit Greifreifen Natural-Fit oder Natural-Fit LT mit Standardgrip oder Supergrip) <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" (540) 		€ 1.184,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

permobil



wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

10/10

ZRW17	<input type="checkbox"/> X-Core Mag (nicht erhältlich mit engem Greifreifenanbau, Tetraclip Steckachsen und Speichenschutz. Nur möglich mit silber eloxierten Aluminium Greifreifen) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20" (451) ○ 22" (501) ○ 24" (540) 		€ 88,00
WF1624D	<input type="checkbox"/> DB SunFusion Wheel <ul style="list-style-type: none"> ○ 24" ○ 25" ○ 26" 		€ 416,00

STECKACHSEN		
ZAXL1	<input type="checkbox"/> Edelstahl Steckachse	STD
ZAXL2	<input type="checkbox"/> Titan Steckachse	€ 232,00
ZAXL3	<input type="checkbox"/> Tetraclip Steckachse (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern)	€ 140,00

LUFTBEREIFUNG		
ZRTR1	<input type="checkbox"/> Profil Reifen Standard (20" (451) X-Core Mag Räder benötigen Pannenschutzeinlage)	STD
ZRTR2	<input type="checkbox"/> Pannenschutzeinlage (nicht erhältlich mit 18" (400) Hinterrädern)	€ 82,00
ZRTR3	<input type="checkbox"/> Primo Profiliert 25" (Standard bei 25" (559) Hinterrädern)	STD
ZRTR4	<input type="checkbox"/> Primo (Nicht erhältlich für X-Core Mag Hinterräder und 18" Hinterrädern)	NCO
ZRTR8	<input type="checkbox"/> Schwalbe® Marathon Plus Evolution 25" (559) und 26" (590)	€ 62,00
ZRTR9	<input type="checkbox"/> Schwalbe® Slick Bereifung 24"(540) (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern)	€ 62,00
ZRTR24	<input type="checkbox"/> Kenda Kobra Kobby Bereifung 24" (540)	€ 79,00
ZRTR30	<input type="checkbox"/> Primo Sentinal High Pressure 24" (540), 25" (559) and 26" (590)	€ 132,00

VOLLGUMMIBEREIFUNG		
ZRTR22	<input type="checkbox"/> Primo Express 20" (451), 22" (501), 24" (540) und 25"(559)	€ 97,00
ZRTR23	<input type="checkbox"/> Primo Active 24" (540)	€ 121,00

GREIFREIFEN by OUT-FRONT		
ZRIM1	<input type="checkbox"/> Aluminium Silber eloxiert	NCO
ZRIM21	<input type="checkbox"/> Aluminium schwarz eloxiert	€ 57,00
ZRIM12	<input type="checkbox"/> Titan Satin Finish (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)	€ 279,00

THE NATURAL-FIT® LT – Original, großes Profil (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)		
ZRIM14	<input type="checkbox"/> Standardgrip (nicht erhältlich mit engem Greifreifenanbau oder Spinergy Carbon Blade Rädern)	€ 312,00
ZRIM15	<input type="checkbox"/> Supergrip (nicht erhältlich mit engem Greifreifenanbau oder Spinergy Carbon Blade Rädern)	€ 328,00
ZRIM16	<input type="checkbox"/> Ohne Daumengrip	€ 290,00

THE NATURAL-FIT® LT – kleines Profil, geringeres Gewicht (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)		
ZRIM17	<input type="checkbox"/> Standardgrip (nicht erhältlich mit engem Greifreifenanbau oder Spinergy Carbon Blade Rädern)	€ 329,00
ZRIM18	<input type="checkbox"/> Supergrip (nicht erhältlich mit engem Greifreifenanbau oder Spinergy Carbon Blade Rädern)	€ 368,00
ZRIM19	<input type="checkbox"/> Ohne Daumengrip	€ 312,00

THE SURGE		
-----------	--	--

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019



wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

11/10

ZRIM10	<input type="checkbox"/> The Surge All-In-One Oval mit Gripton™ Streifen, großes Profil (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)	€ 312,00
ZRIM11	<input type="checkbox"/> The Surge LT All-In-One Oval mit Gripton™ Streifen, kleines Profil (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)	€ 345,00
SONSTIGE GREIFREIFEN		
ZRIM20	<input type="checkbox"/> Q-Grip hochgriffiger Greifreifen mit Antirutsch-Überzug (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" (400) und 20" (451) Hinterrädern)	€ 329,00
	<input type="checkbox"/> Kunststoffbeschichtung – schwarz	€ 106,00
	<input type="checkbox"/> Projections – 8 vertikale Griffzapfen	€ 300,00
ZRIM22	<input type="checkbox"/> Ohne Greifreifen	NCO
GREIFREIFENANBAU		
ZRIM7	<input type="checkbox"/> Weiter Greifreifenanbau	STD
ZRIM8	<input type="checkbox"/> Enger Greifreifenanbau (Nicht erhältlich mit X-Core Mag oder Natural-Fit® mit Grip)	STD
BREMSEN BY OUTFRONT®		
ZWLK7	<input type="checkbox"/> Compact Composite Stoßbremse (Push-to-Lock) (Nur erhältlich mit 2-4cm (0.75-1.5") Hinterrad Distanz)	NCO
ZWLK8	<input type="checkbox"/> Compact Composite Zugbremse (Pull-to-Lock) (Nur erhältlich mit 2-4cm (0.75-1.5") Hinterrad Distanz)	NCO
ZWLK10	<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung für Compact Composite	€ 57,00
ZWLK9	<input type="checkbox"/> Composite Scherenbremse	€ 101,00
BREMSEN UNI-LOCK		
ZWLK3	<input type="checkbox"/> Uni-Lock <ul style="list-style-type: none"> o Stoßbremse (Push-to-Lock) o Zugbremse (Pull-to-Lock) 	€ 122,00
ZWLK4	<input type="checkbox"/> Uni-Lock Bremshebelverlängerung	€ 57,00
BEGLEITBREMSE		
DBP	<input type="checkbox"/> Stealth® Scheibenbremse (nur erhältlich mit 0, 2 oder 4° Radachsen, Sitzbreiten von 25,5-45cm (10-18") und Spinergy Spox, LX oder DB SunFusion Hinterrädern)	€ 1.325,00
RÜCKENBESPANNUNG		
ZBUP2	<input type="checkbox"/> Mit Velcroband einstellbar (nicht erhältlich mit integrierten, abklappbaren Schiebegriffen)	STD
ZBUP3	<input type="checkbox"/> Mit Velcrospannbändern einstellbar, Nylon gepolstert	€ 99,00
ZBUP5	<input type="checkbox"/> Mit Velcrospannbändern einstellbar, atmungsaktiv (nicht erhältlich mit Farbstreifen)	€ 181,00
ZUPC3	<input type="checkbox"/> Velours Farbstreifen <ul style="list-style-type: none"> o Black o Sapphire o Red Pepper o Burnt Orange o Ultraviolet o NiteLite Reflektive 	€ 92,00
ZBUP0	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenpolster	NCO
SITZBESPANNUNG		
ZSUP1	<input type="checkbox"/> Nylon Sitzbespannung, spannbear	STD
ZSUP7	<input type="checkbox"/> i Sleeve™ Smartphone-Halterung unter Sitzbespannung (nicht erhältlich mit 30,5-33cm (12-13") Sitzbreite oder Sitztiefe)	NCO
ZSUP2	<input type="checkbox"/> Klettbander spannbear, verstellbar (Standard bei ergonomischem Sitz und vorderer Sitzbreite mit Sitzverjüngung von 2,5 cm (1"), 5 cm (2") oder 7,5 cm (3"). Nur in schwarz erhältlich)	€ 122,00
ZSUP8	<input type="checkbox"/> Aluminium Sitzplatte (nicht erhältlich mit 25,5cm (10") oder 30cm (11") Sitzbreite)	€ 333,00
ZSUP0	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzbespannung	STD

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



12/10

SITZKISSEN			
ZCSH1	<input type="checkbox"/> Schaumstoffkissen Tilite <ul style="list-style-type: none"> ○ 5cm (2") ○ 7.5cm (3") ○ 10cm (4") 		€ 103,00
ROHO SITZSYSTEM			
	<input type="checkbox"/> Roho Sitzkissen <input type="checkbox"/> Roho Agility Alle Maße und Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Roho-Preislisten		
SEITENTEILE			
ZSDG1	<input type="checkbox"/> Stoff		€ 67,00
ZSDG2	<input type="checkbox"/> Aluminium, starr, steckbar <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 131,00
ZSDG3	<input type="checkbox"/> Aluminium, starr, steckbar als Tetraversion <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 138,00
ZSDG4	<input type="checkbox"/> Aluminium, starr, klappbar (nicht erhältlich mit ergonomischem Sitz) <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 219,00
ZSDG6	<input type="checkbox"/> Aluminium, mit Radabdeckung verstellbar (nur erhältlich mit 24" oder 25" Hinterrädern. Erfordert hintere Sitzhöhe von 37-47cm (14.5-18.5"))		€ 219,00
ZSDG7	<input type="checkbox"/> Karbon, starr, steckbar <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 231,00
ZSDG8	<input type="checkbox"/> Karbon, starr, steckbar als Tetraversion <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 239,00
ZSDG9	<input type="checkbox"/> Karbon, starr, klappbar <ul style="list-style-type: none"> ○ Klein ○ Standard 		€ 343,00
ZSDG11	<input type="checkbox"/> Karbon, mit Radabdeckung verstellbar (nur erhältlich mit 24" oder 25" Hinterrädern. Erfordert hintere Sitzhöhe von 37-47cm (14.5-18.5"))		€ 334,00
ZSDG12	<input type="checkbox"/> Karbon, mit Radabdeckung steckbar		€ 338,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



13/10

ARMLEHNEN			
ZARM1	<input type="checkbox"/> Bügel.Armauflage, wegschwenkbar (rundes Profil)		€ 202,00
ZARM4	<input type="checkbox"/> Bügel.Armauflage, zurückklappbar (rundes Profil) (Erfordert Rückenbespannung mit Velcroschneidbändern, Nicht erhältlich mit einem kurzen Rücken)		€ 285,00
ZARM5	<input type="checkbox"/> Alcantara-Bezug für alle Armlehnen		€ 99,00
ZARM2	<input type="checkbox"/> Abnehmbare, höhenverstellbare Desk-Armauflage (flaches Profil) mit festen Seitenteilen, Polsterlänge Standard 25,5cm (10") (Erfordert eine Sitztiefe von mindestens 25,5cm (10"))		€ 303,00
ZARM3	<input type="checkbox"/> Abnehmbare, höhenverstellbare Desk-Armauflage (flaches Profil) mit festen Seitenteilen und Transfer-Loop, Polsterlänge Standard 25,5cm (10") (Erfordert eine Sitztiefe von mindestens 25,5cm (10"))		€ 335,00

SITZGURTE			
ZBLT1	<input type="checkbox"/> Velcro einstellbar, Nylon, schwarz		€ 46,00
ZBLT2	<input type="checkbox"/> Bodypoint® 5cm (2") mit Knopfdruckschnalle		€ 96,00
ZBLT4	<input type="checkbox"/> Bodypoint® 2,5cm (1") gepolstert mit Knopfdruckschnalle (nicht erhältlich mit 48 oder 51cm (19 oder 21") Sitzbreiten)		€ 184,00
ZBLT5	<input type="checkbox"/> Bodypoint® 4cm (1.5") gepolstert mit Knopfdruckschnalle (nicht erhältlich mit 48 oder 51cm (19 oder 21") Sitzbreiten)		€ 173,00
ZBLT10	<input type="checkbox"/> Bodypoint® Montage Set		€ 23,00
ZBLT8	<input type="checkbox"/> Q'Straint® WC-19 Beckengurt (empfohlen zur Nutzung des Transit Tie-Down)		€ 233,00

WADENBAND			
ZCLF2	<input type="checkbox"/> Velcro einstellbar <ul style="list-style-type: none"> Extra small (empfohlen bei einer Fußweite von 15-23cm (6-9")) Small (empfohlen bei einer Fußweite von 23-30,5cm (9-12")) Medium (empfohlen bei einer Fußweite von 28-38cm (11-15")) 		€ 39,00
ZCLF3	<input type="checkbox"/> Bodypoint® gepolstert, Velcro, einstellbar <ul style="list-style-type: none"> Small (empfohlen bei einer Fußweite von 20,5-28cm (8-11")) Medium (empfohlen bei einer Fußweite von 30,5-38cm (12-15")) 		€ 101,00
ZCLF1	<input type="checkbox"/> Einstellbar mit Schnalle, schwarz, Nylon		NCO

TASCHEN			
ZBCK3	<input type="checkbox"/> Schwarzer Tilite Rucksack		€ 81,00
ZPCH3	<input type="checkbox"/> Scharze Tilite Sitztasche		€ 53,00

SPEICHENSCHUTZ by SPOZEE.COM			
ZGRD1	<input type="checkbox"/> Transparent mit TiMotion Logo (nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterrädern oder 18" Hinterrädern)		€ 161,00

Tilite Z Serie – Passungsbogen 2019

wirksam ab 01/2019

Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehörteile können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung : 01.01.2019 [Neue Optionen in blau](#)

permobil



14/10

ANTI-KIPPSCHUTZ		
ZTIP1	<input type="checkbox"/> Aluminium, schwarz, Paar	€ 155,00
ZTIP7	<input type="checkbox"/> Aluminium, schwarz, einzeln <ul style="list-style-type: none"> o Links o Rechts 	€ 78,00
ZTIP2	<input type="checkbox"/> Benutzerfreundlich, hochklappbar, Paar (Ab einer Sitzbreite von 30,5-35,5cm (12-14") oder 33-38cm (13-15") möglich)	€ 329,00
ZTIP8	<input type="checkbox"/> Benutzerfreundlich, hochklappbar, einzeln <ul style="list-style-type: none"> o Links o Rechts 	€ 165,00

ZUBEHÖR		
ZUEST1	<input type="checkbox"/> Rollstuhltisch (Armlehnen erforderlich) <ul style="list-style-type: none"> o Sitzbreite 30,5-36cm (12-14") o Sitzbreite 33-38cm (13-15") 	€ 279,00
ZLUG1	<input type="checkbox"/> Gepäckträger	€ 148,00
ZGS1	<input type="checkbox"/> Knietisch mit GRIP Solution	€ 96,00
ZMPCT2	<input type="checkbox"/> Neopren Rahmenschutz mit Velours Farbstreifen <ul style="list-style-type: none"> o Black o Sapphire o Red Pepper o Burnt Orange o Ultraviolet o NiteLite Reflektive 	€ 92,00
ZCH1	<input type="checkbox"/> Stockhalter	€ 140,00

DESIGNS UNLIMITED

Die Z-Serie von Tilite bietet zahlreiche verschiedene Rahmenkombinationen! Sollte Ihnen das nicht ausreichen, besuchen Sie unsere Website permobilus.com und sehen sich die sogenannten „Designs Unlimited“ an. Hierbei handelt es sich um kreative Lösungen, um Ihren Rollstuhl noch individueller auf Sie anzupassen. Finden Sie Ihre gewünschte Anpassung nicht, steht Ihnen unser Tilite Support unter 02102-94 34 00 oder info@permobil.de gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sonderanpassungen die Lieferzeit eines Rollstuhls um bis zu 3 Wochen verlängern kann.

ALLGEMEINES

Passungen sollten von medizinisch geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Die angegebenen Maße können auf Grund der Umrechnung von Zoll auf cm leicht variieren. Die neusten Passungsformulare finden Sie auf www.permobil.com/de/Germany/. Wir behalten uns vor Preise, Standardeigenschaften, Optionen und Zubehör jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

BEMERKUNGEN