

**permobil**  
TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

**TR**

## AUS JEDEM WINKEL DER BESTE.

Der geschwungene Titan Doppelrohrrahmen ist die perfekte Fusion aus ausfallendem Design und höchster Leistungsfähigkeit. Leichter, effizienter und eleganter als jeder andere Stuhl auf der Welt. Als unser Vorzeige-Starrahmen ist der TR der Beste der Besten.







## TIFIT. PERSÖNLICHE ERGONOMIE.


TiFit ist die Kunst, einen Rollstuhl ergonomisch auf Deine individuellen Anforderungen abzustimmen. Deine Sitzhaltung und die spezielle Passform im Rollstuhl sind wesentliche Voraussetzungen für Komfort und Selbstständigkeit. Der Unterschied zwischen einem TiFit-Rollstuhl und anderen Modellen besteht in der individuellen Anpassung: Jeder Rollstuhl stellt eine maßgeschneiderte und optimal ausgestattete Orthese auf Rädern dar. TiFit...weil deine Bedürfnisse zählen!

## INDIVIDUELLE KONFIGURATION.

Dank der individuellen Konfiguration kannst Du deinen Rollstuhl je nach Bedarf um Optionen und Komponenten erweitern. Zur Auswahl stehen Räder, Greifreifen, Farben, Tattoos, eloxierte Aluminiumteile und vieles mehr. TiLite bietet mehr Optionen als jeder andere Hersteller.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rahmenbesonderheiten	Titan-Starrrahmen, doppelte Rohre TiFit begrenzte Verstellbarkeit
Gesamtbreite des Stuhls*	56 cm
Sitzbreite hinten	30,5-51 cm
Sitztiefe**	30,5-51 cm
Sitzhöhe vorne	38-53 cm
Sitzhöhe hinten	32,53 cm
Rahmenwinkel vorne	60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85°, oder 90°
Rückenlehnentyp	verstellbare, abklappbare Rückenlehne Einstellbare Höhe 21,5-53 cm Einstellbarer Winkel 80-101°  Feste Rückenlehne Feste Höhe 125,-51 cm Fester Winkel 80°-101°

Achsrohr	0°, 2°, 4°, 6°, 8° oder 12°
Schwerpunkteinstellung	12,7 cm
 Sitzbreite vorne (Verjüngung)	ohne (5 cm schmaler als Sitzbreite); 2,5 cm, 5 cm oder 7,5 cm Verjüngung
Transportoptionen	Q'Straint Transporthalterung verfügbar
Transportgewicht***	4,2 kg.
Max. Benutzergewicht	120 kg
Gewährleistung	2 Jahre auf Rahmen 1 Jahr auf TiLite Ersatzteile


## FARBOPTIONEN

### HIGH GLOSS PAINT



TiLite Red    Burgundy    Neon Pink    Super Wet Black

### MATTE PAINT



Deep Blue Ice    Titanium Grey    Black Lava

### CANDY PAINT




Ruby Red    Azure Blue    Electric Plum

### NATURAL



Satin Titanium    Polished Titanium

### METALLIC PAINT



Salsa Red Metallic    Tangerine Metallic    Acid Green Metallic    Ocean Blue Metallic

### ANODIZED COLORS



Red Pepper    Burnt Orange    Sapphire    Ultraviolet    Fuchsia    Black

### PEARLESCENT PAINT



Midnight Blue Pearl    White Pearl

\* auf einer Sitzgröße von 30,5 x 30,5 cm mit einem 0° Radsturz, dem kleinstmöglichen Achsabstand und dem Standard Zubehör. Hinterräder sind im Transportgewicht nicht eingerechnet.  
Hinweis: Ein Paar Standardräder wiegt 3,2 kg.

\*\* Es ist möglich, die Rahmentiefe kürzer oder länger als die minimale bzw. maximale Sitztiefe zu konfigurieren.

\*\*\* Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Gebrauchsspuren.