

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

ZRA

ULTIMATIVE FAHRQUALITÄT.

Entdecke die innovative Technologie hinter unseren 3 cm Einzelrohrrahmen für unvergleichbare Fahrqualität, die ein Leben lang anhält. Ausgezeichnet für seine Langlebigkeit und Leistung, bringt Dich unser Stuhl auf die Pole-Position.





TIFIT. PERSÖNLICHE ERGONOMIE.

TiFit ist die Kunst, einen Rollstuhl ergonomisch auf Deine individuellen Anforderungen abzustimmen. Deine Sitzhaltung und die spezielle Passform im Rollstuhl sind wesentliche Voraussetzungen für Komfort und Selbstständigkeit. Der Unterschied zwischen einem TiFit-Rollstuhl und anderen Modellen besteht in der individuellen Anpassung: Jeder Rollstuhl stellt eine maßgeschneiderte und optimal ausgestattete Orthese auf Rädern dar. TiFit...weil deine Bedürfnisse zählen! TiFit...kein Standard.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION.

Dank der individuellen Konfiguration kannst Du deinen Rollstuhl je nach Bedarf um Optionen und Komponenten erweitern. Zur Auswahl stehen Räder, Greifreifen, Farben, Tattoos, eloxierte Aluminiumteile und vieles mehr. TiLite bietet mehr Optionen als jeder andere Hersteller.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rahmenbesonderheiten	Titan-Starrrahmen, einfache Rohre Rohre TiFit umfassende Verstellbarkeit
Gesamtbreite des Stuhls*	58 cm
Sitzbreite hinten	25-51 cm
Sitztiefe**	25-51 cm
Sitzhöhe vorne	40,5-53 cm
Sitzhöhe hinten	32-51 cm
Rahmenwinkel vorne	70°, 75°, 80°, 85°, oder 90°
Rückenlehnentyp	verstellbare, abklappbare Rückenlehne Einstellbare Höhe 21,5-53 cm Einstellbarer Winkel 80-101°

Achsrohr	0°, 2°, 4°, 6°, 8° oder 12°
Schwerpunkteinstellung	15,2 cm
Sitzbreite vorne (Verjüngung)	ohne (5 cm schmaler als Sitzbreite); 3 cm Verjüngung oder 6 cm Verjüngung
Transportoptionen	Transit Ladungssicherung
Transportgewicht*	4,9 kg
Max. Benutzergewicht	120 kg Standard / 136 kg Schwerlast
HMV-Nummer	18.50.03.0186
Gewährleistung	2 Jahre auf Rahmen 1 Jahr auf TiLite Ersatzteile

** Es ist möglich, die Rahmentiefe kürzer oder länger als die minimale bzw. maximale Sitztiefe zu konfigurieren.

***Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Gebrauchsspuren.


FARBOPTIONEN

HIGH GLOSS PAINT



TiLite Red Burgundy Neon Pink Super Wet Black

MATTE PAINT



Deep Blue Ice Titanium Grey Black Lava

CANDY PAINT




Ruby Red Azure Blue Electric Plum

NATURAL



Satin Titanium Polished Titanium

METALLIC PAINT



Salsa Red Metallic Tangerine Metallic Acid Green Metallic Ocean Blue Metallic

ANODIZED COLORS



Red Pepper Burnt Orange Sapphire Ultraviolet Fuchsia Black

PEARLESCENT PAINT



Midnight Blue Pearl White Pearl

* auf einer Sitzgröße von 30,5 x 30,5 cm mit einem 0° Radsturz, dem kleinstmöglichen Achsabstand und dem Standard Zubehör. Hinterräder sind im Transportgewicht nicht eingerechnet.
Hinweis: Ein Paar Standardräder wiegt 3,2 kg.

** Es ist möglich, die Rahmentiefe kürzer oder länger als die minimale bzw. maximale Sitztiefe zu konfigurieren.

*** Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Gebrauchsspuren.