

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

ZR

UNERREICHTES DESIGN.
UNVERKENNBARE
SCHÖNHIT.

Der minimalistische 3 cm Einrohrrahmen des ZR, kombiniert mit unserer TiFit Technologie, ergeben einen Stuhl, der nur ein TiLite sein kann.

Die fortgeschrittene Vibrationsabschwächung von Titan und unser einzigartiges Rahmendesign bieten die perfekte Balance zwischen Stärke und Komfort.





TIFIT. PERSÖNLICHE ERGONOMIE.

TiFit ist die Kunst, einen Rollstuhl ergonomisch auf Deine individuellen Anforderungen abzustimmen. Deine Sitzhaltung und die spezielle Passform im Rollstuhl sind wesentliche Voraussetzungen für Komfort und Selbstständigkeit. Der Unterschied zwischen einem TiFit-Rollstuhl und anderen Modellen besteht in der individuellen Anpassung: Jeder Rollstuhl stellt eine maßgeschneiderte und optimal ausgestattete Orthese auf Rädern dar. TiFit...weil deine Bedürfnisse zählen!

INDIVIDUELLE KONFIGURATION.

Dank der individuellen Konfiguration kannst Du deinen Rollstuhl je nach Bedarf um Optionen und Komponenten erweitern. Zur Auswahl stehen Räder, Greifreifen, Farben, Tattoos, eloxierte Aluminiumteile und vieles mehr. TiLite bietet mehr Optionen als jeder andere Hersteller.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rahmenbesonderheiten

Titan-Starrrahmen, einfache Rohre
TiFit
begrenzte Verstellbarkeit

Gesamtbreite des Stuhls*

58 cm

Sitzbreite hinten

25-51 cm

Sitztiefe**

25-51 cm

Sitzhöhe vorne

40,5-53 cm

Sitzhöhe hinten

32-51 cm

Rahmenwinkel

70°, 75°, 80°, 85°, oder 90°

Rückenlehnentyp

verstellbare, abklappbare Rückenlehne
Einstellbare Höhe 21,5-53 cm
Einstellbarer Winkel 80-101°

Feste Rückenlehne

Feste Höhe 8" – 20"

Feste höhe 20-51 cm

Achsrohr

0°, 2°, 4°, 6°, 8° oder 12°

Schwerpunkteinstellung

5,7 cm

Sitzbreite vorne (Verjüngung)

ohne (5 cm schmaler als Sitzbreite); 4 cm
6 cm Verjüngung

Transportoptionen

Transit Ladungssicherung

Transportgewicht*

4,2 kg

Max. Benutzergewicht

120 kg Standard
136 kg Schwerlast

Gewährleistung***

2 Jahre auf Rahmen
1 Jahr auf TiLite Ersatzteile

FARBOPTIONEN

HIGH GLOSS PAINT




TiLite Red

Burgundy

Neon Pink

Super Wet Black

MATTE PAINT



Deep Blue Ice

Titanium Grey

Black Lava

CANDY PAINT



Ruby Red

Azure Blue

Electric Plum


NATURAL



Satin Titanium

Polished Titanium

METALLIC PAINT



Salsa Red Metallic

Tangerine Metallic

Acid Green Metallic

OceanBlue Metallic

ANODIZED COLORS



Red Pepper

Burnt Orange

Sapphire

Ultraviolet

Fuchsia

Black

PEARLESCENT PAINT



Midnight Blue Pearl

White Pearl

* auf einer Sitzgröße von 30,5 x 30,5 cm mit einem 0° Radsturz, dem kleinstmöglichen Achsabstand und dem Standard Zubehör. Hinterräder sind im Transportgewicht nicht eingerechnet.

Hinweis: Ein Paar Standardräder wiegt 3,2 kg.

** Es ist möglich, die Rahmentiefe kürzer oder länger als die minimale bzw. maximale Sitztiefe zu konfigurieren.

*** Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Gebrauchsspuren.