



standard	
ESP	Enhanced Steering Performance

DEN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN

Der C400 VS verbindet innovatives Design und fortschrittliche Technik. Der kompakte C400 kombiniert innerhalb des Hauses eine gute Wendigkeit mit einer hervorragenden Leistung außerhalb des Hauses. Der C400 ist der perfekte Beweis für technische Erfüllungsbedingung in der Permobil Professional Rehab-Serie. Der C400 VS ist auch als Junior lieferbar (verstellbare Sitztiefe von 35 bis 45 cm). Mit der vertikalen Funktion kann der Benutzer auf unterschiedliche Art und Weise in den Stand gelangen. Durch das speziell angepasste Sitzsystem kann der Benutzer seine Stehposition individuell bestimmen und optional in der stehenden Position ebenso eine Fortbewegung "Fahren im Stand" realisieren. Der modulare Entwurf des Körpersitzsystems garantiert eine optimale Passform. Die erhöhte Unabhängigkeit und Freiheit, sowie die medizinischen und psychologischen Vorteile, die man durch den Stand genießt, sind von unschätzbarem Wert.

C400 VS



ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



R-Net-Elektronik mit ICS (Intelligent Control System) für eine erweiterte Programmierbarkeit

RAHMENFARBEN



Dunkelblau metallic



Rot metallic



Dunkelgrün metallic



Schwarz metallic

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Elektrisch vom Sitzen zum Stehen aus jeder Position heraus.
Fahrt bei geringerer Geschwindigkeit in der stehenden Position



Elektrisch einstellbare Liegeposition



Angetriebene, einstellbare Sitzkantelung



Elektrisch einstellbare Beinstützen können unabhängig von der elektrisch einstellbaren Liegeposition betrieben werden

SPEZIFIKATIONEN

Länge	118,5 cm	Kniewinkel verstellbar	90° - 180°
Breite	62 cm	Kapazität der Akkumulatoren	2 x 73 AH
Minimalste Transportlänge	105,5 cm	Reichweite	30 - 35 km
Sitzhöhe	53 cm	Max. Geschwindigkeit	6 km/std
Sitzhöhe mit el. Sitzlift	53 - 78 cm	Wendekreis (ISO 7176-5)	66,5 cm
Gewicht inkl. Batterien	177 kg	Max. Höhe von Hindernissen	6 cm
Maximales Nutzergewicht	70/100/120 kg	Federung	Ja
Sitzbreite	43/48 cm	Elektronik	R-Net
Sitztiefe	36 - 55 cm	Elektrischer Sitzlift	Ja
Rückenbreite	34/39/44 cm	Elektrische Sitzkantelung	Ja
Rückenhöhe	55 - 62 cm	Elektrische Kniewinkelverstellung	Ja
Abstand zwischen den Armlehnen	35/40/45 cm	Elektrische Rückenlehnenverstellung	Ja
Rückenlehnenwinkel verstellbar	90° - 180°	Garantie	2 Jahre



The Power of Mobility

Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com