



CHAIRMAN HD CORPUS



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 6 KM/H



REICHWEITE 30-40 KM



MOTORLEISTUNG 2 X 300 WATT



Doppelte Schwenkräder sorgen für verbesserte Stabilität und verbesserte Druckverteilung



Die kleinen Stützräder sind sehr wichtig für die Sicherheit



Auf Wunsch mit Höhenverstellung von 20 cm lieferbar

The Power of Mobility

PROFESSIONAL REHAB SERIES

CHAIRMAN HD CORPUS

Der Chairman Heavy Duty hat gewaltige Kräfte und wurde konstruiert, damit sich Menschen bis zu 200 Kilogramm Körpergewicht sicher bewegen können. Auffällig ist, dass der Rollstuhl kaum größer ist, als andere Rollstühle. Das Fahrgestell ist breiter und robuster, Rückenlehne und Armlehnen sind auf schwerere Belastung ausgelegt, und das Sitzsystem ist tiefer, breiter und höher. Doppelte Schwenkräder sorgen für verbesserte Stabilität und verbesserte Druckverteilung.

Regulierbare Sitzmaße und elektrische Bedienelemente sorgen beim modularen Design des Corpus-Sitzsystems für verbesserte Funktionalität. Der Corpus entstammt dem Entwurf einer der weltweit führenden Ergonomen. Das Resultat ist ein Sitzsystem, das sich den natürlichen Körperformen vollständig anpasst. Die Anpassungsfähigkeit des Corpus-Sitzsystems ist schier unendlich. Die verschiedenen Module des Sitzsystems lassen sich in Tiefe, Breite, Höhe und Winkel regulieren und anpassen. Der ergonomisch geformte Sitz und die auf Wunsch erhältlichen elektrischen Bedienelemente machen den Corpus zum beliebtesten Sitzsystem der Welt.



Sitzsystem auch mit 25° Sitzkantelung erhältlich



Oberschenkelstützen als Option erhältlich in Stoff oder Kunstleder



Auf Wunsch mit Höhenverstellung von 20 cm lieferbar



Wadenstützen als Option erhältlich in Stoff oder Kunstleder

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LÄNGE, MM	1120
BREITE, MM	700
GERINGSTE TRANSPORTLÄNGE, MM	920
SITZHÖHE, MM	550
SITZHÖHE BEI ELEKTR. SITZHÖHENVERSTELLUNG, MM	550-750
GEWICHT INKL. AKKUS, KG	165
MAX. GEWICHT BENUTZER, KG	200
SITZBREITE, MM	480/530/580
SITZTIEFE, MM	435-635
RÜCKENLEHNENHÖHE, MM	720
ARMLEHNENHÖHE, MM	190-300
ABSTAND ZWISCHEN ARMLEHNEN, MM	470/520/570
ABSTAND ZWISCHEN SITZPOLSTER UND FUSSPLATTE, MM	400-500
RÜCKENLEHNENWINKEL – VERSTELLBAR	90°-135°

BEINSTÜTZENWINKEL – VERSTELLBAR	80°-135°
AKKULEISTUNG, AH	2x73
LADEDAUER, STD	8
REICHWEITE, KM	30-40
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, KM/H	6
BREMSWEG, MM	1200
WENDEKREISRADIUS ISO 7176-5, MM	750
MAX. HÖHE VON HINDERNISSEN, MM	60
FEDERUNG	Nein
ELEKTRISCHE SITZHÖHENVERSTELLUNG	Ja
ELEKTRISCHE SITZKANTELTUNG	Ja
ELEKTRISCH VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN	Ja
ELEKTRISCH VERSTELLBARE RÜCKENLEHNE	Ja
STEUERUNGSSYSTEME	Ja
GARANTIE	2

ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



FARBEN



SCHWARZ

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Permobil GmbH
Zentrale Deutschland
Alter Hellweg 36
D-44379 Dortmund
Tel 0231 945 36 30
Fax 0231 945 363 70
info@permobil.de

www.permobil.com