



## EIN NEUES KIND IST IN DER NACHBARSCHAFT

Mit dem Federungssystem auf allen Rädern des K450 MX haben Kinder eine ruhige Fahrt; ob sie nun durch die Gänge in der Schule fahren oder zum Spielplatz. Die elektrische Höhen-/Tiefenverstellung macht es möglich, Kindern der Spielebene näher zu bringen. Genau das Richtige, um einer Geschichte zuzuhören, umzusteigen oder mit anderen Kindern am Boden zu spielen. Die serienmäßige elektrische Höhen-/Tiefenverstellung variiert von 7,6 bis 66 cm, wodurch man gemütlich an einem Tisch sitzen kann, und Dinge die heruntergefallen sind auch selber wieder aufheben kann. Zusätzlich ist der K450 MX mit der R-Net Elektronik ausgerüstet. Das modulare Sitzsystem hat zentral befestigte, verstellbare Beinstützen die dem Wachstum des Kindes angepasst werden können.

# **K450** MX

## ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



## RAHMENFARBEN



Gelb



Silber metallic



Schwarz metallic



Feuerrot



Rosarot



Blau metallic



R-Net-Elektronik  
für verbesserte  
Programmierbarkeit



Optionale 45° elektrische  
Sitzkantelung von jeder  
Sitzposition heraus



Verstellbare Beinstützen



Einzelradaufhängung für eine  
bessere Balance, verbesserte  
Fahrt und Sicherheit



Optional bieten wir eine  
Vollgummibereifung an



Das Uni-Track-System  
ermöglicht umfangreiche  
Einstellungen



Die Batterien sind einfach  
zugänglich

ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



## SPEZIFIKATIONEN

|                                |                 |                                     |            |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| Länge                          | 84 cm           | Kniewinkel verstellbar              | 90° - 180° |
| Breite                         | 61 cm           | Kapazität der Akkumulatoren         | 2 x 60 AH  |
| Minimalste Transportlänge      | 84 cm           | Reichweite                          | 25 - 35 km |
| Sitzhöhe                       | nicht anwendbar | Max. Geschwindigkeit                | 6 km/std   |
| Sitzhöhe mit el. Sitzlift      | 46 - 66 cm      | Wendekreis (ISO 7176-5)             | 106 cm     |
| Gewicht inkl. Batterien        | 130 kg          | Max. Höhe von Hindernissen          | 6 cm       |
| Maximales Nutzergewicht        | 60 kg           | Federung                            | Ja         |
| Sitzbreite                     | 25/30/35/40 cm  | Elektronik                          | R-Net      |
| Sitztiefe                      | 25 - 45 cm      | Elektrischer Sitzlift               | Ja         |
| Rückenbreite                   | 25/30/35/40 cm  | Elektrische Sitzkantelung           | Ja         |
| Rückenhöhe                     | 35 - 50 cm      | Elektrische Kniewinkelverstellung   | Nein       |
| Abstand zwischen den Armlehnen | einstellbar     | Elektrische Rückenlehnenverstellung | Nein       |
| Rückenlehnenwinkel verstellbar | nicht anwendbar | Garantie                            | 2 Jahre    |

Änderungen und druckfehler vorbehalten



**The Power of Mobility**

**Permobil GmbH**  
Zentrale Deutschland  
Alter Hellweg 36  
D-44379 Dortmund  
Tel 0231 945 36 30  
Fax 0231 945 363 70  
info@permobil.de

www.permobil.com

K450MX072011DU