

# C300 Canto VR2


Prijslijst: 01 | NL 2010 | EUR

Prijzen zijn geldig vanaf: 01-01-2010



## Standaard uitgevoerd met:

- Voorwielaandrijving
- Instelbare vering
- Programmeerbare elektronica
- 2 X 250 Watt motoren
- Snelheid 7 km/uur
- Fixatiepunten aan voor- en achterzijde
- Standaard gepolsterde rugleuning
- Standaard gepolsterde zitting
- Instelbare zitbreedte, zitdiepte, rughoek
- In hoogte verstelbare armsteunen + gepolsterde zijkussens
- Standaard beensteunen
- Kleur bekleding: Midnight Blue



## Klant gegevens:

Contact: \_\_\_\_\_  
Klantenr.: \_\_\_\_\_  
Klant naam: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
Woonplaats: \_\_\_\_\_  
Postcode: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Ordernr.: \_\_\_\_\_

## Gebruiker gegevens:

Voornaam: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Diagnose: \_\_\_\_\_  
Adres 1: \_\_\_\_\_  
Adres 2: \_\_\_\_\_  
Postcode: \_\_\_\_\_  
Woonplaats: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

## Anatomische maten:

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg  
Lengte: \_\_\_\_\_ cm  
1) Bovenbeen lengte: \_\_\_\_\_ cm  
2) Borst diepte: \_\_\_\_\_ cm  
3) Elleboog hoogte: \_\_\_\_\_ cm  
4) Oksel hoogte: \_\_\_\_\_ cm  
5) Schouder hoogte: \_\_\_\_\_ cm  
6) Hoofd hoogte: \_\_\_\_\_ cm  
7) Elleboog tot hand: \_\_\_\_\_ cm  
8) Borst breedte: \_\_\_\_\_ cm  
9) Onderbeen lengte: \_\_\_\_\_ cm  
10) Heup breedte: \_\_\_\_\_ cm

Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

**De aangegeven prijzen gelden alleen bij een bestelling van een complete nieuwe stoel.  
Voor onderdeel bestellingen t.b.v. service of ombouw gelden andere prijzen.**

# C300 Canto VR2



Prijzen zijn geldig vanaf: 01-01-2010  
Valuta: Prijs:

Omschrijving:

## Chassis

### Model

C300 CANTO VR2 BASIC ELEKTRONICA	EUR	7.290,00	<input type="checkbox"/>
C300 CANTO VR2 ADVANCE ELEKTRONICA	EUR	7.851,00	<input type="checkbox"/>

### Kleur bekapping

KLEUR BLAUW METALLIC ZONDER VERLICHTING C300	EUR	-	<input type="checkbox"/>
KLEUR ZILVER/ZWART FIBER ZONDER VERLICHTING C300	EUR	-	<input type="checkbox"/>
KLEUR GROEN METALLIC ZONDER VERLICHTING C300	EUR	-	<input type="checkbox"/>
KLEUR ROOD METALLIC ZONDER VERLICHTING C300	EUR	-	<input type="checkbox"/>
KLEUR ZWART METALLIC ZONDER VERLICHTING C300	EUR	-	<input type="checkbox"/>

### Voorwielen

103498-99-0	WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN	EUR	-	<input type="checkbox"/>
510260-99-0	WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN	EUR	116,00	<input type="checkbox"/>

### Verlichtingsset (+)

VERLICHTINGSSET C300	EUR	499,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	-----	--------	--------------------------

### Accu's (+)

ACCU'S,60Ah (2 stuks)	EUR	371,00	<input type="checkbox"/>
-----------------------	-----	--------	--------------------------

### Acculader (+)

ACCULADER, IMPIRA EU	EUR	287,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	-----	--------	--------------------------

### Elektrische verstellingen (beschikbaar met Advance elektronica)

ELEKTRISCHE ZITLIFT, 200MM	EUR	2.136,00	<input type="checkbox"/>
ELEKTRISCHE KANTELVERSTELLING, 17°	EUR	1.113,00	<input type="checkbox"/>

### Houder zijbesturing

JOYSTICKHOUDER VAST	EUR	-	<input type="checkbox"/>
JOYSTICKHOUDER PAR WEGDR. VR2/R-NET L/R	EUR	149,00	<input type="checkbox"/>

### Montage Joystick

LINKS GEMONTEERD	EUR	-	<input type="checkbox"/>
RECHTS GEMONTEERD	EUR	-	<input type="checkbox"/>

### Taxi adapter (+)

TAXI ADAPTER VOOR BIERMAN SYSTEEM	EUR	84,00	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------	-----	-------	--------------------------

### Begeleiders besturing

BEGELEIDERS BESTURING VR2	EUR	816,00	<input type="checkbox"/>
---------------------------	-----	--------	--------------------------

## Zitbreedte en -diepte

Zitbreedte		Zitdiepte	
37 CM	<input type="checkbox"/>	42 CM	<input type="checkbox"/>
42 CM	<input type="checkbox"/>	44 CM	<input type="checkbox"/>
47 CM	<input type="checkbox"/>	46 CM	<input type="checkbox"/>
52 CM	<input type="checkbox"/>	48 CM	<input type="checkbox"/>
		50 CM	<input type="checkbox"/>
		52 CM	<input type="checkbox"/>

## Zitting

GEPOLSTERDE ZITTING	EUR	-	<input type="checkbox"/>
TRAAGSCHUIM ZITTING	EUR	235,00	<input type="checkbox"/>
CONTOUR ZITTING	EUR	168,00	<input type="checkbox"/>
DREMPEL ZITTING	EUR	144,00	<input type="checkbox"/>
KLEP ZITTING	EUR	293,00	<input type="checkbox"/>
ZONDER ZITTING	EUR	-55,00	<input type="checkbox"/>

Omschrijving:

Prijzen zijn geldig vanaf: 01-01-2010  
Valuta: Prijs:

## Rugleuning

GEPOLSTERDE RUGLEUNING	EUR	-	<input type="checkbox"/>
GEPROFILEERDE RUGLEUNING	EUR	-	<input type="checkbox"/>
ANATOMISCHE RUGLEUNING	EUR	231,00	<input type="checkbox"/>
RUGLEUNING MET ROMPSTEUNEN	EUR	274,00	<input type="checkbox"/>
COMFORM RUGLEUNING	EUR	388,00	<input type="checkbox"/>
COMFIT RUGLEUNING, RUGHOOGTE 50 CM	EUR	408,00	<input type="checkbox"/>
COMFIT RUGLEUNING, RUGHOOGTE 60 CM	EUR	408,00	<input type="checkbox"/>
ZONDER RUGLEUNING	EUR	-55,00	<input type="checkbox"/>

## Armsteunen

			L	R
ARMSTEUN, GEPOLSTERD	EUR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HEMI ARMSTEUN, VAST	EUR	156,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HEMI ARMSTEUN, DRAAIBAAR	EUR	204,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Beensteunen

			L	R
BEENSTEUN STANDAARD	EUR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEENSTEUN WEGZWENKBAAR	EUR	96,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMFORT BEENSTEUN	EUR	231,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMFORT BEENSTEUN WEGZWENKBAAR	EUR	231,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STOMPSTEUN	EUR	325,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIPSBEENSTEUN	EUR	285,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Optie beensteun

BEENSTEUN KORT	EUR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEENSTEUN STANDAARD	EUR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Voetplaten

			L	R
VOETPLAAT MET STANDAARD BUIS	EUR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOETPLAAT/HIELBAND MET STANDAARD BUIS	EUR	37,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Optie voetplaten (+)

VOETPLAAT MET BUIS +50 MM	EUR	84,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOETPLAAT MET BUIS -50 MM	EUR	37,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOETPLAAT/HIELBAND MET BUIS +50MM	EUR	119,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOETPLAAT/HIELBAND MET BUIS -50MM	EUR	74,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ondersteuningen

STANDAARD HOOFDSTEUN	EUR	240,00	<input type="checkbox"/>
BUIGBARE HOOFDSTEUN	EUR	259,00	<input type="checkbox"/>
ABDUCTIEKLOS*	EUR	187,00	<input type="checkbox"/>
GORDEL	EUR	88,00	<input type="checkbox"/>
COLLEGE BLAD	EUR	204,00	<input type="checkbox"/>
			L R
KNIESTEUN	EUR	70,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* Abductieklos niet mogelijk in combinatie met Contour en Klep zitting

### Leveringsvoorwaarden:

Voor overige opties en speciale aanpassingen, wordt verzocht contact op te nemen met Permobil. Zie voor meer informatie de leveringsvoorwaarden.

# C300 Canto VR2



**Prijzen zijn geldig vanaf: 01-01-2010**  
**Valuta: Prijs:**

## **Omschrijving:**

Uw order kan niet in behandeling worden genomen zonder:

- Naam van de gebruiker.
- Anatomische maten van de gebruiker.
- Gewicht van de gebruiker.

Bij bestelling dit orderformulier ondertekenen en te voorzien van uw bedrijfsstempel.

Handtekening:

Datum:

Bedrijfsstempel:

U ontvangt van Permobil een orderbevestiging van de bestelde configuratie. Gelieve deze zorgvuldig te controleren.