



NL

C350 + Corpus R-Net

Prijs: € 7.340,=

Prijslijst / orderformulier

Januari 2010

Gebruiker		Dealer	
naam:		naam:	
adres:		contact:	
pc - plaats:		plaats:	
telefoon:	gewicht: kg	telefoon:	inkoop ordernr:

Basisuitvoering bestaat uit:

- Elektrische binnen/buiten rolstoel
- Achterwielaandrijving
- Maximum gebruikersgewicht 136kg
- R-Net besturing
- Corpus zitsysteem
- Zit en rugkussen
- Hoogte en diepte verstelbare armliggers
- Instelbare vering
- Parallel wegzwenkbare joystickhouder
- Snelheid 6 km/h
- Geïntegreerd 4-punts vastzetsysteem
- Deelbare aluminium velgen
- Anti kiepwielen (achter)
- Centrale beensteun
- Vaste zithoogte en zithoek
- mechn instelbare rug- en kniehoek



PERMOBIL BENELUX BV

Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland
info@permobil.nl
www.permobil.nl

+31 (0)45 564 54 80
+31 (0)45 564 54 81

De C350-Corpus is goedgekeurd conform de gestelde eisen volgens EN-12182, EN 12184, ISO 7176-1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8, -9, 14, -15, -16, -21, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 en EMC.
Tevens is de C350-Corpus gecrashtest en goedgekeurd conform de gestelde eisen volgens ISO 7176-19 en SAE J2249.

Chassis	meerprijs
Kleur bekapping: <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> blauw <input type="checkbox"/> rood <input type="checkbox"/> zilver <input type="checkbox"/> geel	geen
<input type="checkbox"/> maximum snelheid 10 km/h	504
<input type="checkbox"/> aandrijfwielen lucht banden	geen
<input type="checkbox"/> aandrijfwielen massieve banden	116
<input type="checkbox"/> zwenkwielen lucht banden	geen
<input type="checkbox"/> zwenkwielen massieve banden	116
<input type="checkbox"/> stoepklimmers	374
<input type="checkbox"/> verlichting incl richtingaanwijzers	499

Elektrische verstellingen	
<input type="checkbox"/> elektrische lift (20cm)	2136
<input type="checkbox"/> elektrische kantel (30°)	1968
<input type="checkbox"/> elektrische rughoek	1630
<input type="checkbox"/> elektrische kniehoek (alleen voor centrale beensteun)	1630

Beensteun opties	
<input type="checkbox"/> voetplaten L+R 20cm	geen
<input type="checkbox"/> voetplaten L+R 16cm	geen
<input type="checkbox"/> eendelige voetplaat	geen
<input type="checkbox"/> zonder beensteun	geen
<input type="checkbox"/> uitneembare wegzwenkbare beensteunen (per paar)	200
<input type="checkbox"/> comfort beensteunen (per paar)	420

Zitting (bxh)	
<input type="checkbox"/> 43x41 <input type="checkbox"/> 43x46 <input type="checkbox"/> 43x51 <input type="checkbox"/> 43x56	geen
<input type="checkbox"/> 48x46 <input type="checkbox"/> 48x51 <input type="checkbox"/> 48x56	
<input type="checkbox"/> zitkussen stof <input type="checkbox"/> zitkussen skai	geen
<input type="checkbox"/> zonder zitkussen	-116
<input type="checkbox"/> comfort zitkussen	230
<input type="checkbox"/> comfort zitplaat (alleen voor zitdiepte 46 en 51)	144

Rugleuning (bxh)	
<input type="checkbox"/> 340x535 <input type="checkbox"/> 390x535 <input type="checkbox"/> 440x535	geen
<input type="checkbox"/> 340x605 <input type="checkbox"/> 390x605 <input type="checkbox"/> 440x605	
<input type="checkbox"/> biomechanische rugleuning (alleen voor 390x605 of 440x605)	261
<input type="checkbox"/> rugkussen stof <input type="checkbox"/> rugkussen skai	geen
<input type="checkbox"/> zonder rugkussen	-172
<input type="checkbox"/> zonder rugschaal (niet voor bio-rug)	-168

Armliggers	meerprijs
Links: <input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm	geen
Rechts: <input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm	
<input type="checkbox"/> PU armligger <input type="checkbox"/> bekleding stof	geen
<input type="checkbox"/> zonder armligger links	-48
<input type="checkbox"/> zonder armligger rechts	-48
<input type="checkbox"/> hoge montage <input type="checkbox"/> lage montage	geen
<input type="checkbox"/> over 50mm instelbaar	geen
<input type="checkbox"/> over 100mm instelbaar	54
<input type="checkbox"/> armligger verstevigingsset	112
Armligger tasje <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	geen

Stuurkast postie	
<input type="checkbox"/> Rechts parallel wegzwenkbaar	geen
<input type="checkbox"/> Links parallel wegzwenkbaar	

Knoppenkastje (voor elektrische verstellingen)	
<input type="checkbox"/> drukknoppen <input type="checkbox"/> tuimelschakelaars <input type="checkbox"/> zonder	geen
Positie knoppenkastje	geen
<input type="checkbox"/> joystick <input type="checkbox"/> rugleuning <input type="checkbox"/> armligger R <input type="checkbox"/> armligger L	
Indicatie niveau	geen
<input type="checkbox"/> level 1 (alle Leds uit) <input type="checkbox"/> level 4 (alle indicaties)	

Joystick opties & accessoires	
<input type="checkbox"/> Stuurkast met tuimelschakelaars voor aan/uit en mode	210
<input type="checkbox"/> Werkbladbesturing, omkeerbaar incl. tafelblad + houder	964
<input type="checkbox"/> knop, bal klein	12
<input type="checkbox"/> knop, bal groot	15
<input type="checkbox"/> knop, kin-cup	14
<input type="checkbox"/> knop, paddestoel	22
<input type="checkbox"/> knop, zachte bal	22
<input type="checkbox"/> knop, staaf	22
<input type="checkbox"/> knop, T-greep	40

Accu's en Lader	
<input type="checkbox"/> Accu's, 60ah (set)	371
<input type="checkbox"/> Accu lader, 24v 10amp	493

Bruto prijzen in Euro's, exclusief BTW en verwijderingsbijdrage.
De aangegeven prijzen gelden alleen bij een bestelling van een complete stoel.
Prijzen geldig vanaf 1-1-2010. Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.



C350 + Corpus R-Net

Zitting Accessoires	Meerprijs
<input type="checkbox"/> stompsteunen small (A) 150x140 stof	128
<input type="checkbox"/> stompsteunen medium (J) 165x120 stof	134
<input type="checkbox"/> stompsteunen large (H) 170x175 stof	139
<input type="checkbox"/> stompsteunen xlarge (D) 200x200 stof	144
<input type="checkbox"/> dijbeensteunen small (B) 110x90 stof	322
<input type="checkbox"/> dijbeensteunen medium (J) 165x120 stof	327
<input type="checkbox"/> dijbeensteunen large (C) 200x90 stof	333
<input type="checkbox"/> dijbeensteunen xlarge (G) 300x90 stof	338
<input type="checkbox"/> heupsteunen small (B) 110x90 stof	322
<input type="checkbox"/> heupsteunen medium (J) 150x140 stof	327
<input type="checkbox"/> heupsteunen large (C) 200x90 stof	333
<input type="checkbox"/> heupsteunen xlarge (G) 200x200 stof	338
<input type="checkbox"/> kuitsteunen small (B) 110x90 stof	176
<input type="checkbox"/> kuitsteunen medium/plat (J) 165x120 stof	199
<input type="checkbox"/> kuitsteunen large (A) 150x140 stof	233
<input type="checkbox"/> kuitsteunen xlarge (H) 170x175 stof	221
<input type="checkbox"/> kuitsteunen xxlarge (D) 200x200 stof	277
<input type="checkbox"/> hoofdsteen standaard stof	211
<input type="checkbox"/> hoofdsteen standaard skai	211
<input type="checkbox"/> hoofdsteen Comfort	351
<input type="checkbox"/> rompelotten small (A) 150x140 stof	255
<input type="checkbox"/> rompelotten medium (F) 220x90 stof	260
<input type="checkbox"/> rompelotten large (E) 220x150 stof	266

Gordels	Meerprijs
<input type="checkbox"/> gordel met klipsluiting	46
<input type="checkbox"/> gordel met rolautomaat	105
<input type="checkbox"/> gordel met rolautomaat extra lang	128
<input type="checkbox"/> 4-punts gordel	180


Overige Accessoires	Meerprijs
<input type="checkbox"/> rugtas haken (set)	29
<input type="checkbox"/> backpack rugkoffer (incl tashaken)	261
<input type="checkbox"/> beker/telefoonhouder	20
<input type="checkbox"/> stokhouder	112
<input type="checkbox"/> houder zuurstoffles	205
<input type="checkbox"/> duwhandgrepen	161
<input type="checkbox"/> transferhandels (set)	125
<input type="checkbox"/> abductieklos skai	328
<input type="checkbox"/> voetplaatrimpjes	27
<input type="checkbox"/> voetplaatrimpjes incl pads	63
<input type="checkbox"/> Armlegger zijsteun, links buitenzijde	65
<input type="checkbox"/> Armlegger zijsteun, links binnenzijde	65
<input type="checkbox"/> Armlegger zijsteun, rechts buitenzijde	65
<input type="checkbox"/> Armlegger zijsteun, rechts binnenzijde	65
Spiegel <input type="checkbox"/> Links gemonteerd <input type="checkbox"/> Rechts gemonteerd	74

Incontinentie hoes	Meerprijs
<input type="checkbox"/> hoes 430x410	46
<input type="checkbox"/> hoes 430x460 / 430x510 / 430x560	49
<input type="checkbox"/> hoes 480x410	49
<input type="checkbox"/> hoes 480x460 / 480x510 / 480x560	53

Voor speciale bestellingen en speciale aanpassingen kunt u contact opnemen met één van onze product specialisten.

Tafels	Meerprijs
Wegzwenkbaar 60cm breed <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	399
Wegzwenkbaar 65cm breed <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	399
College-tafeltje <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	204

anatomische maten gebruiker:



maten in cm, tenzij anders vermeld

1: _____ 6: _____
 2: _____ 7: _____
 3: _____ 8: _____
 4: _____ 9: _____
 5: _____ 10: _____