



## COMPACT MAAKT HET WAAR

Het gestroomlijnde design en krachtige vermogen dat u verwacht van hoogwaardige elektrische rolstoelen vindt u terug in de C300 Canto. Geen enkel andere elektrische rolstoel van deze categorie biedt de perfecte combinatie van stabiliteit en wendbaarheid tegen de beste totaalprijs. Dankzij Permobil's passie voor engineering geniet u van een grotere keuze. Het Canto-zitsysteem is flexibel en modulair opgebouwd. Het zitsysteem kan zo naar wens van de gebruiker en therapeut worden samengesteld voor wat betreft zitcomfort. Comfortabel zitten, individueel aanpasbaar, eenvoudige bediening en gemakkelijk herinzetbaar zijn de kenmerken van het Cantozitsysteem. Door met standaardelementen te werken, ontstaat een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

**C300**  
CANTO

## ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische stoellift



De hoogte van de armlegger kan eenvoudig aangepast worden



Omhoogklapbare voetsteunen



Comfortabel zitten kenmerkt het Canto-zitsysteem



Fixatiepunten aan voor- en achterzijde zorgen voor stabiliteit tijdens vervoer



Donker blauw metallic



Rood metallic



Donker groen metallic



Zwart metallic

ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



## SPECIFICATIES

Lengte	108,5 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	80° - 150°
Breedte	62 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	88,5 cm	Actieradius	25 - 35 km
Zithoogte vaste lift	49/55 cm	Maximum snelheid	7 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	49 - 69 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht incl. accu's	112 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	37 - 42 - 47 - 52 cm	Elektronica (standaard)	VR2
Zitdieptes	42 - 52 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	37 - 42 - 47 - 52 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	50 - 60 cm	Elektrische beensteunverstelling	Nee
Afstand tussen armleggers	36 - 51 cm	Elektrische rughoekverstelling	Nee
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 125°	Garantie	2 Jaar



*The Power of Mobility*

**Permobil Benelux BV**  
Beitel 11  
6466 GZ Kerkrade  
Nederland  
Tel +31 (0) 45 564 54 80  
Fax +31 (0) 45 564 54 81  
info@permobil.nl

www.permobil.nl