



COMPACT MAAKT HET WAAR

Het gestroomlijnde design en krachtige vermogen dat u verwacht van hoogwaardige elektrische rolstoelen vindt u terug in de C300. Geen enkele andere elektrische rolstoel van deze categorie biedt de perfecte combinatie van stabiliteit en wendbaarheid tegen de beste totaalprijs. Dankzij Permobil's passie voor engineering geniet u van een grote keuze. Het modulaire ontwerp van het Corpus-zitsysteem zorgt voor een verbeterde functionaliteit via de aanpasbare zitmaten en de elektrische verstellingen. De Corpus is ontworpen door een van de meest toonaangevende ergonomen ter wereld. Het resultaat is een zitsysteem dat volledig is aangepast aan de natuurlijke vormen van het lichaam. De aanpasbaarheid van het Corpus-zitsysteem is eindeloos. De diepte, breedte, hoogte en hoek van de verschillende stoelonderdelen kunnen afgesteld of aangepast worden. De ergonomisch vormgegeven zitting en de optionele elektrische verstellingen maken van de Corpus het meest geliefde zitsysteem ter wereld.

C300
CORPUS

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische kantelverstelling



R-Net-elektronica met ICS




Elektrische rugverstelling



Elektrische zithoogteverstelling



Elektrische beensteunverstellingen



Donker blauw metallic



Rood metallic




Donker groen metallic



Zilver metallic



Zwart metallic



Roze



Licht blauw metallic

FRAMEKLEUREN

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	108 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	80° - 150°
Breedte	62 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	88,5 cm	Actie radius	25 - 35 km
Zithoogte vaste lift	51 cm	Max. snelheid	6 - 7 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	51 - 71 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht incl. accu's	125 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	43 - 48 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	34 - 39 - 44 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughooftes	53,5 - 60,5 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	35 - 40 - 45 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 165°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV

Beitel 11

**6466 GZ Kerkrade
Nederland**

Tel +31 (0) 45 564 54 80

Fax +31 (0) 45 564 54 81

info@permobil.nl

www.permobil.nl