

permobil



EEN GEHEEL EIGEN KLASSE

Voortbordurend op het succes van de C300-serie presenteert Permobil de achterwiel aangedreven C350. De C350 heeft een lage zithoogte van 46 cm van zitting tot vloer en verschillende snelheden tot maar liefst 10 km/uur. De leverbare kleuren maken deze rolstoel bovendien een echte blikvanger. De C350 wordt standaard geleverd met bijbehorende, driespakige wioldoppen. Het Corpus-zitsysteem biedt u de mogelijkheid uw zitting te kantelen en zelfs met maar liefst 20 cm te verhogen. Vrijwel eindeloze mogelijkheden voor maatwerk aanpassingen van het Corpus-zitsysteem met diepte-, breedte-, hoogte- en hoekverstellingen van meerdere zitcomponenten, die gemakkelijk zijn te bedienen. De Corpus is het meest gewilde zitsysteem, ergonomisch aangepast aan alle wensen en met vier elektronische verstellingen.

C350
CORPUS



ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische kantel- en rugverstelling

FRAMEKLEUREN



R-Net-elektronica met ICS intelligente besturingssysteem met programmeerbare verstellingen



Verstelbare onafhankelijke ophanging aan 4 wielen



Elektrische zithoogteverstelling



Elektrische beensteunverstellingen

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	106,5 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 150°
Breedte	62,5 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	90 cm	Actie radius	30 - 35 km
Zithoogte vaste lift	46 cm	Max. snelheid	6 - 10 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	46 - 66 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	94,5 cm
Gewicht incl. accu's	127 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	136 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	43 - 48 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	41 - 46 - 51 - 56 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	34 - 39 - 44 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	53,5 - 60,5 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	35 - 40 - 45 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 140°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland

Tel +31 (0) 45 564 54 80
Fax +31 (0) 45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl