



GENIET VAN COMFORT

De C400 koppelt een innovatief design aan vooruitstrevende techniek. De C400 inclusief ESP is compact en combineert een goede wendbaarheid binnenshuis met uitstekende prestaties buiten. De C400 is het perfecte bewijs van het technische vernuft van Permobil. Het modulaire ontwerp van het Corpus-zitsysteem zorgt voor een verbeterde functionaliteit via de aanpasbare zitmaten en de elektrische verstellingen. De Corpus is ontworpen door een van de meest toonaangevende ergonomen ter wereld. Het resultaat is een zitsysteem dat volledig is aangepast aan de natuurlijke vormen van het lichaam. De aanpasbaarheid van het Corpus-zitsysteem is eindeloos. De diepte, breedte, hoogte en hoek van de verschillende stoelonderdelen kunnen afgesteld of aangepast worden. De ergonomisch vormgegeven zitting en de optionele elektrische verstellingen maken van de Corpus het meest geliefde zitsysteem ter wereld.

C400
CORPUS

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische kantelverstelling



R-Net-elektronica met ICS



Elektrische rugverstelling



Elektrische zithoogteverstelling



Elektrische beensteunverstellingen

FRAMEKLEUREN



Donker blauw metallic



Rood metallic



Donker groen metallic



Zwart metallic

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	1085 mm	Hoek beensteun - verstelbaar	80° - 150°
Breedte	620 mm	Accupaciteit	2 x 73 AH
Minimale transportlengte	890 mm	Actieradius	30 - 35 km
Zithoogte vaste lift	560 mm	Max. snelheid	7 km/uur
Zithoogte met elektrische lift *	560 - 760 mm	Draaistraal (ISO 7176-5)	665 mm
Gewicht incl. accu's	160 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	60 mm
Max. gewicht gebruiker	120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	430 - 480 mm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	360 - 410 - 460 - 510 - 560 mm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	340 - 390 - 440 mm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	535 - 605 mm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	350 - 400 - 450 mm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	80° - 165°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl

* Lowrider 475 - 625 mm