



standaard
ESP Enhanced Steering Performance

OP WEG NAAR DE TOP

De C400 VS definieert de dagelijkse activiteiten opnieuw, omdat de gebruiker met een druk op de knop kan gaan staan. Optioneel kan de gebruiker met deze elektrische rolstoel rijden in sta-stand. Comfort wordt gecombineerd met wendbaarheid binnenshuis en betrouwbare prestaties buitenshuis. De verfijnde vering en ESP garanderen een soepele en veilige rit. Het zitstelsel beschikt over programmeerbare sta-programma's, waarmee u in de meest optimale manier in sta-positie kunt komen. De C400 VS beschikt ook over zelf te programmeren voorkeur zitposities, die eenvoudig op te roepen zijn. Daar komt nog bij dat het modulaire ontwerp van de Corpuszitting een optimale pasvorm verzekert die kan meegroeien. De verhoogde onafhankelijkheid en vrijheid die de C400 VS biedt zijn van onschatbare waarde in het dagelijks leven!

C400 vs

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



R-Net-elektronica met ICS voor geavanceerde programmeerbaarheid.



Elektrische rugverstelling



Elektrische kantelverstelling



Elektrische beensteunverstellingen werken onafhankelijk van de elektrische rugverstelling



FRAMEKLEUREN



Donker blauw metallic



Rood metallic



Donker groen metallic



Zwart metallic

Elektrisch verstelbare zitting om uit elke positie op te staan.
Optioneel: rijden op een lagere snelheid in de sta-stand.

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	118,5 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 180°
Breedte	62 cm	Accucapaciteit	2 x 73 AH
Minimale transportlengte	105,5 cm	Actieradius	30 - 35 km
Zithoogte vaste lift	53 cm	Maximum snelheid	7 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	53 - 78 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	66,5 cm
Gewicht incl. accu's	177 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	6 cm
Max. gewicht gebruiker	70 - 100 - 120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	43 - 48 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	41 - 60 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	34 - 39 - 44 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughogtes	55 - 62 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	35 - 40 - 45 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	90° - 180°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11

6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl