



standaard
ESP Enhanced
Steering
Performance

DE IDEALE COMBISTOEL

De C500 vertegenwoordigt de tijdloze, klassieke Permobil-waarden: onovertroffen kwaliteit, geavanceerde technologie en de allerbeste vormen van functionaliteit. Bij het ontwerp van dit chassis is aandacht besteed aan zelfs het kleinste detail. Dit is zonder twijfel de meest comfortabele rolstoel. Dankzij de ongeëvenaarde kracht, goede wendbaarheid en ESP is het nemen van hindernissen voortaan een koud kunstje. Het modulaire ontwerp van het Corpus-zitsysteem zorgt voor een verbeterde functionaliteit via de aanpasbare zitmaten en de elektrische verstellingen. De Corpus is ontworpen door een van de meest toonaangevende ergonomen ter wereld. Het resultaat is een zitsysteem dat volledig is aangepast aan de natuurlijke vormen van het lichaam. De aanpasbaarheid van het Corpus-zitsysteem is eindeloos. De diepte, breedte, hoogte en hoek van de verschillende stoelonderdelen kunnen afgesteld of aangepast worden. De ergonomisch vormgegeven zitting en de optionele elektrische verstellingen maken van de Corpus het meest geliefde zitsysteem ter wereld.

C500
CORPUS

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische kantelverstelling



R-Net-elektronica met ICS



Elektrische rugverstelling




Elektrische zithoogteverstelling



Elektrische beensteunverstelling

FRAMEKLEUREN



Donker blauw metallic



Rood metallic



Donker groen metallic



Zwart metallic

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

Lengte	1150 mm	Hoek beensteun - verstelbaar	80° - 150°
Breedte	650 mm	Accucapaciteit	2 x 73 AH
Minimale transportlengte	905 mm	Actieradius	30 - 40 km
Zithoogte vaste lift	560 mm	Max. snelheid	7,5 - 10 km/uur
Zithoogte met elektrische lift*	560 - 760 mm	Draaistraal (ISO 7176-5)	715 mm
Gewicht incl. accu's	170 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	70 mm
Max. gewicht gebruiker	120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	430 - 480 mm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	360 - 410 - 460 - 510 - 560 mm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	340 - 390 - 440 mm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	535 - 605 mm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	350 - 400 - 450 mm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar	80° - 165°	Garantie	2 Jaar

* Lowrider 475 - 625 mm



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl