



standaard
ESP Enhanced Steering Performance

EEN ROLSTOEL MET UITZICHT

De C500 VS is de ideale rolstoel voor gebruik zowel binnens- als buitenshuis. De VS zitting geeft u een volledig nieuwe kijk op het bestaan. Een druk op de knop opent een keur aan nieuwe mogelijkheden in het dagelijks leven. De C500 is wendbaar in kleine ruimtes en manoeuvreert gemakkelijk door drukke plekken. De verstelbare, onafhankelijke vering zorgt daarbij voor een soepele rit. Het zitsysteem beschikt over programmeerbare sta-programma's, waarmee u op de meest optimale manier in sta-positie komt. Bovendien beschikt de C500 VS ook over zelf programmeerbare voorkeur zitposities die met een druk op de knop op te roepen zijn. De verhoogde onafhankelijkheid en vrijheid die men door het staan geniet zijn van onschatbare waarde.

C500
 VS

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN




R-Net-elektronica met ICS voor geavanceerde programmeerbaarheid.




Elektrisch verstelbare zitting om uit elke positie op te staan.
Optioneel: rijden op een lagere snelheid in de sta-stand.

FRAMEKLEUREN



Donker blauw metallic



Rood metallic



Donker groen metallic



Zwart metallic

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Elektrische rugverstelling



Elektrische kantelverstelling



Elektrische beensteunverstellingen werken onafhankelijk van de elektrische rugverstelling

SPECIFICATIES

Lengte	121,5 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 180°
Breedte	65 cm	Accucapaciteit	2 x 73 AH
Minimale transportlengte	108,5 cm	Actieradius	30 - 40 km
Zithoogte vaste lift	53 cm	Maximum snelheid	7,5 - 10 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	53 - 78 cm	Draaicirkel (ISO 7176-5)	71,5 cm
Gewicht incl. accu's	171 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	6 cm
Max. gewicht gebruiker	70/100/120 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	43/48 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	45/47,5/50/52,5/55/57,5/60 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	34/39/44 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	55/62 cm	Elektrische beensteunverstelling	Ja
Afstand tussen armleggers	36/42/47 cm	Elektrische rughoekverstelling	Ja
Hoek rugleuning - verstelbaar*	90° - 180°	Garantie	2 Jaar

* Hoek rugverstelling begrensd voor gebruikers die zwaarder zijn dan 100 kg.



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl