



CHAIRMAN HD CORPUS



MAXIMUMSNELHEID

6,5 KM/U



ACTIERADIUS

30-40 KM



MOTORVERMOGEN

2 X 300 WATT



Dubbele zwenkwielen zorgen voor betere stabiliteit en betere drukverdeling



De kleine steunwielen zijn van groot belang voor de veiligheid



Optioneel leverbaar met stoellift van 20 cm

The Power of Mobility

CHAIRMAN HD CORPUS

De Chairman Heavy Duty is ijzersterk en gebouwd om mensen tot 200 kilo zo vrij als een vogel te kunnen laten bewegen. Wat opvalt is dat de stoel nauwelijks groter is dan andere stoelen. Het chassis is breder en sterker, de rugsteun en armsteunen zijn aangepast voor zwaardere belasting en het zitsysteem is dieper, breder en hoger. Dubbele zwenkwielen zorgen voor betere stabiliteit en betere drukverdeling.

Het modulaire ontwerp van het Corpus-zitsysteem zorgt voor een verbeterde functionaliteit via de aanpasbare zitmaten en de elektrische verstellingen. De Corpus is ontworpen door een van de meest toonaangevende ergonomen ter wereld. Het resultaat is een zitsysteem dat volledig is aangepast aan de natuurlijke vormen van het lichaam. De aanpasbaarheid van het Corpus-zitsysteem is eindeloos. De diepte, breedte, hoogte en hoek van de verschillende stoelonderdelen kunnen afgesteld of aangepast worden. De ergonomisch vormgegeven zitting en de optionele elektrische verstellingen maken van de Corpus het meest geliefde zitsysteem ter wereld.



Met de optionele kantelverstelling kan het zitsysteem tot 25° kantelen



Dijbeensteunen in stof of skai bekleding optioneel leverbaar



Optioneel leverbaar met stoellift van 20 cm



Kuitsteunen in stof of skai bekleding optioneel leverbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LENGTE, MM	1120	ACCUCAPACITEIT, AH	2x73
BREEDTE, MM	700	LAADTIJD, UREN	8
MIN. TRANSPORTLENGTE, MM	920	ACTIERADIUS, KM	30-40
ZITHOOGTE VASTE LIFT, MM	550	MAX. SNELHEID, KM/U	6,5
ZITHOOGTE MET ELEKTRISCHE STOELLIFT, MM	550-750	REMWEIG, MM	1200
GEWICHT INCL. ACCU'S, KG	165	DRAAISTRAAL (ISO 7176-5), MM	750
MAX. GEWICHT GEBRUIKER, KG	200	VERMOGEN M.B.T. OBSTAKELS, MM	60
ZITBREEDTE, MM	480/530/580	VERING	Nee
ZITDIEPTE, MM	435-635	ELEKTRISCHE STOELLIFT	Ja
RUGHOOGTE, MM	720	ELEKTRISCHE KANTELVERSTELLING	Ja
ARMSTEUNHOOGTE, MM	190-300	ELEKTRISCHE BEENSTEUNVERSTELLING	Ja
AFSTAND TUSSEN ARMSTEUNEN, MM	470/520/570	ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING	Ja
ONDERBEENLENGTE, MM	400-500	BESTURINGSSYSTEMEN	Ja
HOEK RUGLEUNING – VERSTELBAAR	90°-135°	GARANTIE	2
HOEK BEENSTEUN – VERSTELBAAR	80°-135°		

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



KLEUREN



ZWART

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland
Tel +31 (0) 45 564 54 80
Fax +31 (0) 45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl