




OP JE PLAATS, KLAAR VOOR DE START, AF !

Met Permobil K300 PS Junior kunnen kinderen meedoen met alle activiteiten. De K300 wordt geleverd met een standaard uitbreidbare zitting waardoor altijd voor een perfecte pasvorm gezorgd kan worden. Ongeacht hoe snel het kind groeit. Zaken, zoals verstelbare armsteunen, de elektrische stoellift en kantelfunctie, R-Net elektronica en het UniTrack-systeem bieden maximaal comfort. Deze beschikken bovendien over oneindige verstelmogelijkheden en bijbehorende accessoires. En de kleuren - rood, roze, zwart, zilver metallic, donkerblauw metallic, donkergroen metallic en blauw metallic - zorgen ervoor dat elk kind de blits maakt op straat.

K300
PS Jr.



FRAMEKLEUREN



ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



Elektrische stoellift en elektrische kantelverstelling




R-Net elektronica voor verbeterde programmeerbaarheid



Verstelbare zitting past kinderen van elk formaat



Duwhandgrepen



UniTrack-systeem maakt uitgebreide aanpassingen mogelijk



Armsteun in slechts één handeling uitneembaar



Eenvoudig verstelbare armsteunen om hoogte, hoek en draaien gemakkelijk aan te passen



Voetsteunen die in één beweging worden weggedraaid, met verstelbare, uiterst stevige voetplaten met meerdere assen.



Optionele wandelhandgreep en handmatige kantel-optie met hoogteverstelling zonder gereedschap die wordt ingeklapt voor transport



ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



CE

SPECIFICATIES			
Lengte	108 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	nvt
Breedte	62 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	88,5 cm	Actieradius	25 - 35 km
Zithoogte vaste lift	46	Maximum snelheid	7 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	46 - 66 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	62,5 cm
Gewicht incl. accu's	109 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	7 cm
Max. gewicht gebruiker	75 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	28 - 41 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	26 - 46 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	27,5 - 40 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	41 - 56 cm	Elektrische beensteunverstelling	Nee
Afstand tussen armliggers	instelbaar	Elektrische rughoekverstelling	Nee
Hoek rugleuning - verstelbaar	85° - 120°	Garantie	2 Jaar



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl