



MAXIMUMSNELHEID

6,5 KM/U



ACTIERADIUS

20-25 KM



MOTORVERMOGEN

2 X 300 WATT



Vrijloophendel



Makkelijk bereikbaar
oplaadpunt



Zwenkende achterwielen
voor wendbaar sturen

KOALA MINIFLEX

De Koala is de ideale rolstoel voor kinderen, van kleuters tot jonge tieners. Hij is uitgerust met dezelfde stevige motoren en voorwielaandrijving als Permobil's rolstoelen voor volwassenen, maar dan aangepast aan de behoeften van kinderen.

Het Miniflex-zitsysteem is een flexibel zitsysteem voor opgroeiende kinderen en kinderen met speciale zitwensen. Er is keuze uit drie maten en verschillende lichaamsondersteuning. Montage van een zit-orthese behoort tot de mogelijkheden. In combinatie met een onderstel voor volwassenen, kan het Miniflex-zitsysteem eenvoudig omgewisseld worden voor een zitsysteem voor volwassenen als het kind uit het Miniflex-zitsysteem is gegroeid.



Kniesteunen



Rompelotten



Dijbeensteunen



De eenvoudige joystickbediening is ideaal voor kleine kinderen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LENGTE, MM	965	ACCUCAPACITEIT, AH	2x40
BREEDTE, MM	560	LAADTIJD, UREN	8
MIN. TRANSPORTLENGTE, MM	710	ACTIERADIUS, KM	20-25
ZITHOOGTE VASTE LIFT, MM	410	MAX. SNELHEID, KM/U	6,5
ZITHOOGTE MET ELEKTRISCHE STOELLIFT, MM	410-660	REMWEIG, MM	1000
GEWICHT INCL. ACCU'S, KG	85	DRAAISTRAAL (ISO 7176-5), MM	570
MAX. GEWICHT GEBRUIKER, KG	35	VERMOGEN M.B.T. OBSTAKELS, MM	60
ZITBREEDTE, MM	250/300/350	VERING	Nee
ZITDIEPTE, MM	270/320/370	ELEKTRISCHE STOELLIFT	Ja
RUGHOOGTE, MM	325/375/425	ELEKTRISCHE KANTELVERSTELLING	Ja
ARMSTEUNHOOGTE, MM	160-290	ELEKTRISCHE BEENSTEUNVERSTELLING	Nee
AFSTAND TUSSEN ARMSTEUNEN, MM	215-375	ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING	Nee
ONDERBEENLENGTE, MM	175-340	BESTURINGSSYSTEMEN	Ja
HOEK RUGLEUNING – VERSTELBAAR	90°-165°	GARANTIE	2
HOEK BEENSTEUN – VERSTELBAAR	90°-150°		

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN




ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



KLEUREN



GEEL



ROOD

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland
Tel +31 (0) 45 564 54 80
Fax +31 (0) 45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl