



HET STADSLEVEN

Met de Street kunt u het typische stadsleven met gemak aan. De Street heeft een topsnelheid van 12 km/ uur zodat u zich sneller kunt voortbewegen. Alle wielen hebben onafhankelijke vering en dat biedt een soepele en comfortabele rit. De Street is speciaal ontworpen om nauwe, drukke en lastige ruimtes makkelijk te doorkruisen. De vering is zichtbaar waardoor de Street er stijlvol en krachtig uitziet. Het Corpus zitsysteem is het populairste elektrische zitsysteem met een ergonomisch verantwoorde rugsteun met ingebouwde verstelbare lumbaalsteunen en rompgeleiding. De aanpasbaarheid van het Corpus zitsysteem is eindeloos. Dankzij het modulaire ontwerp van de Corpus zitting groeit deze met u mee en biedt mogelijkheden voor extra zittingopties. De achterwiel aangedreven Street wijst u de weg door de stad!

Street
CORPUS

ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN




* Getoond met speciaal beschilderd frame

Elektrische kantel- en rugverstelling

FRAMEKLEUREN



Blauw metallic



Goud zwart fiber



Zilver zwart fiber



R-Net-elektronica met ICS



Elektrische kantelverstelling



Elektrische zithoogteverstelling



Elektrische rugverstelling

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICATIES

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Lengte | 118 cm | Hoek beensteun - verstelbaar | 100° - 180° |
| Breedte | 63 cm | Accucapaciteit | 2 x 73 AH |
| Minimale transportlengte | 87,5 cm | Actieradius | 25 - 35 km |
| Zithoogte vaste lift | 56 cm | Maximum snelheid | 12 km/uur |
| Zithoogte met elektrische lift | 56 - 81 cm | Draaistraal (ISO 7176-5) | 90 cm |
| Gewicht incl. accu's | 155 kg | Vermogen m.b.t. obstakels | 7 cm |
| Max. gewicht gebruiker | 120 kg | Vering | Ja |
| Zitbreedtes | 43 - 48 cm | Elektronica | R-Net |
| Zitdieptes | 36 - 41 - 46 - 51 - 56 cm | Elektrische stoellift | Ja |
| Rugbreedtes | 34 - 39 - 44 cm | Elektrische kantelverstelling | Ja |
| Rughoogetes | 53,5 - 60,5 cm | Elektrische beensteunverstelling | Ja |
| Afstand tussen armleggers | 35 - 40 - 45 cm | Elektrische rughoekverstelling | Ja |
| Hoek rugleuning - verstelbaar | 90° - 135° | Garantie | 2 Jaar |



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Tel +31 (0)45 564 54 80
Fax +31 (0)45 564 54 81
info@permobil.nl

www.permobil.nl