

permobil

Maximale
MANOEVRERBAARHEID
VOORTREFFELIJKE PRESTATIES



M400

CORPUS 3G

EVOLUTIONAIR *wordt* REVOLUTIONAIR



M400

CORPUS 3G

UNIEKE MIDDENWIELAANDRIJVING

Ongeveer 30 jaar geleden was Permobil de eerste op de markt met de introductie van de middenwiel aandrijving. Met die rijke traditie in gedachten vullen wij nu onze productreeks aan met de M400. Ontwikkeld door de seniordesigners van Permobil, Mehdi Mirzaie en Bo Engman, is de M400 voorzien van het nieuwe “Climbing and Traction Link-systeem” (klim- en tractiekoppelsysteem). De M400 heeft een compact formaat, een kleine draaistraal van 510 mm en is uitgerust met de PG 120 A R-Net-elektronica. Bovendien zijn er twee snelheidspakketten beschikbaar: 10 km/u als standaard en 12 km/u optioneel. De onderhoudsvriendelijke M400 biedt snelle toegang tot de componenten en voor het onderhoud is geen speciaal gereedschap nodig.



The Power of Mobility



CLIMBING AND TRACTION LINK-SYSTEEM (KLIM- EN TRACTIEKOPPELSYSTEEM)



Het Climbing and Traction Link-systeem (Klim- en tractiekoppelsysteem) verbindt de aandrijfwielen met de zwenkwielen. Het koppelsysteem biedt volledige stabiliteit; vooral bij het overwinnen van obstakels en het rijden over uiteenlopende bodemoppervlakken. Met het Climbing and Traction Link-systeem (Klim- en tractiekoppelsysteem) beschikt de M400 over een ongeëvenaard vermogen ten aanzien van obstakels: 60 mm in voorwaartse en 50 mm in achterwaartse richting. De grote 8 inch wielen en de nooit-meer-lek-banden met gelvulling helpen schokken op te vangen, terwijl de solide stalen stijlen de inwerking van laterale krachten verminderen. Plus; het Klim- en tractiekoppelsysteem heeft een geïntegreerde oliegesmeerde schokbreker met een instelbare spanningsveer, zodat de prestaties kunnen worden aangepast aan het gewicht en de levensstijl van de gebruiker.



Een gemakkelijk instelbare ophanging maakt dat de rit op de gebruikersbehoeften kan worden afgestemd



Remvrijgave op individuele motoren laat toe dat de stoel handmatig kan worden gemanoeuvreerd



Transportogen voor veilig transport

M400

EVOLUTIONAIR *wordt* REVOLUTIONAIR

CORPUS 3G



KLEUREN



Black Onyx



Platinum Silver



Sublime Green



Titan Blue



Vintage Wine

M400

CORPUS 3G

SPECIFICATIES

Chassislengte	1156 mm	Accuvermogen	2x60 Ah/ 2x73 Ah
Chassisbreedte	610 mm	Actieradius	25 - 35 km
Zithoogte	450 mm	Maximumsnelheid	10 - 12 km/u
Elektrische stoellift	200 mm	Draaistraal (ISO 7176-5)	510 mm
Gewicht incl. accu's	177 kg	Motoren	2 x 350 Watt
Max. gebruikers gewicht	136 kg	Beensteunverstelling	tot 170°
Zitbreedtes	420 mm, 470 mm, 520 mm, 570 mm	Kantelverstelling	tot 50°
Zitdieptes	370 - 570 mm (instelbaar in trappen van 25 mm)	Rugverstelling	tot 175°
Hoogte rugsteunen	470 mm, 545 mm - 670 mm	Vering wiel aandrijving	Ja
Hellingshoek	9° omhoog, 9° omlaag	Elektronica (standaard)	R-Net 120 A
		Optionele rijbesturing	Ja, met R-Net



The Power of Mobility

Permobil Benelux BV
 Beitel 11
 6466 GZ Kerkrade
 Nederland
 Tel +31 (0)45 564 54 80
 Fax +31 (0)45 564 54 81
 info@permobil.nl

www.permobil.nl