



Communicate & Control

by Permobil and HMC International, edition 2011



We put **you** in control



Welkom bij Communicate & Control en onze product kataloog voor de producten van HMC International.

Ons bedrijf HMC International is wereldleider in het produceren van speciale besturingen voor verschillende merken van elektrische rolstoelen en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hulpmiddelen. Naast speciale besturingen hebben we ook omgevingscontrole- en communicatieproducten in ons gamma. Het dagelijks contact met de rolstoelgebruiker, medici en verstrekkers geeft ons een duidelijk beeld van de noden in verband met mobiliteit, communicatie en interactie met de omgeving.

Onze producten worden verdeeld door onafhankelijke 'Channel Partners' en onze 'Permobil Sales Companies'. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.permobil.com waar u per land de productafdeling Communicate & Control vindt.



1. SPECIALE BESTURINGEN

Speciale besturingen of joysticks zijn producten die het u mogelijk maken om de toestellen waaraan ze verbonden zijn te bedienen.

We hebben een gevarieerd aanbod van speciale besturingen. Afhankelijk van uw noden en het toestel dat u wilt bedienen, zult u een gepaste speciale besturing bij ons vinden.

Accessoires



Compact Joystick chin control set

Montageset voor de Compact Joystick (Light) bestaande uit 2 schakelaars op zwanehals en een bal. De bal dient als vervanging van de standaard hendel. De set wordt gemonteerd tussen de Compact Joystick (Light) en de montage plaat (PERMOfix CJ set 0035-7009a). De schakelaars worden op de joystick aangesloten zodat er slechts 1 kabel naar de achterkant van de rolstoel moet lopen. Andere oplossingen hebben 3 kabels nodig.

Order code:
0035-7011a



Splitsingskabel

Kabel om 2 mono schakelaars te verbinden op onze stereo jack ingangen. 3,5mm jack Y-kabel stereo mannelijk naar 2x mono vrouwelijk.

Order code:
0044-5014a



Verlengkabel DIN8P 150 cm

Verlengkabel voor alle HMC-joysticks.

Order code:
1827355



CJA-handsteun

Als u de Compact Joystick Advanced wilt gebruiken zonder armluning waarop uw hand of arm kan rusten, biedt deze steun meer stabiliteit tijdens het rijden. Meer comfort als dat nodig is!

Order code:
0033-7009a

DX compatibel



Mini-joystick DX

Kleine joystick met ergonomische vorm. Kan met weinig inspanning en beweging worden bediend. Kan worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Kan worden bediend met vinger; hand, tong of kin. Ideale oplossing voor patiënten met musculaire distrofie.

Order code:
0001-7009a



VIC CCD DX

De VIC CCD is een proportionele vingerbesturing voor personen met verminderde handbeweging en spierdystrofie. Inclusief montage set. Dient als afstandsbediende joystickmodule (RJM) in het DX-systeem. Voor personen die niet langer de Mini Joystick kunnen gebruiken kan deze VIC CCD een oplossing bieden. Het is een joystick ontwikkeld waarbij geen kracht of contact nodig is om het te bedienen.

Order code:
0002-7002a

1. SPECIALE BESTURINGEN

**Tafelbediening DX**

Ontwikkeld als proportionele ingang; werkt in feite als een oversized touchpad. Ontwikkeld voor bestuurders die moeite hebben met 'richten'. Kan voor iedere rijcyclus automatisch herconfigureren en aanpassen aan veranderingen in doelgebieden. Dient als afstandsbediende joystickmodule (RJM) in het DX-systeem.

Order code:
0023-7003a

**Proportionele kinbediening, elektrisch en DX-compatibel**

Ontwikkeld als compacte, proportionele standaardkracht & ROM (Range of motion) joystick die met de kin wordt bediend. Inclusief elektrisch wegklapsysteem met actuator en in de set bijgesloten kinbal. Wordt geleverd met een montageset. Dient als afstandsbediende joystickmodule (RJM) in het DX-systeem.

Order code:
1827351

**Proportionele kinbediening, manueel en DX-compatibel**

Ontwikkeld als compacte, proportionele standaardkracht & ROM (Range of motion) joystick die met de kin wordt bediend. Inclusief handbediend wegklapsysteem en kinbal. Wordt geleverd met een montageset. Dient als afstandsbediende joystickmodule (RJM) in het DX-systeem.

Order code:
1827352

**Proportionele voetbediening, DX-compatibel**

Joystick die wordt gebruikt door patiënten met verlamming van de bovenste ledematen. Een compacte joystick, die met de voet wordt bediend. De grootte van de voetbediening wordt eenvoudig aangepast, net als het draaipunt. Er kan een schakelaar achter het hoofd van de patiënt worden gemonteerd. Als de patiënt zich dan oprekt of naar achteren drukt, stopt de rolstoel automatisch. Dit is zeer belangrijk voor de veiligheid van de patiënt.

Order code:
1827371

HMC compatibel**Mini-joystick HMC**

Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Geleverd incl. montageset. Ingang voor systemen als Easy Ride en Magic Drive.


Order code:
602963-99-0

**VIC CCD contactloze vingerbesturing**

De VIC CCD is een proportionele vingerbesturing voor personen met verminderde handbeweging en spierdystrofie. Inclusief montage set. De ingang voor systemen als Easy Rider, Magic Drive. Voor personen die niet langer de Mini Joystick kunnen gebruiken kan deze VIC CCD een oplossing bieden. Het is een joystick ontwikkeld waarbij geen kracht of contact nodig is om het te bedienen.

Order code:
602964-00-0

1. SPECIALE BESTURINGEN



Tafelbediening HMC

Ontwikkeld als proportionele ingang; werkt in feite als een oversized touchpad. Ontwikkeld voor bestuurders die moeite hebben met 'richten'. Kan voor iedere rijcyclus automatisch herconfigureren en aanpassen aan veranderingen in doelgebieden. De ingang voor systemen als Easy Rider en Magic Drive.

Order code:
1821749



Compact Joystick Advanced - HMC

Ontwikkeld als een 'compacte', full-function, proportionele standaardjoystick waarvoor een apart display niet meer nodig is. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar. De ingang voor systemen als Easy Rider, Magic Drive.

Order code:
1823003



Compacte joystick HMC

De compacte joystick is een ideale joystick voor normaal gebruik, als begeleidersbesturing, kinbediening enz. Er kunnen bovendien 2 externe schakelaars worden aangesloten dankzij de compacte afmetingen en de eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden van de compacte joystick. De compacte joystick HMC is compatibel met de Easy Rider en de Magic Drive.

Order code:
1822993



Compacte joystick HMC Light

Ontwikkeld als compacte, proportionele verminderde kracht & ROM (Range of motion) joystick. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar. De ingang voor systemen als Easy Rider, Magic Drive, Multicontrol.

Order code:
1822995



Compact Joystick HMC tilt sensor

De Compact Joystick HMC tilt sensor (CJ-HMC tilt) is een ideale joystick voor normaal gebruik, als begeleidersjoystick, kinbesturing, enz. Deze joystick heeft een interne tilt sensor die de rijsignalen neutraliseert wanneer de joystick gekanteld is. Het is dus een ideale joystick om in te bouwen in een omklapbare middenbladbesturing. De kleine behuizing en de uitgebreide montage mogelijkheden limiteren de nadelige effecten van een omgeklapte joystick tussen de benen. De CJ-HMC tilt is compatibel met de Easy Rider en de Magic Drive.

Order code:
0035-7013a



Zuig-blaas bediening

Met de Zuig-blaas bediening, die een proportionele joystick is, kan de gebruiker alle functies van de rolstoel alsook zijn/haar omgeving bedienen. De Zuig-blaas bediening kan gekalibreerd worden zodat de IR sensor en de gevoeligheid van de luchtdruksensor aangepast zijn aan de noden van de gebruiker.

Order code:
0045-7003a

1. SPECIALE BESTURINGEN



Proportionele hoofdbediening, HMC

Bedoeld als ingang voor proportionele bediening met het hoofd met tactiele feedback en visueel minimale massa. Werkt als een reguliere proportionele joystick, maar kan slechts drie kwadranten tegelijkertijd aansturen. Er is een extra schakelaar nodig voor het vierde kwadrant (vooruit/achteruit). De ingang voor systemen als Easy Rider; Magic Drive.

Order code:

1821607



Proportionele voetbediening, HMC

Ontwikkeld als systeem om voetbewegingen om te zetten in proportionele rijsignalen. De robuuste behuizing voorkomt schade aan de joystick. De voetmaat is instelbaar. Ideaal voor personen waarbij de voetfunctie de beste bedieningsmethode is. De ingang voor systemen als Easy Rider; Magic Drive, Multicontrol, Easy Commander en Drive Link.

Order code:

1822075



Easy joy select

Maakt het mogelijk twee joysticks aan te sluiten op de Easy Rider; Magic Drive in plaats van één joystick. De keuze kan automatisch of handmatig plaatsvinden.

Order code:

1827401




Mini-joystick Omni

Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Geleverd incl. montageset. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:

1821743



VIC CCD touchless vingerjoystick, OMNI-compatibel

De Vic CCD is een vingerjoystick voor mensen met bewegingsbeperkingen en spierkrachtverlies. Geleverd incl. montageset. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:

0002-7003a

1. SPECIALE BESTURINGEN



Tafelbediening Omni

Ontwikkeld als proportionele ingang; werkt in feite als een oversized touchpad. Ontwikkeld voor bestuurders die moeite hebben met 'richten'. Kan voor iedere rijcyclus automatisch herconfigureren en aanpassen aan veranderingen in doelgebieden. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:
1821750



Compacte joystick Omni

Ontwikkeld als compacte, proportionele standaardkracht & ROM (Range of motion) joystick. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:
1822988



Compact Joystick Omni Light

Ontwikkeld als een lichte joystick met proportioneelgereduceerde slag en compact verpakt. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:
1822990



Proportionele voetbediening, Omni-compatibel

Ontwikkeld als systeem om voetbewegingen om te zetten in proportionele rijsignalen. De robuuste behuizing voorkomt schade aan de joystick. De voetmaat is instelbaar. Ideaal voor personen waarbij de voetfunctie de beste bedieningsmethode is. Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:
1827372



Proportionele hoofdbediening, Omni-compatibel

Bedoeld als ingang voor proportionele bediening met het hoofd met tactiele feedback en visueel minimale massa. Werkt als een reguliere proportionele joystick, maar kan slechts drie kwadranten tegelijkertijd aansturen. Er is een extra schakelaar nodig voor het vierde kwadrant (vooruit/achteruit). Ingang voor het Omni-systeem voor R-Net, Omni+ voor Pilot+, het geavanceerde display voor Delphi en het geavanceerde display voor Quantum electronics.

Order code:
1821745

1. SPECIALE BESTURINGEN


Andere elektronica

**Mini-joystick Meyra**

Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Geleverd incl. montageset. Ingang voor het Meyra CAN-systeem.

Order code:

0001-7006a

**VIC CCD touchless vingerjoystick, Meyra-compatibel**

De VIC CCD is een vingerjoystick voor mensen met bewegingsbeperkingen en spierkrachtverlies. Geleverd incl. montageset. Ingang voor het Meyra CAN-systeem..

Order code:

0002-7004a

R-Net compatible

**Mini-joystick R-Net**

Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Geleverd incl. montageset. Een ingang die direct met R-Net wordt verbonden.

Order code:

1825767

**Compact Joystick Advanced - R-Net**

Ontwikkeld als een 'compacte', full-function, proportionele standaardjoystick waarvoor een apart display niet meer nodig is. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar: Een ingang die direct met R-Net wordt verbonden en volledige functionaliteit biedt zonder dat een display nodig is.

Order code:

1822772

**Compacte joystick R-Net**

Ontwikkeld als compacte, proportionele standaardkracht & ROM (Range of motion) joystick. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar: Een ingang die direct met R-Net wordt verbonden.

Order code:

1822778

**Remote Button Interface**

Interface om tot 6 schakelaars op de R-Net bus aan te sluiten. De functies (verstelling, lichten, richtingsaanwijzers of toeter) zijn per schakelaar programmeerbaar via het R-Net PC programma. Maximum 2 Remote Button Interfaces kunnen op het R-Net bus systeem worden aangesloten. Hierdoor kunt u tot 12 schakelaars aansluiten.

Order code:

0049-7010a

1. SPECIALE BESTURINGEN

USB compatibel



Compacte joystick R-Net light

Ontwikkeld als een lichte joystick met proportioneelgereduceerde slag en compact verpakt. Voorzien van twee ingangen voor drukgevoelige schakelaar. Een ingang die direct met R-Net wordt verbonden.

Order code:
1822986



Mini-joystick USB

Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Geleverd incl. montageset. Een ingang die direct met een computer of communicatiesystemen wordt verbonden.

Order code:
1825768



HMC-joystick – USB-muisinterface

Een systeem dat is bedoeld om HMC-compatibele joysticks op uw computer of communicatiesystemen aan te sluiten.

Order code:
1820341



Mini-joystick USB met aanraakcontactset

USB met aanraakcontactset. Ontwikkeld als proportionele joystick met superlichte bediening, korte slag en compact formaat. Wordt geleverd met een tafelmontageset, waarmee de mini-joystick en het aanraakcontact kunnen worden gemonteerd. Een ingang die direct met een computer of communicatiesystemen wordt verbonden.

Order code:
0001-7025a

2. MULTIFUNCTIONELE TOESTELLEN

Onze multifunctionele toestellen bieden een oplossing voor de verschillende vragen en /of noden van u. Ze zijn een interface tussen u, de rolstoel en de omgeving. Telefoneren, geschreven tekst uitspreken, de televisie bedienen, e-mails schrijven, enz. zijn enkele voorbeelden van de mogelijkheden van deze toestellen.

Easy Rider



Easy Rider rolstoel-interface DX

Deze box is de interface tussen het Easy Rider-systeem. Een compleet Easy Rider-systeem bestaat uit deze interface, het display en een HMC-compatibele joystick of schakelingangregeling. Deze interface kan worden aangesloten op het DX-systeem. De interface maakt het mogelijk al uw rolstoelfuncties en uw omgeving, zoals tv, licht, mobiele telefoon (Easy Mobile) enz., te bedienen.

Order code:
0015-7007b



Easy Rider rolstoel-interface PILOT+

Deze box is de interface tussen het Easy Rider-systeem. Een compleet Easy Rider-systeem bestaat uit deze interface, het display en een HMC-compatibele joystick of schakelingangregeling. Deze interface kan worden aangesloten op het Pilot+-systeem. De interface maakt het mogelijk al uw rolstoelfuncties en uw omgeving, zoals tv, licht, mobiele telefoon (Easy Mobile) enz., te bedienen.

Order code:
0015-7011b



Easy Rider rolstoel-interface R-Net

Deze box is de interface tussen het Easy Rider-systeem. Een compleet Easy Rider-systeem bestaat uit deze interface, het display en een HMC-compatibele joystick of schakelingangregeling. Deze interface kan worden aangesloten op het R-Net-systeem. De interface maakt het mogelijk al uw rolstoelfuncties en uw omgeving, zoals tv, licht, mobiele telefoon (Easy Mobile) enz., te bedienen.

Order code:
0015-7014b

Easy Rider Accessoires



DIN3P 3,5 mm -adapter

Kabeladapter om een schakelaar met 3,5mm jack aan te sluiten op de Easy Rider, Magic Drive, Drive Link. Bedient de functieschakelaar van één van de verschillende systemen.

Order code:
1821605



Easy Rider SUBD9P 3,5 mm adapter voor extra schakelaar

Kabeladapter om een schakelaar met 3,5mm jack aan te sluiten op de Easy Rider, Magic Drive, Drive Link. Bedient de extra schakelaar van één van de verschillende systemen.

Order code:
1825430

2. MULTIFUNCTIONELE TOESTELLEN

Easy Rider Modules



SUBD9P-DIN3P-adapter voor extra schakelaar

Kabeladapter om een schakelaar met DIN3P-connector aan te sluiten op de Easy Rider, Magic Drive, Drive Link. Bedient de extra schakelaar van één van de verschillende systemen.

Order code:
1827400



SUBD9P-5 schakelaar 3,5 mm adapter

Kabeladapter om tot vijf schakelaars met 3,5mm jack aan te sluiten op de Easy Rider, Magic Drive, Drive Link. Bedient de functieschakelaar, de linker-, rechter-, vooruit- en achteruitschakelaar van één van de verschillende systemen.

Order code:
1827402



Easy Mobile

Dit is een mobiele telefoon of GSM om op de Easy Rider, Magic Drive of Drivelink aan te sluiten. Oortje is standaard meegeleverd.

Order code:
1823553



SUBD9P-3,5 mm adapter voor vooruit scannen

Kabeladapter om een schakelaar met een 3.5mm mannelijk jack connector te verbinden aan de Easy Rider, Magic Drive of Drivelink. Dit om de scan vooruit te bedienen.

Order code:
1827403




HMC-microfoon op zwanenhals

Als de koptelefoon van de Easy Mobile onvoldoende is en u uw microfoon beter wilt plaatsen, kunt u dit systeem gebruiken. Wordt in de Easy Mobile gestoken.

Order code:
1824640

2. MULTIFUNCTIONELE TOESTELLEN



GSM Telit-luidsprekers + montageset

Als u de koptelefoon van de Easy Mobile niet kunt dragen, is dit de oplossing. Met de montageset kunt u de koptelefoon eenvoudig dichtbij uw oor monteren.

Order code:
1821751



Gyrostar, koerscorrectie module

Recht vooruit rijden met een schakelaarbesturing is niet mogelijk. De rolstoel wijkt altijd een beetje af. De Gyrostar houdt u op koers.

Order code:
309701-00-0



Easy 2 Act, 2-kanaals actuator-module, voor Easy Rider

Deze module is dé oplossing als u verschillende actuators in uw rolstoel wilt kunnen bedienen. De verbinding tussen de te bedienen actuator en de module gaat met een kabel. De te bedienen actuator moet potentiaalvrije schakelaaringangen hebben.

Order code:
1822781



Easy Output, 8-kanaals relais-module, voor Easy Rider

Deze module is dé oplossing als u verschillende systemen in uw rolstoel wilt kunnen bedienen. De verbinding tussen het te bedienen systeem en de module gaat met een kabel. Het te bedienen systeem moet schakelaaringangen hebben.

Order code:
1821010



Easy Talker, spraak-feedbackmodule, voor Easy Rider

Deze module geeft vocale feedback over uw positie in het menu. Ideaal voor mensen met een visuele beperking of als u geen display wilt gebruiken.

Order code:
1827366



Easy Messenger, spraakmodule voor Easy Rider

Dit systeem kan worden gebruikt voor basiscommunicatie via korte, ingesproken berichten zoals "Hoe gaat het" en "Ik heb honger".

Order code:
1824643

Multi Control



Grafisch LCD-display HMC + stand-aloneset

Het display voor de Easy Rider-interface. Maakt deel uit van het Easy Rider-systeem. Een compleet Easy Rider-systeem bestaat uit dit display, de interface en een HMC-compatibele joystick of schakelingangregeling. De interface maakt het mogelijk al uw rolstoelfuncties en uw omgeving, zoals tv, licht, mobiele telefoon (Easy Mobile) enz., te bedienen.

Order code:
0016-7001a



Optie, grafisch LCD-display met radiozender

Displayoptie waarmee de 8-kanaals ontvanger kan worden bediend. Het voordeel van radiofrequentie boven infrarood is dat u zich niet in de zichtlijn hoeft te bevinden om het systeem te bedienen.

Order code:
1827354

2. MULTIFUNCTIONELE TOESTELLEN

Multi Control Accessoires



Binder - 3,5 mm stekeradapter

Deze kabeladapter maakt het mogelijk een schakelaar met 3,5mm jack aan te sluiten op het grafische display als u het stand-alone gebruikt. De schakelaar dient als functieschakelaar voor het display.

Order code:

1821280



Binder naar SUBD9P adaptor

Deze kabeladapter maakt het mogelijk om tot 5 schakelaars of een multischakelaarsbesturing met SUBD9P connector aan te sluiten op het grafisch display wanneer u deze in stand-alone mode gebruikt. De functies van de schakelaars zijn: functie, links, rechts, vooruit en achteruit.

Order code:

1821274



Binder - Joystickadapter

Deze kabeladapter maakt het mogelijk een joystick en een schakelaar aan te sluiten op het grafische display als u het stand-alone gebruikt. De adapter kan indien nodig ook een voedingsbron zijn. De schakelaar dient als functieschakelaar voor het display.

Order code:

1821240



Binder - DIN3P-adapter

Deze kabeladapter maakt het mogelijk een schakelaar met DIN3P-connector aan te sluiten op het grafische display als u het stand-alone gebruikt. De schakelaar dient als functieschakelaar voor het display. Dit type kabelconnector wordt meestal gebruikt als de schakelaar om een externe voedingsbron vraagt.

Order code:

1821276



Binder - Universele adapter

Deze kabeladapter maakt het mogelijk een joystick of meerdere schakelaars aan te sluiten op het grafische display als u het stand-alone gebruikt. De adapter kan indien nodig ook een voedingsbron zijn.

Order code:

1821270



Accupack, 24 V 2,9 Ah, voor Multicontrol incl. laderr

Dit accupack dient als voedingsbron voor het grafische display als u het stand-alone gebruikt.

Order code:

1821271

Octopus



400

De 400 maakt gebruik van de nieuwste techniek, waarmee u uw omgeving naar eigen inzicht kunt regelen. U kunt uw omgeving regelen via het aanraakscherm, de joystick van uw rolstoel, schakelaars, USB-toetsenbord of -muis enz. U regelt uw omgeving met infraroodsignalen of Z-Wave en menu's die zijn afgestemd op uw eisen. Zag u wat mooie wallpapers? Geen probleem; u kunt ze zo gebruiken als achtergrond op uw 400.

Order code:

0028-7002a



420

De 420 gaat een stap verder dan de 400. De 420 is voorzien van een interne mobiele telefoon of GSM module. Een standaard SIM kaart is nodig. De ingebouwde functies van de Octopus maakt het mogelijk om noodoproepen met 1 druk op de toets te realiseren.

De Z-Wave omgevingsbesturing voorziet u van een flexibele manier om uw toestellen thuis of op het werk te bedienen.

Al gedacht aan het opnemen van fragmenten van het concert waar u naartoe gaat? Waarom zou u het niet doen?

Order code:

0028-7008a

1. SCHAKELAARS

Schakelaars worden overal gebruikt en vervullen een basisfunctie: ja, dit wil ik doen - 'klik'. U kunt ze vinden in alle kleuren, maten en technologieën.

Elektronische schakelaars



Touch-contact voor Easy Rider, Magic Drive of Drivelink

Touch-contact voor Easy Rider, Magic Drive of Drive Link. Deze wordt op de elektronica van de rolstoel aangesloten. Bedoeld om als een elektrische schakelaar te werken.

Order code:
0037-7002a



Touch-contact met batterij

Deze wordt op de elektronica van de rolstoel aangesloten. Bedoeld om als een elektrische schakelaar te werken. Inclusief batterij.

Order code:
0037-7003a

Mechanische schakelaars



Schakelaar zwanenhals kabel 150mm

Kleine lichtbedienbare mechanische schakelaar die gemakkelijk te monteren en te positioneren is door gebruik van het PERMOfix montage systeem. Additionele PERMOfix montage stukken zijn beschikbaar.

Order code:
0035-7008a



Aanraakcontact op wegdraaiarm, Easy Rider, Magic Drive of Drivelink compatibel

Schakelaar die geen kracht kost; aanraken van het oppervlak is genoeg voor het bedienen. Dankzij de montagezet is de schakelaar eenvoudig op een hand- of elektrisch bediende wegdraaiarm of kinbediende arm te monteren.

Order code:
1827369



Aanraakcontact voor kinbediening, Easy Rider, Magic Drive of Drivelink compatibel

Schakelaar die geen kracht kost en wordt gebruikt met een elektrische of handbediende wegdraaiarm.

Order code:
1827370



Schakelaar zwanenhals kabel 1,3m

Kleine lichtbedienbare mechanische schakelaar die gemakkelijk te monteren en te positioneren is door gebruik van het PERMOfix montage systeem. Additionele PERMOfix montage stukken zijn beschikbaar.

Order code:
0035-7012a

1. SCHAKELAARS



Dubbele schakelaar voor compacte joystick

Dubbele schakelaar voor compacte joystick. De schakelaar wordt tussen de joystick en de montage plaat gemonteerd.

Order code:
0035-7014a



Schakelaar voor kinbediening

Een mechanische momentschakelaar voor gebruik in combinatie met de kinbediening.

Order code:
1827353



Tash schakelaars

We hebben een groot gamma van Tash schakelaars zoals: buddy buttons, mini cup, ultra light, grasp, enz.

Bezoek onze webshop voor meer info.



Schakelaar lange zwanenhals kabel 1.3m


Kleine lichtbedienbare mechanische schakelaar die gemakkelijk te monteren en te positioneren is door gebruik van het PERMOfix montage systeem. Additionele PERMOfix montage stukken zijn beschikbaar.

Order code:
0063-7001a

2. MONTAGE SYSTEMEN

Onze montage systemen bieden u de mogelijkheid om onze toestellen om het even waar te monteren. Niet hier, maar net een klein beetje verder.

General



Montageset tafelbediening

Montagestuk om de tafelbediening op een tafelblad te kunnen monteren.

Order code:
1821746



PERMOfix 8 mm- compacte joystick

Permofix 8 mm-compacte joystick.

Order code:
0035-7009a



Proportionele kinbediening handbediend, zonder joystick

Wegdraaiarm voor het monteren van een joystick, zodat de joystick als kinbediening kan worden gebruikt.

Order code:
1827406



Bevestiging schakelaar

Bevestiging schakelaar; zwanenhals, voor compacte joystick.

Order code:
0035-7007a



Proportionele kinbediening elektrisch, zonder joystick

Elektrische wegdraaiarm voor het monteren van een joystick, zodat de joystick als kinbediening kan worden gebruikt.

Order code:
1827405



Proportionele kin- besturing op borst- stuk, zonder joystick

Borststuk voor het monteren van een joystick, zodat de joystick als kinbediening kan worden gebruikt.

Order code:
1827407

2. MONTAGE SYSTEMEN



Proportionele voetbediening, zonder joystick

Behuizing van de voetbediening. Biedt een mechanische bescherming van de compacte joystick. De compacte joystick is niet inclusief.

Order code:
1827408



Roestvrij stalen buis 8x50 mm met fixatie voor display

Montagestuk voor grafisch display.

Order code:
1827410



Montagestuk voor kinbediening - 8 mm

Adapter voor montagestuk dat op de wegdraaiarm past en eindigt in een 8 mm buis.

Order code:
1827412



Wegzwenkarm

Montagestuk om het systeem erop te kunnen wegdraaien. De buitendiameter van de buis is 8 mm. De klem is berekend op een buis van 22 mm.

Order code:
1827409



Aluminium beugel, kinbediening 8/10 mm

Een montagestukadapter van een 10 mm buis naar een 8 mm buis.

Order code:
1827411



Wegdraaiarm voor elektrische kinbediening

Montagestuk om het systeem erop te kunnen wegdraaien. De buitendiameter van de buis is 8 mm. De andere kant past op de wegdraaiarm.

Order code:
1827413

2. MONTAGE SYSTEMEN

PERMOfix kits



Micromontagearm voor display Easy Rider

Deze steun wordt gebruikt om het grafische display of andere systemen naast uw bed, stoel, bedsteun e.d. te monteren.

Order code:
1827414



Magische montagearm voor display Easy Rider

Deze klem wordt gebruikt om het grafische display of andere systemen op een vaste ondergrond te monteren.

Order code:
1827415

PERMOfix is een modulair montage systeem.

Zo gemakkelijk als het fixeert is het ook weer los te maken. Verstellingen blijven dus mogelijk en kunnen uitgevoerd worden op elk moment. Het systeem biedt een constructieve fixatie in alle richtingen. Door het combineren van de basis componenten kunnen er diverse modules worden gemaakt. Deze modules bieden de mogelijkheid om elementen te bevestigen op een eenvoudige, efficiënte en flexibele wijze. PERMOfix modulariteit is de basis voor eindeloze combinaties en oplossingen. Speciaal vervaardigde componenten maken PERMOfix geschikt om te combineren met andere systemen of met standaard profielen. Zowel gedefinieerde als staf materiaal stangen kunnen worden gebruikt. In het bijzonder als het op precisie afstelling aankomt, is PERMOfix krachtig.



PERMOfix joystick-paneel montage set

Set om van een Permobil joystick-paneelhouder te starten. In het voorbeeld is een Hand Heater gemonteerd met gebruik van deze set.

Order code 1pc:
0027-7055a

Order code 10 pcs:
0027-7055b

Order code 100 pcs:
0027-7055c



PERMOfix-tafelklemset 8 mm

PERMOfix-tafelklemset 8 mm

Order code 1pc:
0027-7050a

Order code 10 pcs:
0027-7050b

Order code 100 pcs:
0027-7050c



PERMOfix tafelvoetset

Basis PERMOfix montageset om van een plat oppervlak te starten.

Order code 1pc:
0027-7052a

Order code 10 pcs:
0027-7052b

Order code 100 pcs:
0027-7052c

PERMOfix kits



PERMOfix centraal montage set voor Compact Joystick

Montage set om een Compact Joystick centraal op een arm te monteren. PERMOfix is een modulair montage systeem. Zo gemakkelijk als het fixeert is het ook weer los te maken. Verstellingen blijven dus mogelijk en kunnen uitgevoerd worden op elk moment. Het systeem biedt een constructieve fixatie in alle richtingen. Door het combineren van de basis componenten kunnen er diverse modules worden gemaakt.

Inclusief

1824760

Centrale montage arm

0027-7027a

Permofix-basis zijuitgang 14 mm

0035-7009a

Permofix 8 mm-compacte joystick

Order code:

1824778



PERMOfix armst. montage mini-joystick

Permofix voor aan armsteun gemonteerde mini-joystick.

Inclusief

0027-2083a

Permofix Permobil-adapter
250 mm

0027-7025a

Permofix-basis combi-afsluiting

Order code:

1824779

2. MONTAGE SYSTEMEN



PERMOfix armst. montage mini-joy- stick MC scherm

Montage set om een Mini Joystick en grafisch display centraal op een arm te monteren. PERMOfix is een modulair montage systeem. Zo gemakkelijk als het fixeert is het ook weer los te maken. Verstellingen blijven dus mogelijk en kunnen uitgevoerd worden op elk moment. Het systeem biedt een constructieve fixatie in alle richtingen. Door het combineren van de basis componenten kunnen er diverse modules worden gemaakt.

Inclusief

0027-2083a
Permofix Permobil-adapter
250 mm
0027-7004a
Permofix-basis zijuitgang
0027-2013a
Permofix-staaf 8x150
2x 0027-7025a
Permofix-basis combi-afsluiting
0027-2008a
Permofix-displaybevestiging

Order code:

1824781



PERMOfix-beves- tiging voor joystick compact MC op armsteun.

Permofix-bevestiging voor joystick compact MC op armsteun.

Inclusief

0027-2083a
Permofix Permobil-adapter 250
mm
2x 0027-7025a
Permofix-basis combi-afsluiting
0027-2013a
Permofix-staaf 8x150
0027-7024a
Permofix T-bevestigingsplaat
4x 0027-2055a
PERMOfix schroef HSCH M4x10
0027-2008a
Permofix-displaybevestiging

Order code:

1824780

PERMOfix kits



PERMOfix arm- leuning montage set voor grafisch display

Montage set om een grafisch scherm op het einde van de armleuning te monteren. PERMOfix is een modulair montage systeem.

Inclusief

302719-99-0

Montage stuk voor armleuning
PLG

0027-2083a

Permofix Permobil-adapter 250
mm

0027-2013a

Permofix-staaf 8x150

2x 0027-7025a

Permofix-basis combi-afsluiting

0027-2008a

Permofix-displaybevestiging

Order code:

1824776



PERMOfix centraal gemonteerde mini- joystick

Permofix voor centraal gemonteerde mini-joystick.

Inclusief

1824760

Centrale montage arm

0027-7027a

Permofix-basis zijuitgang 14 mm

Order code:

1824775

2. MONTAGE SYSTEMEN



PERMOfix armst. montage comp. joystick

Montage set om een Compact Joystick op het einde van de armleuning te monteren. PERMOfix is een modulair montage systeem. Zo gemakkelijk als het fixeert is het ook weer los te maken. Verstellingen blijven dus mogelijk en kunnen uitgevoerd worden op elk moment. Het systeem biedt een constructieve fixatie in alle richtingen. Door het combineren van de basis componenten kunnen er diverse modules worden gemaakt.

Inclusief

0027-2083a

Permofix Permobil-adapter 250 mm

0027-7025a

Permofix-basis combi-afsluiting

0027-2013a

Permofix-staaf 8x150

0027-7006a

Permofix-basis bevestigingsplaat

4X 7000-2055a

PERMOfix schroef HSCH M4x10

Order code:

1824777

2. MONTAGE SYSTEMEN

PERMOfix modules



PERMOfix-basis koppeling

Dit is een koppelstuk om 2 8mm staven met elkaar te vervinden. Aan beide zijden is een vrijheidshoek van 30°. Fixatie van axiale as en een 90° is ook mogelijk.

Order code 1pc:

0027-7005a

Order code 10 pcs:

0027-7005b

Order code 100 pcs:

0027-7005c



PERMOfix-basis bevestigingsplaat

Dit is een koppelstuk om al onze Compact Joysticks en buddy buttons met een 8mm staaf te verbinden. Het laat u ook toe om van een vlak oppervlak of van het Permobil Unitrack Rail te starten.

Order code 1pc:

0027-7006a

Order code 10 pcs:

0027-7006b

Order code 100 pcs:

0027-7006c



PERMOfix T-bevestigingsplaat

Dit is een koppelstuk om al onze Compact Joysticks en buddy buttons met een 8mm staaf als T-stuk te verbinden. Het laat u ook toe om van een vlak oppervlak of van het Permobil Unitrack Rail te starten.

Order code 1pc:

0027-7024a

Order code 10 pcs:

0027-7024b

Order code 100 pcs:

0027-7024c



PERMOfix-basis zijuitgang

Dit is een koppelstuk om met twee 8mm staven een T-verbinding te maken.

Order code 1pc:

0027-7004a

Order code 10 pcs:

0027-7004b

Order code 100 pcs:

0027-7004c



PERMOfix-basis combi-afsluiting

Dit is een koppelstuk om 2 8mm staven met elkaar te vervinden. Aan beide zijden is een vrijheidshoek van 30°. Fixatie van axiale as en een twee maal 90° is ook mogelijk.

Order code 1pc:

0027-7025a

Order code 10 pcs:

0027-7025b

Order code 100 pcs:

0027-7025c



PERMOfix-basis zijuitgang 14 mm

Dit is een koppelstuk om met een 8mm staaf en een 14mm staaf een T-verbinding te maken. Het koppelstuk klemt rond de 14mm staaf.

Order code 1pc:

0027-7027a

Order code 10 pcs:

0027-7027b

Order code 100 pcs:

0027-7027c

2. MONTAGE SYSTEMEN



PERMOfix-basis adjustment link adapter

Dit is een koppelstuk om een 8mm staaf met het Permobil Adjustment link adapter systeem te verbinden.

Order code 1pc:

0027-7056a

Order code 10 pcs:

0027-7056b

Order code 100 pcs:

0027-7056c



PERMOfix tafervoetset ø8mm

Dit is een montagesstuk die het toelaat van om van een tafel of vlak oppervlak te starten. Het koppelstuk eindigt in een 8mm staaf.

Order code 1pc:

0027-7051a

Order code 10 pcs:

0027-7051b

Order code 100 pcs:

0027-7051c

PERMOfix stukken



PERMOfix-startset

Deze doos bevat veel basis onderdelen van het PERMOfix montage systeem. Het geeft u een goed overzicht van de verschillende onderdelen. De handleiding bevat de basis instructie om aan de slag te gaan met dit veelzijdig montage systeem.

Order code 1pc:

0027-7023a

Order code 10 pcs:

0027-7023b



PERMOfix -tafelsteun 8 mm

Dit is een montagesstuk om te starten van de zijkant van een tafel. Het klemt rond te tafel. Het eindigt in een 8mm staaf.

Order code 1pc:

0027-7049a

Order code 10 pcs:

0027-7049b

Order code 100 pcs:

0027-7049c



PERMOfix-basis

Order code 1pc:

0027-2036a

Order code 10 pcs:

0027-2036b

Order code 100 pcs:

0027-2036c

2. MONTAGE SYSTEMEN



**PERMOfix
-basis afsluiting**

Order code 1pc:

0027-2002a

Order code 10 pcs:

0027-2002b

Order code 100 pcs:

0027-2002c



**PERMOfix
-bevestigingsplaat**

Order code 1pc:

0027-2009a

Order code 10 pcs:

0027-2009b

Order code 100 pcs:

0027-2009c



**PERMOfix
-tussenvergrendeldeel**

Order code 1pc:

0027-2041a

Order code 10 pcs:

0027-2041b

Order code 100 pcs:

0027-2041c



**PERMOfix
combi-afsluiting**

Order code 1pc:

0027-2029a

Order code 10 pcs:

0027-2029b

Order code 100 pcs:

0027-2029c



**PERMOfix
-basis verlengstuk**

Order code 1pc:

0027-2006a

Order code 5 pcs:

0027-2006b

Order code 25 pcs:

0027-2006c



**PERMOfix
T-afsluiting**

Order code 1pc:

0027-2040a

Order code 10 pcs:

0027-2040b

Order code 100 pcs:

0027-2040c

2. MONTAGE SYSTEMEN




**PERMOfix
-verdeler**

Order code 1pc:

0027-2004a

Order code 100 pcs:

0027-2004c



**PERMOfix
-borgkogel steun
verlengd**

Order code 1pc:


0027-2039a

Order code 10 pcs:

0027-2039b

Order code 100 pcs:

0027-2039c



**PERMOfix
-borgkogel steun
dubbel**

Order code 1pc:

0027-2052a

Order code 10 pcs:

0027-2052b

Order code 100 pcs:

0027-2052c



**PERMOfix
-borgkogel steun**

Order code 1pc:

0027-2017a

Order code 10 pcs:

0027-2017b

Order code 100 pcs:

0027-2017c



**PERMOfix
-borgkogel
steunverlenging**

Order code 1pc:

0027-2007a

Order code 5 pcs:

0027-2007b

Order code 25 pcs:

0027-2007c



**PERMOfix
-borgkogel**

Order code 1pc:

0027-2001a


Order code 10 pcs:

0027-2001b

Order code 100 pcs:

0027-2001c

2. MONTAGE SYSTEMEN



PERMOfix-kegel

Order code 1pc:

0027-2035a

Order code 10 pcs:

0027-2035b

Order code 100 pcs:

0027-2035c



**Schroef HSCH
M4x10**

Order code 1pc:

7000-2055a

Order code 10 pcs:

7000-2055b

Order code 100 pcs:

7000-2055c



**PERMOfix
-staaf 8x75**

Order code 1pc:


0027-2011a

Order code 10 pcs:

0027-2011b

Order code 100 pcs:

0027-2011c



**PERMOfix-kegel
met schroefdraad**

Order code 1pc:

0027-2030a

Order code 10 pcs:

0027-2030b

Order code 100 pcs:

0027-2030c



**PERMOfix
-staaf 8x50**

Order code 1pc:

0027-2010a

Order code 10 pcs:

0027-2010b

Order code 100 pcs:

0027-2010c



**PERMOfix
-staaf 8x100**

Order code 1pc:

0027-2012a

Order code 10 pcs:

0027-2012b

Order code 100 pcs:

0027-2012c

2. MONTAGE SYSTEMEN



**PERMOfix
-staaf 8x150**

Order code 1pc:
0027-2013a

Order code 10 pcs:
0027-2013b

Order code 100 pcs:
0027-2013c



**PERMOfix
-staaf 8x250**

Order code 1pc:
0027-2015a

Order code 10 pcs:
0027-2015b

Order code 100 pcs:
0027-2015c



**PERMOfix
Gooseneck 200mm**

Order code 1pc:
0027-7017a

Order code 10 pcs:
0027-7017b

Order code 100 pcs:
0027-7017c



**PERMOfix
-staaf 8x200**

Order code 1pc:
0027-2014a

Order code 10 pcs:
0027-2014b

Order code 100 pcs:
0027-2014c



**PERMOfix
-staaf 8x300**

Order code 1pc:
0027-2016a

Order code 10 pcs:
0027-2016b

Order code 100 pcs:
0027-2016c



**PERMOfix
gadget**

Order code 1pc:
0027-7021a

2. MONTAGE SYSTEMEN

PERMOfix Specials



**PERMOfix
-displaybevestiging**

Order code 1pc:


0027-2008a

Order code 10 pcs:

0027-2008b

Order code 100 pcs:

0027-2008c



**PERMOfix
adapter/verbinding-
stuk**

Order code 1pc:


0027-2055a

Order code 10 pcs:

0027-2055b

Order code 100 pcs:

0027-2055c



**PERMOfix
-steun 14 mm**

Order code 1pc:

0027-2059a

Order code 10 pcs:

0027-2059b

Order code 100 pcs:

0027-2059c



**PERMOfix
Permobil-adapter**

Order code 1pc:

0027-2005a

Order code 10 pcs:

0027-2005b

Order code 100 pcs:

0027-2005c



**PERMOfix
-basis 14 mm**

Order code 1pc:

0027-2058a

Order code 10 pcs:

0027-2058b

Order code 100 pcs:

0027-2058c



**PERMOfix
wegzwenkarmstuk**

Order code 1pc:

0027-7007a

Order code 10 pcs:

0027-7007b

Order code 100 pcs:

0027-7007c

2. MONTAGE SYSTEMEN



**PERMOfix
quick release**

Order code 1pc:

0027-7008a

Order code 10 pcs:

0027-7008b

Order code 100 pcs:

0027-7008c



**PERMOfix
Permobil-adapter
250 mm**

Order code 1pc:

0027-2083a

Order code 10 pcs:

0027-2083b

Order code 100 pcs:

0027-2083c

3. OMGEVINGSONTVANGERS

U wilt onafhankelijk uw eigen ding doen. Omgevingsbesturing biedt u deze mogelijkheid aan. Controle over uw lichten, het bedienen van uw computer, het verstellen van uw elektrisch bed enzomeer. U kunt het doen vanop afstand.

HMC



Easy Phone Advanced

Een tafeltelefoon die door middel van infraroodsignalen wordt bediend. Een accessoire voor Easy Rider, Magic Driver of Drive Link.

Order code:

1823896



8-kanaals RF-ontvanger

Een radiofrequentieontvanger met 8 potentiaalvrije uitgangen. De uitgangen kunnen worden gebruikt als geschakelde ingangen om andere systemen te bedienen.

Order code:

1825342



IR-muis voor Easy Rider, Magic Drive of Drivelink

USB apparaat die het toelaat om de muis van de computer te bedienen gebruikmakend van de joystick van de rolstoel. De rolstoel moet met een Easy Rider, Magic Drive of Drivelink uitgerust zijn.

Order code:

603234-99-0



8-kanaals IR-ontvanger

Een infraroodontvanger met 8 potentiaalvrije uitgangen. De uitgangen kunnen worden gebruikt als geschakelde ingangen om andere systemen te bedienen.

Order code:

1824645



Afstandsbediende IR-sensor voor 8-kanaals IR-ontvanger

Een extra ontvanger voor de 8-kanaals IR-ontvanger.

Order code:

1825343

3. OMGEVINGSONTVANGERS

Z-wave



Insteekschakelaar, Frans model

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen. De module wordt rechtstreeks in het stopcontact gestoken en schakeld de 230VAC van het stopcontact. De setup schakelaar op de module is tevens de manuele aan/uit schakelaar:

Order code:

0061-7001a




Insteekschakelaar, Schuko model

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen. De module wordt rechtstreeks in het stopcontact gestoken en schakeld de 230VAC van het stopcontact. De setup schakelaar op de module is tevens de manuele aan/uit schakelaar:

Order code:

0061-7003a



Ingebouw relay schakelaar

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen. Schakelt ohmse, inductieve en/of capacatieve belastingen. Schakelt bv. Gloeilampen, TL lampen, halogeen lampen en spaarlampen.

Order code:

0061-7005a



Insteekdimmer, Frans model

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen met de mogelijkheid om deze te dimmen. De module wordt rechtstreeks in het stopcontact gestoken en schakeld de 230VAC van het stopcontact. De setup schakelaar op de module is tevens de manuele aan/uit en dimmer schakelaar:

Order code:

0061-7002a



Insteekdimmer, Schuko model

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen met de mogelijkheid om deze te dimmen. De module wordt rechtstreeks in het stopcontact gestoken en schakeld de 230VAC van het stopcontact. De setup schakelaar op de module is tevens de manuele aan/uit en dimmer schakelaar:

Order code:

0061-7004a



Ingebouw superdimmer

Deze module laat het toe om via radiogolf de lichten en andere elektrische apparatuur te bedienen met de mogelijkheid om deze te dimmen. Schakelt ohmse, inductieve en/of capacatieve belastingen. Schakelt bv. Gloeilampen, TL lampen, halogeen lampen en spaarlampen.

Order code:

0061-7006a

4.VARIA



Inbouw rolluik of gordijn module

Deze module laat het toe om via radiogolf de rolluik- of de gordijnbesturing te bedienen.

Order code:
0061-7007a



Afdekplaat voor dimmer, polar white glossy, M-systeem

Afdekplaat voor inbouwdimmer (0061-7006a).

Order code:
0061-7009a



Afdekplaat voor inbouwstopcontact, polar white glossy, M-systeem, Schuko model

Schuko afdekplaat voor stopcontact 16A, 250VAC, DIN49440. Frontaal retrofitting van de additionele module zonder de nood om te deassembleren. Snelvast schroeven om met de klemmen de afdekplaat te bevestigen.

Order code:
0061-7011a



Afdekplaat voor inbouwschakelaar, polar white glossy, M-systeem

Afdekplaat voor inbouwschakelaar (0061-7005a).

Order code:
0061-7008a



Afdekplaat voor inbouw rolluik- of gordijnbesturing, polar white glossy, M-systeem

Afdekplaat voor inbouw rolluik- of gordijnbesturing (0061-7007a).

Order code:
0061-7010a



Montageframe 1x, polar white glossy, M-systeem

M-Plan frame, enkel.

Order code:
0061-7013a

4.VARIA



**Inbouwstopcontact,
polar white glossy,
M-system, French
model**

Inbouwstopcontact met aardpin en verhoogde bescherming tegen toevallig contact, 16Am 259 VAC, CEE 7 standard sheet V geïntegreerde bescherming tegen toevallig contact zoals gedefinieerd in VDE 0620 Part 1 (kind vriendelijk).

Order code:

0061-7012a



**Montageframe 2x,
polar white glossy,
M-systeem**

M-Plan frame, dubbel. Voor zowel horizontale als verticale installatie.

Order code:

0061-7014a



**Montageframe 3x,
polar white glossy,
M-systeem**

M-Plan frame, triple. Voor zowel horizontale als verticale installatie.

Order code:

0061-7015a

Varia



**Relaisactuator
impulschakelaar**

Met deze box kan de actuator van de elektrische wegdraaiarm worden bediend. De actuator beweegt in één richting zolang de schakelaar wordt ingedrukt. Bij loslaten van de schakelaar verandert de bedrijfsrichting.

Order code:

0013-7001a



**Relaisactuator
tuimelschakelaar**

Met deze box kan de actuator van de elektrische wegdraaiarm worden bediend. Na één druk op de schakelaar verplaatst de actuator van het ene eindpunt naar het andere.

Order code:

0013-7002a

4.VARIA



Relaisactuator impulschakelaar controlebox + kabel

De elektronica van de relaisactuator van de impulschakelaar, exclusief schakelaar.

Order code:
0013-7003a



Handverwarmer, conus voor 1 hand

Dit systeem vangt de hete lucht van de handverwarmer op. Het biedt voldoende ruimte voor één hand, een joystick en de handverwarmer. Wordt normaal gesproken voorop de armluning gemonteerd.

Order code:
1821603



Handverwarmer

Dit systeem houdt uw handen warm tijdens koude winterdagen. Het verlengt de tijd buitenshuis aanzienlijk, vanwege de verbeterde bloedsomloop in uw spieren.

Order code:
1821602



Relaisactuator tuimelschakelaar controlebox + kabel

De elektronica van de relaisactuator van de tuimelschakelaar, exclusief schakelaar.

Order code:
0013-7004a



Handverwarmer, conus voor 2 handen

Dit systeem vangt de hete lucht van de handverwarmer op. Het biedt voldoende ruimte voor beide handen, een joystick en de handverwarmer. Wordt normaal gesproken op het tafelblad gemonteerd.

Order code:
1821604



Set van 4 pinnen voor conus van Handverwarmer

4 pinnen voor het monteren van de conus voor handverwarmer zodat de conus gemakkelijk en snel af te nemen is en terug te plaatsen is.

Order code:
1821752

4.VARIA

**Handwarmer,
montage set**

Montage set voor de handverwarmer. Eindigt in een 8mm staaf.

Order code:

1821601

**Umonium38,
medische spray
1 liter**

Desinfectie spray voor algemeen gebruik.

Order code:

7000-7012a

**Umonium38,
medische doekjes
200 stuks**

Desinfectie doekjes voor algemeen gebruik.

Order code:

7000-7013a



*Onze producten worden verdeeld door onafhankelijke
'Channel Partners' en onze 'Permobil Sales Companies'.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website:
www.permobil.com waar u per land de productafdeling
Communicate & Control vindt.*