

	<b>C300</b>	<b>C350</b>	<b>C400</b>	<b>C500</b>	<b>STREET</b>	<b>M400</b>
<b>Aandrijving</b>	<b>Voorwiel</b>	<b>Achterwiel</b>	<b>Voorwiel</b>	<b>Voorwiel</b>	<b>Achterwiel</b>	<b>Midden</b>
<b>Vering</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Esp</b>	0*	nvt	•	•	nvt	0
<b>Memoryfuncties verstellingen</b>	•*	•*	•*	•*	•	•
<b>Max snelheid</b>	7	10	7,5	10	12	12
<b>Besturing</b>	VR2/Rnet	VR2/Rnet	Pilot+ / Rnet	Pilot+ /Rnet	Rnet	Rnet
<b>ICS (intelligent control system)</b>	•*	•*	•*	•*	•	•
<b>Speciale besturingen</b>	0*	0*	0	0	0	0
<b>Zithoogte zitplaat</b>	46	46	40/47	40/47	50	45
<b>Kantel (grd)</b>	45	30	20/30/45/50	20/30/45/50	45	50
<b>Rughoek (grd)</b>	90-165	90-140	80-135/150/180	80-135/150/180	90-135	80-180
<b>Kniehoek (grd)</b>	90-150	90-150	80-150/170	80-150/170	80-180	80-170
<b>Stastoel</b>	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt
<b>Stoellift</b>	20 cm	20 cm	15/20/25 (30/40)	15/20/25 (30/40)	25	20
<b>Sta-op-voorziening</b>	nvt	special	0	0	special	0
<b>Elektr voetplaathoogte</b>	nvt	0	0	0	0	0
<b>Negatieve kantel</b>	nvt	nvt	0	0	nvt	0
<b>Max gebr gewicht Incl verstellingen</b>	120	136	120/136	120/136/150	120	136
<b>Rijgemak binnen</b>	++	+	++	++	+	+++
<b>Rijcomfort buiten</b>	+	++	++	+++	+++	++
<b>Stabiliteit voor</b>	++	+++	++	++	+++	+++
<b>Stabiliteit achter</b>	+++	++	+++	++	++	+++
<b>Kleine draairuimte</b>	+++	++	+++	++	+	+++
<b>Indiv. autofixatie</b>	permolock	permolock	permolock	permolock	nvt	permolock
<b>Taxifixatie ogen</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Zitsystemen</b>	C/Ct/TS/Xp/K	C/TS	C/3G/Mf/Vs	C/3G/Mf/Vs	C	3G

### Zitsystemen

0 optie  
• standaard  
\* niet op VR2 of Pilot+  
+ gemiddeld  
++ goed  
+++ zeer goed

C - Corpus  
3G - Corpus 3th generation  
TS - Tension Seat  
Ct - Canto  
K - Kinder

Mf - Miniflex  
Vs - Vertical  
Xp - X:panda