

Chassis zitsysteem	C300				C350			C400		
	Canto	X-Panda	TS	Corpus	TS	Corpus	Miniflex	Corpus	Corpus LR	VS
Lenkte, mm	1080	1080	1080	1080	1065	1065	1085	1085	1085	1185
Breedte, mm	620	620	620	620	625	625	620	620	620	620
Minimale Transportlengte, mm	885	885	885	885	900	900	890	890	890	1055
Zithoogte vaste lift, mm	490/550	160-360	510	510	460	460	565	565	475	530
Zithoogte met elektrische lift, mm	490-690		510-710	510-710	510-710	460-660	520-720	560-760	475-625	530-780
Gewicht incl. accu's, kg	112	112	149	138	151	142	135	155	155	168
Max. gewicht gebruiker, kg	120	45	136	120	136	136	35	120	120	70/100/120
Zitbreedte, mm	370/420/470/520	160-360	380/430/480/530	430/480/530*	380/430/480/530	430/480/530*	250/300/350	430/480/530*	430/480/530*	430/480
Zitdiepte, mm	420-520	160-390	380-550	410/460/510/560	380-550	410/460/510/560	270/320/370	360/410/460/510/560	360/410/460/510/560	410-600
Rugbreedte, mm	370/420/470/520	260-360	380/430/480/530	340/390/440	380/430/480/530	340/390/440	250/300/350	340/390/440	340/390/440	340/390/440
Rughoogte, mm	500-600	270-500	450/600	535/605	450/600	535/605	325/375/425	535/605	535/605	550-620
Armligger hoogte, mm	200-260	instelbaar	190-390	190-290	190-390	190-290	160-290	190-290	190-290	165-285
Afstand tussen armliggers, mm	360-510	instelbaar	380-530	350/400/450	380-530	350/400/450	210-375	350/400/450	350/400/450	350/400/450
Onderbeenlengte, mm	370-520	instelbaar	instelbaar	390-560	instelbaar	390-560	175-340	350-510	350-510	440-550
Hoek rugleuning - verstelbaar	90°-125°	85°-125°	90°-125°	90°-165°	90°-125°	90°-140°	80°-145°	80°-165°	80°-135°	90°-180°
Hoek beensteun - verstelbaar	100°-180°		90°-150°	80°-150°	90°-150°	90°-150°	80°-125°	80°-150°	80°-150°	90°-180°
SOV-beensteun mogelijk	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Accapaciteit, Ah	2x60	2x60	2x60	2x60	2x60	2x60	2x73	2x73	2x73	2x73
Laadtijd, uren	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Actieradius, km	25-35	25-35	25-35	25-35	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35
Max. snelheid, km/h	7,0	7,0	7,0	7,0	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Remweg, mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Motor vermogen, watt	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250	2x300	2x300	2x300	2x300	2x300
Draaicirkel (iso 7176-5), mm	625	625	625	625	945	945	665	665	665	665
Vermogen m.b.t. obstakels, mm	70	70	70	70	70	70	60	60	60	60
Vering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronica	VR2	R-net	VR2	R-Net	VR2	R-Net	Pilot +	R-Net	R-Net	R-Net
Elektrische stoellift	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische kantelverstelling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische beensteunverstelling	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Elektrische rughoekverstelling	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Besturingssystemen	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

530mm zitbreedte is als speciale aanpassing leverbaar

Chassis zitsysteem	C500				Street		X850	
	Miniflex	Corpus	Corpus LR	VS	Corpus	Corpus	CS	Miniflex
Lenkte, mm	1050	1150	1150	1215	1180	1260-1460	1260-1460	1260-1460
Breedte, mm	650	650	670	650	630	720	720	720
Minimale Transportlengte, mm	905	905	905	1085	875	1260	1260	1260
Zithoogte vaste lift, mm	520	560	475	530	560	560	550	530
Zithoogte met elektrische lift, mm	520-720	560-760	475-625	530-780	560-810	560-760	550-750	530-730
Gewicht incl. accu's, kg	138	158	158	171	155	190	182	170
Max. gewicht gebruiker, kg	35	120	120	70/100/120	120	136	136	35
Zitbreedte, mm	250/300/350	430/480/530*	430/480/530*	430/480	430/480/530*	430/480/530*	450	250/300/350
Zitdiepte, mm	270/320/370	60/410/460/510/560	60/410/460/510/560	75/500/525/550/575	60/410/460/510/560	60/410/460/510/560	430	250/300/350
Rugbreedte, mm	250/300/350	340/390/440	340/390/440	340/390/440	340/390/440	340/390/440	NVT	250/300/350
Rughoogte, mm	325/375/425	535/605	535/605	550-620	535/605	535/605	520	325/375/425
Armligger hoogte, mm	160-290	190-290	190-290	165-220	190-290	190-290	215	160-290
Afstand tussen armliggers, mm	215-375	350/400/450	350/400/450	360/420/470	350/400/450	350/400/450	NVT	215-375
Onderbeenlengte, mm	175-340	390-560	390-560	440-550	490-560	NVT	NVT	175-340
Hoek rugleuning - verstelbaar	90°-165°	80°-165°	80°-135°	90°-180°	90°-135°	90°-130°	90°-120°	90°-165°
Hoek beensteun - verstelbaar	90°-150°	80°-150°	80°-150°	90°-180°	90°-180°	NVT	NVT	90°-150°
SOV-beensteun mogelijk	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Accapaciteit, Ah	2x73	2x73	2x73	2x73	2x73	2x97	2x97	2x97
Laadtijd, uren	8	8	8	8	8	11	11	11
Actieradius, km	30-40	30-40	30-40	30-40	25-35	35-45	35-45	35-45
Max. snelheid, km/h	7,5 / 10,0	7,5 / 10,0	7,5 / 10,0	7,5 / 10,0	12,0	15,0	15,0	15,0
Remweg, mm	1200	1200	1200	1200	1200	3500	3500	3500
Motor vermogen, watt	2x300	2x300	2x300	2x300	2x500	2x500	2x500	2x500
Draaicirkel (iso 7176-5), mm	715	715	715	715	900	1680	1680	1680
Vermogen m.b.t. obstakels, mm	70	70	70	70	70	110	110	110
Vering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronica	Ja	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	Safegate	Safegate	Safegate
Elektrische stoellift	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische kantelverstelling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Elektrische beensteunverstelling	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Elektrische rughoekverstelling	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Besturingssystemen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Garantie	2	2	2	2	2	2	2	2

Chassis zitsysteem	Playman	Keala	Chairman HD	K450
	Miniflex	Miniflex	Corpus	MX
Lenkte, mm	1150	965	1120	840
Breedte, mm	630	560	700	610
Minimale Transportlengte, mm	845	710	920	840
Zithoogte vaste lift, mm	530	410	550	nvt
Zithoogte met elektrische lift, mm	250-800	410-660	550-750	460-660
Gewicht incl. accu's, kg	130	85	165	141
Max. gewicht gebruiker, kg	35	35	200	60
Zitbreedte, mm	250/300/350	250/300/350	480/530/580	250/300/350/400
Zitdiepte, mm	270/320/370	270/320/370	35/485/535/585/635	250-450
Rugbreedte, mm	250/300/350	250/300/350	460/510/560	250/300/350/400
Rughoogte, mm	325/375/425	325/375/425	720	350-500
Armligger hoogte, mm	160-290	160-290	190-300	instelbaar
Afstand tussen armliggers, mm	215-375	215-375	470/520/570	instelbaar
Onderbeenlengte, mm	250-375	175-340	400-500	instelbaar
Hoek rugleuning - verstelbaar	90°-165°	90°-165°	90°-135°	nvt
Hoek beensteun - verstelbaar	90°-150°	90°-150°	80°-135°	90°-180°
SOV-beensteun mogelijk	Nee	Nee	Speciale aanpassing	Nee
Accapaciteit, Ah	2x73	2x40	2x73	2x60
Laadtijd, uren	8	8	8	8
Actieradius, km	30-40	20-25	30-40	25-35
Max. snelheid, km/h	7,5	6,5	6,5	8,5
Remweg, mm	1200	1000	1200	1200
Motor vermogen, watt	2x300	2x300	2x300	2x250
Draaicirkel (iso 7176-5), mm	700	570	750	1060
Vermogen m.b.t. obstakels, mm	70	60	60	60
Vering	Nee	Nee	n	Ja
Elektronica	Pilot +	Pilot +	Pilot +	R-Net
Elektrische stoellift	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische kantelverstelling	Nee	Ja	Ja	Ja
Elektrische beensteunverstelling	Nee	Nee	Ja	Nee
Elektrische rughoekverstelling	Nee	Nee	Ja	Nee
Besturingssystemen	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	2	2	2	2