

UniTrack

S Y S T E M



The Art of Mobility



UniTrack

S Y S T E E M



Eenvoud door ontwerp.

Het nieuwe UniTrack-systeem van Permobil biedt u de combinatie van een aantal modulaire onderdelen die u samen de gewenste pasvorm op maat bieden. Kies eenvoudigweg de juiste steun en de bijbehorende verstelkoppeling en plaats ze daar waar ze nodig zijn.

Het systeem heeft eindeloze verstel- en maatwerkmogelijkheden.



The Art of Mobility

www.permobil.com

* Alleen verkrijgbaar op het Corpus™-zitsysteem.



UNITRACK-SYSTEEM

Met het UniTrack-systeem heeft u eindeloze verstelmogelijkheden.



VERSTELKOPPELINGEN

Met de verstelkoppelingen kunt u de steunen draaien en ze op de juiste plaats vergrendelen. De interval van de stapsgewijze verstelling is zo klein, dat er bijna oneindig veel verstelmogelijkheden zijn.



SNELKOPPELING

Er is slechts een halve draai van de hendel nodig om de steun uit te nemen. Geplaatst zonder uitsteeksels en om haken aan hindernissen te voorkomen.



A

15 cm b x 13 cm d



B

9 cm b x 11,5 cm d



C

20 cm b x 9 cm d



D

20 cm b x 20 cm d



G

30 cm b x 9 cm d



H

18 cm b x 18 cm d



J

13 cm b x 16,5 cm d

STEUNKUSSENS

De steunkussens zijn beschikbaar in veel vormen en formaten met ademende bekleding voor extra comfort. Om verwarring te voorkomen heeft elke steun slechts één onderdeelnummer. De steunen zijn onderling uitwisselbaar en kunnen als dijbeensteunkussens of kuitsteunkussens worden gebruikt; afhankelijk van uw behoeften.

UNITRACK KITS



I103055-99-0
UT Kuitsteun-kit (B)
m/ bijbehorende bekleding en
extra bouwelementen



I102978-99-0
UT Kuitsteun-kit (H)
m/ bijbehorende bekleding en
extra bouwelementen



I102982-99-0
UT Kuitsteun-kit (J)
m/ bijbehorende bekleding en
extra bouwelementen



I103070-99-0
UT Amputatiesteun-kit (H)
m/ bijbehorende bekleding – 1 elk



I103071-99-0
UT Amputatiesteun-kit (D)
m/ bijbehorende bekleding – 1 elk



I103077-99-0
UT Dijbeen-/ heupsteun-kit (B)
m/ bijbehorende bekleding - laag



I102977-99-0
UT Dijbeen-/ heupsteun-kit (G)
m/ bijbehorende bekleding - hoog



I103079-99-0
UT Dijbeen-/ heupsteun-kit (A)
m/ bijbehorende bekleding - laag



I103094-99-0
UT Dijbeen-/ heupsteun-kit (J)
m/ bijbehorende bekleding - hoog



I103095-99-0
UT Dijbeen-/ heupsteun-kit (C)
m/ bijbehorende bekleding - hoog



The Art of Mobility

www.permobil.com

2007UNI061507

Ons nieuwe accessoiresysteem

Het systeem bestaat uit een klein aantal eenvoudige basiselementen die u combineert en op een rail op de stoel bevestigt. Daarna kiest u het kussen dat u wenst en krijgt u een steun met de juiste vorm en op precies de juiste plaats. Dit biedt ontelbare aanpas- en afstel mogelijkheden!

Rails voor accessoires

De rail, de basis van ons nieuwe accessoiresysteem, wordt strategisch op de zitting en de achterkant bevestigd. De rail maakt traploos verstellen mogelijk. Alle onderdelen van het systeem hebben standaardafmetingen van 25 mm centrum-tot-centrum en worden met standaardschroeven van 6 mm bevestigd.



Verstellingselementen

Deze onderdelen maken het mogelijk om de kussens van de steun te roteren, terwijl het bevestigingspunt vast blijft. De onderdelen zijn ongelooflijk sterk en met kleine stappen verstelbaar, zodat het resultaat bijna traploos is. Combineer en plaats de steun op precies de juiste plaats!



Snelbevestiging

Het volstaat om het handvat een halve slag te draaien. Voor de rompsteun kan er ook een swing away-vergrendeling gemonteerd worden.



Steunkussens

Kussens van verschillende grootte en vorm, met een overtrek uit ademend materiaal. De kussens kunnen gemakkelijk bevestigd worden op of verwijderd worden van andere systeemonderdelen. De kussens worden uitsluitend aangeduid met letters om te voorkomen dat ze geassocieerd worden met een bepaald toepassingsgebied.

De steunen worden aangeduid met een letter en de afmetingen. Bijvoorbeeld: als u een kuitsteun wilt bestellen en kussen A wilt gebruiken, dan is de benaming Kuitsteun A 150*140.

A 150x140
B 110x90
C 200x90



D 200x200
E 220x150
F 220x90



G 300x90
H 170x175
J 165x120



Combineer ze en creëer een...

DIJBEENSTEUN / HEUPSTEUN



Diepte instellen met behulp van de rails en hoogte instellen met behulp van de stopschroeven.



Hoek instellen.



Hoek en breedte instellen.

KUITSTEUN



Dankzij de kanalen kan het kussen 360° roteren.



Hoek en diepte instellen.



Hoogte en breedte instellen.

AMPUTATIESTEUN



Kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van de snelbevestiging.



Hoek en hoogte instellen.



Diepte, wijde en hoek instellen.



Kan in een hoek van 30 graden gemonteerd worden en het kussen kan in de gewenste vorm geplaatst worden.

ROMPSTEUN



Hoogte instellen.



Hoek en wijde instellen.



Hoogte instellen met behulp van stopschroeven.



Diepte instellen.