



standard

ESP

Enhanced
Steering
Performance

FATE VALERE I VOSTRI DIRITTI

Con le sue linee pulite e l'elettronica R-Net la carrozzina C500 VS è indiscutibilmente il miglior prodotto disponibile. Perfetta per essere utilizzata sia all'interno che all'esterno, la C500 VS offre una potenza sufficiente per muoversi su terreni accidentati. Inoltre, le sospensioni indipendenti della C500 VS permettono di muoversi senza avvertire le asperità del terreno. Gli utenti possono muoversi in spazi ridotti con un raggio di sterzata di 71,5 cm, perfetto per luoghi affollati. Il sistema di seduta con tre posizioni memorizzabili vi permette di portarvi in posizione eretta da qualsiasi posizione e di spostarvi: una caratteristica ideale per fare valere i propri diritti.

C500 VS

FUNZIONI ELETTRICHE



Elettronica R-Net con ICS per possibilità di programmazione avanzate.



COLORI DEL TELAIO



Blu metallizzato



Rossa metallizzato



Verde metallizzato



Nero metallizzato

ISO 7176-19 / ISO 10542-3

EN12182/EN12184



Dispositivo di elevazione della seduta per portarsi in posizione eretta da qualsiasi posizione. Una volta in posizione eretta si può spostarsi a velocità ridotta.



Regolazione elettrica dello schienale



Basculamento elettrico



Pedane elettriche indipendenti

SPECIFICHE

Lunghezza	121,5 cm	Angolazione dell'appoggia gambe, regolabile	90° - 180°
Larghezza	65 cm	Capacità della batteria	2 x 73 AH
Lunghezza minima di trasporto	108,5 cm	Autonomia	30 - 40 km
Altezza di seduta sollevatore frisso	53 cm	Velocità massima	7,5 - 10 km/ora
Altezza di seduta sollevatore elettrico	53 - 78 cm	Raggio di sterzata (ISO 7176-5)	71,5 cm
Peso incluso batterie	171 kg	Altezza libera dal suolo	6 cm
Peso massimo dell'utente	70/100/120 kg	Ammortizzatori	Sì
Larghezza della seduta	43/48 cm	Elettronica	R-Net
Profondità della seduta	45/47,5/50/52,5/55/57,5/60 cm	Seduta elevabile elettricamente	Sì
Larghezza dello schienale	34/39/44 cm	Basculamento regolabile elettricamente	Sì
Altezza dello schienale	55/62 cm	Appoggia gambe regolabile elettricamente	Sì
Distanza fra i braccioli	36/42/47 cm	Schienale regolabile elettricamente	Sì
Angolazione dello schienale, regolabile*	90° - 180°	Garanzia	2 Anni

* Angolazione dello schienale limitata per gli utenti oltre i 100 kg.



The Power of Mobility

Disabili Abili Srl
Via Paisiello 17A
50041 Calenzano (FI)
Tel +39 055 36 05 62
Fax +39 055 324 60 59
info@permobil.it

www.permobil.com

C500VS012011T