



PRONTI, PARTENZA, VIA!

Con la carrozzina K300 PS Junior di Permobil i bambini possono partecipare a tutte le attività. La K300 viene fornita con un sedile standard ampliabile per una seduta sempre aderente al corpo, indipendentemente dalla velocità di crescita del bambino. Funzioni quali i braccioli regolabili, la funzione di sollevamento e basculamento elettronico della seduta, l'elettronica R-Net e il sistema UniTrack offrono un confort massimo. La carrozzina dispone inoltre di infinite possibilità di regolazione e una vasta scelta di accessori disponibili. I nuovi colori rosso, rosa, nero, argento metallizzato, blu scuro metallizzato, verde scuro metallizzato e blu metallizzato rendono questa carrozzina un prodotto elegante con cui farsi notare.

K300
PS Jr.



COLORI DEL TELAIO



FUNZIONI ELETTRICHE



Dispositivo di elevazione elettrica della seduta di basculamento



Electronica R-Net con possibilità di programmazione avanzate



Il sedile regolabile si adatta a bambini di tutte le dimensioni



Leve a pressione



Il sistema Uni-track permette una personalizzazione elevata



Bracciolo rimuovibile con un solo movimento



I braccioli EZ Adjust sono facilmente regolabili in altezza, angolazione e rotazione



Poggiapiedi facilmente eliminabili con piastre multiassi regolabili a elevata resistenza. Disponibile con ganci frontali a 70° o 90°



Leva e sistema di basculamento manuale opzionali con possibilità di regolare l'altezza senza l'utilizzo di utensili ripiegabile per il trasporto



ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



SPECIFICHE

Lunghezza	108 cm	Angolazione dell'appoggia gambe, regolabile	non applicabile
Larghezza	62 cm	Capacità della batteria	2 x 60 AH
Lunghezza minima di trasporto	88,5 cm	Autonomia	25 - 35 km
Altezza di seduta sollevatore frisso	46	Velocità massima	7 km/ora
Altezza di seduta sollevatore elettrico	46 - 66 cm	Raggio di sterzata (ISO 7176-5)	62,5 cm
Peso incluso batterie	120 kg	Altezza libera dal suolo	7 cm
Peso massimo dell'utente	75 kg	Ammortizzatori	Si
Larghezza della seduta	28 - 41 cm	Electronica	R-Net
Profondità della seduta	26 - 46 cm	Seduta elevabile elettricamente	Si
Larghezza dello schienale	27,5 - 40 cm	Basculamento regolabile elettricamente	Si
Altezza dello schienale	41 - 56 cm	Appoggia gambe regolabile elettricamente	No
Distanza fra i braccioli	regolabile	Schienale regolabile elettricamente	No
Angolazione dello schienale, regolabile	85° - 120°	Garanzia	2 Anni



The Power of Mobility

Disabili Abili Srl
Via Paisiello 17A
50041 Calenzano (FI)
Tel +39 055 36 05 62
Fax +39 055 324 60 59
info@permobil.it

www.permobil.com