

# Con la C-350 la differenza si nota!



*The Art of Mobility*

Disabili Abili  
Via Tartini 5D • 50144 Firenze • Italy  
Tel 055360562 • Fax 0553246059 • info@permobil.it

[www.permobil.com](http://www.permobil.com)

C300C350TS092008IT



C350

*C300 e C350*



*The Art of Mobility*



**TS**



**C300 TS**



**C350 TS**

# FLESSIBILITÀ SENZA CONFINI

Il design lineare e la notevole potenza tipica delle carrozzine elettriche Permobil si ritrovano nei nuovi modelli C300 TS e C350 TS che offrono un abbinamento perfetto tra stabilità, comfort di seduta e versatilità a un prezzo complessivo concorrenziale. Il sistema di seduta TS è caratterizzato da versatilità e varie possibilità di regolazione. Grazie al sistema Unitrack, integrato nel materiale tubolare di lunga durata, è possibile regolare la profondità della seduta, l'altezza dei braccioli e la posizione dei supporti laterali in maniera semplice e veloce. Anche la ridotta altezza della seduta, che è di 51 cm standard, offre una funzionalità ottimale. Come optional sono disponibili 4 funzioni elettriche: elevazione della seduta, bascula e regolazione dell'angolazione dello schienale e dell'appoggia gambe. Inoltre, la seduta TS è regolabile in 3 altezze diverse. Le possibilità sono invariate: sono disponibili due tipi di appoggia gambe, braccioli con altezza e angolazione regolabili, oltre a vari accessori per il posizionamento, quali i supporti per cosce, busto, appoggia polpacci e poggiatesta, in modo da offrire un sostegno ottimale all'utente.



*The Art of Mobility*

[www.permobil.com](http://www.permobil.com)



Joystick VR2 con predisposizione per 4 funzioni elettriche



Cerchi a tre raggi con copripnuota nello stesso colore della scocca

COLORE DELLA SCOCCA



Nero

### FUNZIONI ELETTRICHE



### SPECIFICHE TECNICHE C300 TS C350 TS

	C300 TS	C350 TS
Lunghezza	1080 mm	1065 mm
Larghezza	620 mm	625 mm
Lunghezza minima di trasporto	883 mm	900 mm
Altezza seduta	510 mm	510 mm
Altezza seduta con elevatore elettrico sedile	510/710 mm	510/710 mm
Peso massimo dell'utente	136 kg	136 kg
Peso (compr. batterie)	149 kg	151 kg
Larghezza sedile	380 - 530 mm	380 - 530 mm
Profondità sedile	380 - 550 mm	380 - 550 mm
Altezza schienale	450/600 mm	450/600 mm
Altezza bracciolo	190 - 390 mm	190 - 390 mm
Distanza tra i braccioli	380 - 530 mm	380 - 530 mm
Possibilità di regolazione schienale	90 - 125°	90 - 125°
Possibilità di regolazione appoggia gambe	90 - 150°	90 - 150°
Capacità della batteria	2x60 Ah	2x60 Ah

	C300 TS	C350 TS
Tempo di carica	7 Ore	7 Ore
Autonomia	30 - 35 Km	30 - 35 Km
Velocità massima	7 Km/h	8 Km/h
Distanza di frenata	1200 mm	1200 mm
Raggio di sterzata	1030 mm	1310 mm
Dislivello superabile	70 mm	70 mm
Sospensioni	Si	Si
Elevazione elettrica seduta	Si	Si
Basculamento regolabile elettronicamente	Si	Si
Appoggia gambe regolabile elettronicamente	Si	Si
Schienale regolabile elettronicamente	Si	Si
Sistemi di guida	VR-2	VR-2
Garanzia	2 Anni	2 Jahren
Crash test conforme agli standard ISO	Si	Si
Sistema di fissaggio a 4 punti	Si	Si

ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



Schienale e/o basculamento regolabili elettronicamente



Elevazione elettrica seduta



Appoggia gambe regolabile elettronicamente

