

# SmartDrive

SwitchControl

permobil







## SwitchControl

Met een druk op de knop kan de SmartDrive worden ingeschakeld voor een snelle energieboost of worden geactiveerd in de vergrendelde modus voor een constant vermogen over lange afstanden. Wanneer de motor is geactiveerd kan deze ook via de schakelaar worden uitgezet. Na het bedienen wordt de motor uitgeschakeld en kan de gebruiker stoppen door het afremmen op de hoepels.

## Specificaties SmartDrive

Afmetingen	Lengte: 389 mm Breedte: 141 mm Hoogte: 242 mm
Productgewicht	5,7 kg aandrijfeenheid
Gewicht van de gebruiker	14 tot 150 kg
Rijbereik*	Tot 19,8 km vlak/geen weerstand
Motorvermogen	250 W Borstelloos DC
Maximalsnelheid	6 km/u (standaard), verstelbaar
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot 50°C
Stoeltype compatibiliteit	Vastframe, vouwframe, kantelrolstoel, One-Arm Drive en meer
Diameter aandrijf wiel	501, 540, 559, 590 mm
Garantie	Beperkte garantie van 2 jaar

Bluetooth® LE	FCC ID 5123A-BGTBLE113
	IC ID

Lokale terugbetaling	Code
----------------------	------

*\*De prestatiemetingen variëren afhankelijk van de gebruikers- en stoelkenmerken, de rij- en accucondities.*

*De SmartDrive is getest en voldoet aan alle toepasselijke eisen van de ANSI/RESNA-normen voor rolstoelen - Volume 1 en Volume 2 en EN 12184.*

*LET OP: De door de fabrikant verstrekte specificaties van een rolstoel kunnen enigszins worden beïnvloed door de toevoeging van de SmartDrive.*

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde gebruiks- en onderhoudsinstructies.*